

6214 Setup Guide




WARNING

Pressurized gas cylinder assembled in this workstation. Assemble and attach all work surface mounted options prior to cutting cable tie around brake handle and raising the workstation. To avoid injury, keep your head and body parts away from the work surface.


Step 1:

Remove any two hole plugs.




Step 2:

Secure equipment pole to workstation top with hardware provided.




Step 3:

Secure blood pressure cuff holder to workstation top with hardware provided.




Step 4:

Remove protective clear cover, cable tie and Warning Label.




Step 3:

Hold top with both hands and press handle to verify Range of Motion.




Step 4:

Verify caster locking pedals operation.



Step 5:

Verify caster release pedal operation.



6214 Setup-Anleitung




WARNUNG

Unter Druck stehender Gaszylinder wird an dieser Arbeitsstation montiert. Alle auf der Arbeitsstation montierten Teile montieren und befestigen, bevor der Kabelbinder am Bremsgriff durchgeschnitten und die Arbeitsstation angehoben wird. Kopf und Körperteile von der Arbeitsfläche fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.


Schritt 1:

Die beiden Stopfen aus der Bohrung entfernen.




Schritt 2:

Die Gerätestange mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmitteln am Arbeitstisch befestigen.




Schritt 3:

Den Halter für die Blutdruckmessmanschette mit den im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsmitteln am Arbeitstisch befestigen.




Schritt 4:

Die transparente Schutzabdeckung, den Kabelbinder und das Warnschild entfernen.




Schritt 3:

Die Platte mit beiden Händen festhalten und den Griff drücken, um den Bewegungsradius zu überprüfen.




Schritt 4:

Überprüfen, ob die Pedale an den Laufrollen verriegelt werden können.



Schritt 5:

Überprüfen, ob die Pedale an den Laufrollen gelöst werden kann.




**AVERTISSEMENT**

Bouteille de gaz sous pression assemblée dans ce poste de travail. Assembler et fixer toutes les options de surface de travail montées avant de couper le bracelet de câble autour de la manette de frein et de soulever le poste de travail. Afin d'éviter toute lésion, tenez votre tête et les parties de votre corps à distance de la surface de travail.

Étape 1 :


Retirer deux caches de prise.



MA11043i

Étape 2 :


Fixer le montant de l'équipement à la partie supérieure du poste de travail avec les pièces fournies.



MA11000i

Étape 3 :


Fixer le porte-manchette de pression sanguine à la partie supérieure du poste de travail avec les pièces fournies.



MA11001i

Étape 4 :


Retirer le couvercle de protection transparent, le bracelet de câble et l'étiquette d'avertissement.



MA10999-2i


Étape 3 :

Tenir la partie supérieure avec les deux mains et appuyer sur la poignée pour vérifier le rayon de mouvement.




Étape 4 :

Vérifier le fonctionnement des pédales de blocage des roulettes.



Étape 5 :

Vérifier le fonctionnement des pédales de déblocage des roulettes.



6214

Guía de instalación




ADVERTENCIA

Esta estación de trabajo incorpora un cilindro de gas comprimido. Monte y fije todas las opciones de montaje de las superficies de trabajo antes de cortar las bridas para cables alrededor de la palanca de freno y de elevar la estación de trabajo. Para evitar lesiones, mantenga la cabeza y cualquier parte del cuerpo alejada de la superficie de trabajo.


Paso 1:

Retire los dos tapones de los agujeros.




Paso 2:

Fije el poste del equipo a la parte superior de la estación de trabajo con los materiales proporcionados.




Paso 3:

Fije el soporte para el manguito medidor de presión arterial a la parte superior de la estación de trabajo con los materiales proporcionados.




Paso 4:

Retire la película protectora transparente, las bridas para cables y la Etiqueta de advertencia.




Paso 3:

Sostenga la parte superior con ambas manos y apriete la palanca para comprobar el rango de movimiento.



Paso 4:

Compruebe el funcionamiento de los pedales de bloqueo de las ruedas.



Paso 5:

Compruebe el funcionamiento de los pedales de desbloqueo de las ruedas.

