


Wall Mount Bracket [9A474, 9A623]

Compatible with:
Ritter 253 Exam Light


Intended Use:
To mount Ritter 253 exam light to wall.

Equipment Alert
The wall anchors supplied are designed for drywall.
If your wall is constructed of something other than drywall, use anchors appropriate for the material.

Step 1: Mark holes for wall anchors.
A) Position mounting plate on wall.
B) Mark location of four wall anchor holes.




Step 2: Drill holes / Install wall anchors.
A) Using 3/8" bit, drill holes marked in Step 1.
B) Install wall anchors.




Step 3: Tighten wall anchors / Remove screws.

- A) Tighten screws to expand wall anchors.
- B) Loosen / remove screws.




Before using light:

Remove protective film from lens.



Step 4: Install light / Mount bracket to wall.

- A) Secure light to bracket with four flat head screws.
- B) Slide base covers onto anchor screws.
- C) Secure bracket to wall with four anchor screws.
- D) Install four screw covers.



Because we care.

Zweckbestimmung:

Zur Montage der Untersuchungslampe
Ritter 253 an der Wand.




Gerätewarning

Die bereitgestellten Dübel sind für Gipsplattenwände
vorgesehen. Sollte bei Ihnen anderes Mauerwerk
vorliegen, so verwenden Sie dafür geeignete Dübel.


Schritt 1: Kennzeichnen der Stellen für Dübellöcher

- A) Legen Sie die Montageplatte an die Wand an.
- B) Kennzeichnen Sie die vier Stellen für die Dübel.




Schritt 2: Bohren der Löcher/Montage der Dübel

- A) Bohren Sie die bei Schritt 1 gekennzeichneten Löcher
mit einem 3/8 Zoll-Bohrstück.
- B) Montieren Sie die Dübel.




Schritt 3: Festziehen der Dübel/Entfernen der Schrauben

- A) Ziehen Sie die Schrauben an, um die Dübel zu expandieren.
- B) Lösen/entfernen Sie die Schrauben.




Vor Lampeneinsatz:

Entfernen Sie den Schutzfilm von der Linse.



Schritt 4: Installieren der Lampe/Anbringen der Halterung an Wand

- A) Befestigen Sie die Lampe mit vier Flachkopfschrauben an der Halterung.
- B) Bringen Sie die Grundabdeckungen auf die Schrauben auf.
- C) Befestigen Sie die Halterung mit vier Schrauben.
- D) Bringen Sie die vier Schraubenabdeckungen auf.



Utilisation :

Montage de la lampe d'examen Ritter 253 au mur.




Avertissement relatif au matériel

Les ancrages au mur fournis doivent être fixés sur une cloison sèche. Si le mur n'est pas une cloison sèche, utilisez des ancrages adaptés à votre type de mur.


Étape 1 : marquer les orifices pour les ancrages au mur.

- A) Positionnez la plaque de montage contre le mur.
- B) Marquez l'emplacement des quatre orifices d'ancrage au mur.




Étape 2 : percer les orifices et installer les ancrages au mur.

- A) À l'aide d'une mèche 3/8", percez les orifices marqués à l'étape 1.
- B) Installez les ancrages au mur.




Étape 3 : serrer les ancrages au mur et retirer les vis.

- A) Serrez les vis pour étendre les ancrages au mur.
- B) Desserrez/retirez les vis.




Étape 4 : installer la lampe et monter le support au mur.

- A) Fixez la lampe sur le support avec quatre vis à tête plate.
- B) Faites glisser les caches sur les vis d'ancrage.
- C) Fixez le support au mur avec quatre vis d'ancrage.
- D) Installez quatre cache-vis.



Avant d'utiliser la lampe :

Retirez le film protecteur de la lentille.



Uso previsto:


Para montar la luz de reconocimiento
Ritter 253 en la pared.

**Alerta del equipo**


Los anclajes de pared suministrados se han
diseñado para paredes de yeso. Si la pared es de
un material distinto del yeso, utilice anclajes adecuados para
ese material.

Paso 1: marque los orificios para los anclajes de pared.

- A) Coloque la placa de montaje en la pared.
- B) Marque la posición de los cuatro orificios para los anclajes de pared.


**Paso 2: taladre los orificios / instale los anclajes de pared.**

- A) Utilice una broca de 3/8" para taladrar los orificios
marcados en el paso 1.
- B) Instale los anclajes de pared.




Paso 3: apriete los anclajes de pared / retire los tornillos.

- A) Apriete los tornillos para expandir los anclajes de pared.
- B) Afloje / retire los tornillos.



Antes de utilizar la luz:

retire la película protectora de la lente.



Paso 4: instale la luz / monte el soporte en la pared.

- A) Fije la luz al soporte con los cuatro tornillos de cabeza plana.
- B) Deslice las cubiertas de la base sobre los tornillos de anclaje.
- C) Fije el soporte en la pared con los cuatro tornillos de anclaje.
- D) Instale las cuatro tapas de los tornillos.

