



**Unsere Hocker  
und Stühle  
bieten Ihnen die  
ergonomische  
und komfortable  
Sitzgelegenheit,  
die Sie  
brauchen.**

Sie stehen auf und setzen sich wieder hin – und das jeden Tag, unzählige Male. Dafür benötigen Sie eine Sitzgelegenheit, die vor allem ergonomisch und bequem ist. Unsere Hocker und Stühle mit ihren breiten, gut gepolsterten Sitzflächen bieten Ihnen jetzt noch mehr Komfort. Dank ihrer stabilen Grundkonstruktion überzeugen unsere Sitzmöbel zudem durch ihre sehr gute Standfestigkeit.

Wie robust und langlebig unsere Hocker und Stühle sind, zeigt sich daran, dass die Gesundheitsindustrie bereits seit über 50 Jahren hochwertige Produkte der branchenführenden Produktreihe von Ritter bezieht.

Richten Sie Ihre Räume mit Praxismobiliar von Ritter und Midmark ein und schaffen Sie eine freundlich-warme Atmosphäre, die Ihre Mitarbeiter und Patienten gleichermaßen überzeugen wird.



# Hocker und Stühle

Hocker



## Unser Produktdesign übertrifft Ihre Erwartungen

Für Stabilität sorgt zunächst eine Laufrollenhalterung aus fünf Beinen mit Rollen. Dank der sternförmigen Anordnung können Sie noch näher am Patienten arbeiten. Zudem lassen sich die Hocker mit ihren strapazierfähigen, abgedeckten Doppelrollen geräuschlos über alle Arten von Bodenbelägen bewegen.

Die zusätzliche Robustheit und Stabilität unserer Hocker wird bei manuell verstellbaren Modellen durch eine Schraube aus stabilem Stahl und bei pneumatisch verstellbaren Modellen durch eine Luftdruckfeder gewährleistet. Mithilfe der Luftdruckfeder lässt sich die Sitzhöhe auf einfache und effiziente Weise variieren (ideal für Praxen mit mehreren Ärzten). Zugleich dient sie als Dämpfungsmechanismus, der die Belastungen Ihres Arbeitstages abfedert.

Für Komfort sorgt eine breite und gut gepolsterte Sitzfläche aus dichtem Schaumstoff. Der abgerundete Polstersaum beugt Druckstellen an Ihren Beinen vor. Unsere Modelle mit ergonomisch geformter Rückenlehne fördern eine gesündere Körperhaltung. Ihr Vorteil: Sie sind am Ende Ihres Arbeitstages weniger erschöpft.

Bei dieser Auswahl an Modellen, Farben und Zubehör finden Sie mit Sicherheit einen Hocker, der genau Ihren Anforderungen entspricht.

## Der 276 – Hocker mit Luftdruckfeder

Der 276 ist unser meistverkaufter Hocker. Im Gesundheitswesen gilt er inzwischen als Branchenstandard.



## Die Classic-Reihe

Als Herzstück unseres Sitzmöbel-Angebots werden diese Hocker von der Gesundheitsbranche am stärksten nachgefragt. Die Produkte unserer Classic-Reihe verfügen über eine in Hochglanzaluminium bzw. schwarz gehaltene Laufrollenhalterung und -abdeckung. Die höhenverstellbaren Modelle sind zudem mit einem Handgriff oder einem Fußhebel ausgestattet. Die Sitzhöhe des 274 (ohne Rückenlehne) und des 275 (mit Rückenlehne) lässt sich manuell einstellen. Der 276 (ohne Rückenlehne) und der 277 (mit Rückenlehne) sind durch Luftdruckfedern höhenverstellbar. Die Höheneinstellung des 278 (Fußhebel) und 279 (Handgriff) erfolgt ebenfalls durch Luftdruckfedern. Die Armlehnen dieser beiden Modelle bieten Chirurgen während schwieriger Eingriffe zusätzliche Stabilisation.



## Der 427 – Arzthocker mit Luftdruckfeder

Die Eigenschaften dieses Hockers gleichen denen des 425. Anstelle des Handgriffs verfügt dieses Modell jedoch über einen Fußhebel. So können Sie die Sitzhöhe mit dem Fuß einstellen und eine sterile Arbeitsumgebung aufrechterhalten. Auf der Abbildung sehen Sie den 427 mit der optional erhältlichen Rückenlehne (verstellbar nach innen, außen und unten) und den optional erhältlichen Armlehnen (verstellbar nach innen, außen und in verschiedenen Winkeln).



## Der 425 – Arzthocker mit Luftdruckfeder

Der ergonomisch geformte 425 mit seiner gewölbten Sitzfläche passt sich an Ihre individuelle Körperform an. So kommen Sie in den Genuss des bequemsten Hockers, auf dem Sie je gesessen haben. Dank seiner Luftdruckfeder lässt sich der Hocker mithilfe des ringförmigen Handgriffs ganz einfach und effizient auf die für Sie passende Höhe einstellen. Die Stahlkonstruktion und die fünf Beine mit Laufrollen sind mit Kunststoff überzogen. Dies verleiht dem Hocker sein warmes, ästhetisch ansprechendes Design. Mit den Modellen 425 und 427 können Fachkräfte im Gesundheitswesen ihre Erwartungen neu definieren.



## Die Value-Reihe

Diese Reihe umfasst preisgünstige Varianten der beliebten Hocker der Classic-Reihe, die den Originalen in Sachen Beständigkeit und Design in nichts nachstehen. Die Produkte unserer Value-Reihe verfügen über eine aus schwarzem Kunststoff gefertigte Laufrollenhalterung und -abdeckung. Die pneumatisch höhenverstellbaren Modelle sind zudem mit einem Hebel ausgestattet. Die Sitzhöhe des 270 (ohne Rückenlehne) und des 271 (mit Rückenlehne) lässt sich manuell einstellen. Der 272 (ohne Rückenlehne) und der 273 (mit Rückenlehne) sind durch ihre Luftdruckfedern höhenverstellbar.



## Der Patientenstuhl 680

Dieser Stuhl bietet Ihren Patienten im Behandlungszimmer, im Wartezimmer oder am Empfang eine weiche und bequeme Sitzgelegenheit. Der 680 hat alles, was Sie sich von einem Patientenstuhl wünschen: eine gewölbte Sitzfläche, eine Rückenlehne für eine gesündere Sitzhaltung sowie schwarz-pulverbeschichtete Stuhlbeine. Die speziell geformte Stahlrohrkonstruktion der Beine schützt Ihre Wände vor Anschlagbeschädigungen. Der 680 ist mit oder ohne Armlehnen aus stabilem Kunststoff erhältlich.



## Der Blutabnahmestuhl 281

Mit seiner leicht angewinkelten Rückenlehne und verstellbaren Armlehnen bietet dieser Stuhl Ihren Patienten Komfort und Sicherheit. Die Armlehnen lassen sich mithilfe eines speziellen Mechanismus einfach, effizient und schnell auf die passende Höhe einstellen und nach innen sowie nach außen drehen. Der 281 ist auch mit Schublade erhältlich, die als zusätzliche Arbeitsfläche dient und in der Sie ganz bequem Ihre Instrumente aufbewahren können.



## Hocker und Stühle

### TECHNISCHE DATEN

#### Classic-Reihe

Sitzhöhe:  
45,7 bis 62,2 cm  
(18 bis 24,5 Zoll) (274-278)  
48,2 bis 64,8 cm  
(19 bis 25,5 Zoll) (279)  
Durchmesser Sitzfläche:  
41,3 cm (16,25 Zoll)  
Dicke Sitzpolster: 8,3 cm (3,25 Zoll)  
Abmessung Rückenlehnenpolster:  
B 35,6 cm x H 19,1 cm  
(14 Zoll x 7,5 Zoll) (275, 277)  
Durchmesser Laufrollenhalterung:  
54,6 cm (21,5 Zoll)  
Gewichtsbelastung:  
159 kg (350 lb) (274, 276)  
102 kg (225 lb) (275, 277, 278, 279)

#### Value-Reihe

Sitzhöhe:  
45,7 bis 62,2 cm  
(18 bis 24,5 Zoll) (270-273)  
Durchmesser Sitzfläche:  
41,3 cm (16,25 Zoll)  
Dicke Sitzpolster: 8,3 cm (3,25 Zoll)  
Abmessung Rückenlehnenpolster:  
B 35,6 cm x H 19,1 cm  
(14 Zoll x 7,5 Zoll) (271, 273)  
Durchmesser Laufrollenhalterung:  
58,4 cm (23 Zoll)  
Gewichtsbelastung:  
136 kg (300 lb) (270, 272)  
102 kg (225 lb) (271, 273)



Rückenlehne für Classic- und Value-Reihe



Verriegelbare Laufrollen für Classic- und Value-Reihe

#### Optionen für Modelle der Reihen Classic und Value

Verriegelbare Laufrollen  
Weiche Gummirollen  
Gleiter  
Höhenverstellbarkeit um 15 cm (6 Zoll) auf Labortischhöhe  
Ringförmiger Fußhebel

#### 425/427 – Arzthocker mit Luftdruckfeder

Sitzhöhe:  
44,5 bis 61 cm  
(17,5 bis 24 Zoll) (425)  
43,2 bis 58,4 cm  
(17 bis 23 Zoll) (427)  
Abmessung Sitzpolster:  
B 41,9 cm x T 43,2 cm  
(16,5 Zoll x 17 Zoll)  
Dicke Sitzpolster: 7,6 cm (3 Zoll)  
Abmessung Rückenlehnenpolster:  
B 33 cm x H 24,1 cm  
(13 Zoll x 9,5 Zoll)  
(mit Rückenlehne)  
Durchmesser Laufrollenhalterung:  
58,4 cm (23 Zoll)  
Gewichtsbelastung: 102 kg (225 lb)



Gleiter für Classic-Reihe



Weiche Gummirollen für Classic-Reihe

#### Blutabnahmestuhl 281

Sitzhöhe: 50,8 cm (20 Zoll)  
Abmessung Sitzpolster:  
B 50,8 cm x T 41,9 cm  
(20 Zoll x 16,5 Zoll)  
Dicke Sitzpolster: 5,1 cm (2 Zoll)  
Abmessung Rückenlehnenpolster:  
B 50,8 cm x H 41,9 cm  
(20 Zoll x 16,5 Zoll)  
Armlehnenbreite (innen):  
53,3 cm (21 Zoll)  
Armlehnenbreite (außen):  
81,3 cm (32 Zoll)  
Abmessung Schublade:  
B 21,6 cm x H 38,7 cm x T 11,4 cm  
(8,5 Zoll x 15,25 Zoll x 4,5 Zoll)  
Gewichtsbelastung: 181 kg (400 lb)

#### Patientenstuhl 680

Sitzhöhe: 43,2 cm (17 Zoll)  
Abmessung Sitzpolster:  
B 45,7 cm x T 49,5 cm  
(18 Zoll x 19,5 Zoll)  
Dicke Sitzpolster: 5,1 cm (2 Zoll)  
Abmessung Rückenlehnenpolster:  
B 45,7 cm x H 34,3 cm  
(18 Zoll x 13,5 Zoll)  
Armlehnenbreite (innen):  
44,5 cm (17,5 Zoll)  
(bei Modellen mit Armlehnen)  
Armlehnenbreite (außen):  
59,7 cm (23,5 Zoll)  
(bei Modellen mit Armlehnen)  
Gewichtsbelastung: 181 kg (400 lb)



Gleiter für Value-Reihe



Weiche Gummirollen für Value-Reihe

#### Polsterfarben:



Ritter: Ultramarin, Taubenblau, Moos, Lehm, Kieselgrau, Schattengrau, Pflaume, Schwarz



Midmark Premium (einfarbig): Blaubeere, Silbergrün, Teegrün, Steingrau, Kaschmirblau, Terrakotta, Schwarz



Midmark Premium (gemustert): Belagio, Siena, Toskana, Florenz, Capri, Treviso



Midmark Ultra-Premium: Pazifikblau Ultra, Tanne Ultra, Olivengrün Ultra, Arktisweiß Ultra, Himmelblau Ultra, Tonerde Ultra, Schwarz Ultra

\*Für Ultra-Premium-Farben fallen zusätzliche Kosten an.



Die Abbildung zeigt das Modell 277 der Classic-Reihe mit ringförmigem Fußhebel und der Option einer Höhenverstellbarkeit um 15 cm (6 Zoll) auf Labortischhöhe.

**Ritter**  
by MIDMARK

**Midmark ist ein Unternehmen mit Zertifizierung nach ISO 13485 und ISO 9001.**

Weitere Informationen oder Produktvorführungen erhalten Sie bei Ihrem Midmark-Händler oder bei Midmark Corporation, Versailles, Ohio, USA.  
Telefon: 1-800-MIDMARK  
Fax: 1-800-365-8631  
midmark.com

© Midmark Corporation 2005  
Midmark Corporation, Dayton, Ohio, USA.  
Produktverbesserungen ohne Ankündigung vorbehalten.  
Lithografie in den USA 007-0558-01 Version E1 (8/16)