



Table d'examen médical pédiatrique

640





Les soins les plus doux possibles

Peser, mesurer et examiner les nourrissons en toute sécurité grâce à un seul outil. La Midmark 640 - parce que vos patients méritent les soins les plus doux et les plus chaleureux.

La Midmark 640 avec balance intégrée permet de peser les nourrissons de manière efficace et précise. Appuyez sur le bouton d'activation/zéro et l'écran de la balance affichera « Scale ready » (balance prête) au terme de quelques secondes. Placez l'enfant sur la balance et le poids s'affichera automatiquement. Lorsque vous voulez mesurer le patient, il suffit de sortir l'infantomètre et de le remettre à sa place lorsque vous avez terminé. Parmi les fonctionnalités supplémentaires :

La fonction « Repeser » vous permet de reprendre le poids en appuyant sur un bouton - pas besoin de remettre le bébé sur la table.

La hauteur de surface de 91,4 cm (36 pouces) permet un accès facile et réduit le besoin de se baisser de manière répétée pendant l'examen.

Les pans d'extrémité rembourrés, les bords latéraux biseautés et les surfaces planes sans arêtes vives contribuent à la sécurité du patient.

Pour le stockage, la table possède un tiroir surdimensionné ainsi qu'un compartiment pour le stockage en vrac conçu pour garder les couches et le matériel.

Un porte-rouleau de papier avec bande de déchirure dissimulé à l'autre extrémité rend la table plus pratique encore.

Spécifications

Capacité de poids du patient :
2 kg (4,5 lb) - 18 kg (40 lb)

Résolution de la balance :
0,5 oz pour les livres-onces
0,02 lb pour les livres
0,01 kg pour les kilogrammes

Précision de la balance :
< 10 kg (22 lb) +/- 28 g (1,0 oz)
≥ 10 kg (22 lb) +/- 56 g (2,0 oz)

Hauteur de travail :
90,8 cm (35,8")

Longueur du dessus de table :
106,4 cm (41,9")

Largeur du dessus de table :
52,7 cm (20,8")

Porte-rouleau de papier :
La partie supérieure de la table peut accueillir un rouleau long de 35,6 cm (14") et de 7,6 cm (3") de diamètre

Tiroir :
83,8 cm x 38,1 cm x 10,5 cm
(33" x 15" x 4,125")

Le tiroir est fabriqué en polystyrène à résistance élevée aux chocs avec des angles arrondis permettant un nettoyage facile et est monté sur des rails en acier latéraux avec roulement à bille.

Compartiment pour le stockage en vrac :
85 cm x 43,2 cm x 46,7 cm
(33,5" x 17" x 18,38")

Normes de sécurité

ANSI/AAMI ES 60601-1:2005
CAN/CSA C22.2 n° 60601-1-08

Options

Serrures porte/tiroir



Balance intégrée

Mesures en kilogrammes ou en livres avec blocage sur l'unité afin d'assurer la cohérence des relevés. La nouvelle fonction de reprise de la mesure du poids permet une vérification rapide du poids par simple pression d'un bouton. Arrêt automatique après 30 secondes pour économiser l'énergie.

Coloris standard de la garniture

- Brume-813
- Pierre-814
- Repos-858
- Fer-851
- Gris lunaire-845
- Obsidienne-857
- Oasis-843
- Bleu apaisant-855
- Rêve-847
- Minéral-844
- Eau bienfaisante-848
- Jardin ombragé-853
- Agrume-849
- Sable-850
- Cuivre curatif-846
- Airelle-859
- Lin foncé-856
- Latte-860
- Brun profond-852
- Terre profonde-854

Coloris de la garniture UltraFree*

- Pierre UltraFree-865
- Repos UltraFree-868
- Obsidienne UltraFree-867
- Havre UltraFree-861
- Agropyre UltraFree-862
- Épices UltraFree-863
- Airelle UltraFree-869
- Lin foncé UltraFree-866
- Latte UltraFree-870
- Branche UltraFree-864

*ULTRALEATHER® par Ultrafabrics

Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
Pour obtenir de plus amples informations ou une démonstration, contactez votre revendeur Midmark ou composez le : 1-800-MIDMARK
Fax : 1-800-365-8631
En dehors des États-Unis, composez le : 1-937-526-3662
Fax : 1-937-526-8392
Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Web à l'adresse midmark.com

© 2010 Midmark Corporation
Midmark Corporation, Dayton, OH.
Produits susceptibles de subir des modifications d'amélioration sans préavis
Litho aux États-Unis 007-0674-02 Rév. G1 (1/18)

