

Ritter 203 et 95

S P É C I F I C A T I O N S



Table d'examen Ritter 203-012

Quand il s'agit des soins de vos patients, il vous faut une table sur laquelle vous pouvez compter. La table d'examen économique 203 est entièrement en acier - de son cadre à ses jambes. Et son dessus plat est conçu pour fournir une surface solide et stable pour manipuler ou bouger les patients pendant les examens.

La structure métal contre métal de la table 203 est aussi conçue pour lui donner une plus grande stabilité et pour apporter de l'équilibre à l'ensemble. Des étriers et des roulettes avec blocage peuvent être ajoutés, ainsi que des tiroirs arrondis si vous avez besoin de rangements supplémentaires.

Vous a-t-on déjà parlé du niveau de confort de la table 203 ? Un rembourrage supplémentaire et un oreiller intégré dans l'appuie-tête permettent aux patients de rester à l'aise. La base de couleur Brume est surmontée d'une garniture Ritter au choix parmi les trente coloris disponibles.

Fonctionnalités

Porte-rouleau de papier (dissimulé) avec sangles de maintien à chaque extrémité de la table permettant de maintenir le papier en place.



Table d'examen Ritter 95

Spécifications de la table d'examen Ritter 203

Capacité de poids du patient : 182 kg (400 lb)

Dimensions (dessus) : 68,6 cm l x 188 cm L (27" x 74")

Hauteur : 78, cm (31")

Porte-rouleau de papier : 53,3 cm (21")

Options

Étriers (escamotables) réglables à volonté dans quatre positions latérales

Tiroirs arrondis avec inserts de couleurs sur le côté droit ou le côté gauche

Spécifications de la table d'examen Ritter 95

Capacité de poids du patient : 159 kg (350 lb)

Dimensions (dessus) : 68,6 cm l x 182,9 cm L (27" x 72")

Hauteur : 76,2 cm (30")

Porte-rouleau de papier : 53,3 cm (21")

Accessoire

Tablette avec garniture en vinyle

Coloris standard de la garniture

- Brume-813
- Pierre-814
- Repos-858
- Fer-851
- Gris lunaire-845
- Obsidienne-857
- Oasis-843
- Bleu apaisant-855
- Rêve-847
- Minéral-844
- Eau bienfaisante-848
- Jardin ombragé-853
- Agrume-849
- Sable-850
- Cuivre curatif-846
- Airelle-859
- Lin foncé-856
- Latte-860
- Brun profond-852
- Terre profonde-854

Coloris de la garniture UltraFree®

- Pierre UltraFree-865
- Repos UltraFree-868
- Obsidienne UltraFree-867
- Havre UltraFree-861
- Agropyre UltraFree-862
- Épices UltraFree-863
- Airelle UltraFree-869
- Lin foncé UltraFree-866
- Latte UltraFree-870
- Branche UltraFree-864

ULTRALEATHER® par Ultrafabrics

Conforme à la norme CARB 93120.2 phase 2

Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001.

Pour de plus amples informations ou une démonstration, contactez votre revendeur Midmark ou Midmark Corporation, Dayton, Ohio.

Téléphone : 1-800-MIDMARK
Fax : 1-800-365-8631
midmark.com

©Midmark Corporation 2005
Produits susceptibles de subir des modifications d'amélioration sans préavis.
Litho aux États-Unis 007-0591-02 Rév. 11 (1/18)

