

Was verstehen Sie unter einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis?

„Ich wünsche mir ein Preis-Leistungs-Verhältnis nach meinen Vorstellungen: kostengünstiges, aber hochwertiges Gerät zur Behandlung meiner Patienten. Die Untersuchungsliegen von Ritter erfüllen alle meine Anforderungen. Sie sind nicht nur kosteneffektiv, sondern bieten auch jahrelange Haltbarkeit. Die Ritter Untersuchungsliegen erleichtern meine eigene Arbeit und die meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Ritter 204 TECHNISCHE DATEN



*Nahtlose UltraFree-Polsterung
Die nahtlose, aus PVC-freiem Material bestehende UltraFree-Polsterung ist bequem und leicht zu reinigen.*

Ritter 204 – Manuell verstellbare Untersuchungsliege

Technische Daten

Höhe mit Polsterung:

Weiche Polsterung – 81,6 cm (32,13 Zoll)
Nahtlose Polsterung – 84,2 cm (33,13 Zoll)

Patientengewicht (max.): 226,8 kg (500 lb)

Elektrischer Anschluss

(115 VAC, max. 5 A)
(230 VAC, max. 2,5 A)
Zweipoliger, für den Krankenhausgebrauch geeignete Schutzkontaktsteckdose auf der linken Seite

Weiche Polsterung:

B 77,5 x L 142,5 cm
(30,5 Zoll x 56 Zoll)

Papierrollenhalter für Papierrollen der Größe 53,3 cm x 12 cm (21 Zoll x 4,75 Zoll)

Länge inkl. ausgefahrener Fußauflage: 187,3 cm (73,75 Zoll)

Nahtlose Polsterung:

B 72,4 x L 151,1 cm
(28,5 Zoll x 59,5 Zoll)

Papierrollenhalter für Papierrollen der Größe 53,3 cm x 8,9 cm (21 Zoll x 3,5 Zoll)

Länge inkl. ausgefahrener Fußauflage: 193 cm (76 Zoll)

UltraFree-Polsterung:

Maße werden demnächst aufgeführt ...

Zusatzoptionen

Weiche, nahtlose, oder nahtlose UltraFree-Polsterung

Funktion für Beckenhochlagerung (Neigung: 1,5 oder 7 Grad)
Schubladenheizung (45 W) *

Zubehör

Beinstützen

Auffangwanne für Unterkörperuntersuchungen

Edelstahl-Wanne

Haltegriffe

Verstellbare Armstützen

Flache orthopädische Polsterung

Elektrische Anforderungen

115 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A (mit Steckdose)

115 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A (mit Schubladenheizung)

230 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A (mit Steckdose)

Entspricht den Sicherheitsnormen UL 60601-1 und Can/CSA 601.1-M90

* In Europa nicht zum Verkauf angeboten.

Standard-Polsterfarben

- Nebel-813
- Stein-814
- Entspannung-858
- Eisenerz-851
- Mondgrau-845
- Obsidian-857
- Oase-843
- Beruhigendes Blau-855
- Traum-847
- Mineral-844
- Heilwasser-848
- Schattierter Garten-853
- Zitrusfrüchte-849
- Sand-850
- Heilkupfer-846
- Granatrot-859
- Dunkles Leinen-856
- Milchkaffee-860
- Robustes Braun-852
- Tiefe Erde-854

UltraFree*-Polsterfarben

- UltraFree Stein-865
- UltraFree Beruhigender Weg-868
- UltraFree Obsidian-867
- UltraFree Hafen-861
- UltraFree Weizengras-862
- UltraFree Curry-863
- UltraFree Granatrot-869
- UltraFree Dunkles Leinen-866
- UltraFree Milchkaffee-870
- UltraFree Ast-864

*ULTRALEATHER® von Ultrafabrics

CE

Entspricht CARB 93120.2 Phase 2
Midmark ist ein Unternehmen mit Zertifizierung nach ISO 13485 und ISO 9001.

Weitere Informationen oder Produktvorführungen erhalten Sie bei Ihrem Midmark-Händler oder bei Midmark Corporation, Dayton, Ohio, USA.

Telefon: 1-800-MIDMARK
Fax: 1-800-365-8631
midmark.com

CE-Beauftragte

Wenn Sie in einem EU-Mitgliedsland tätig sind, sollten Sie sich mit allen Fragen, Vorkommnissen oder Beschwerden an die/den zuständigen CE-Beauftragte(n) von Midmark wenden:

Midmark EMEA Ltd
Beech House, First Floor
East Wing, Ancells Business Park
Fleet, Hampshire,
GU51 2UN, UK
Telefon: + 44 (0) 1252 360 940
Fax: + 44 (0) 1252 360 941

© Midmark Corporation 2005
Midmark Corporation, Dayton, OH, USA.
Produktverbesserungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Lithografie in den USA 007-0560-01 Version J1 (1/18)



204 Manuell verstellbare Untersuchungsliege



Wir haben bei den Experten nachgefragt:

Was macht Ritter zur meistgekauften Marke von Untersuchungsliegen in der Branche? Es ist unser Einsatz in der Forschung und in Studien sowie die Abstimmung unserer Produkte auf Ihre Anforderungen und die Ihrer Patienten.

Ihre Anforderungen:

- drei Seitenschubladen für optimalen Zugang zu Materialien und Instrumenten
- modernes Design, das in Ihre Praxis passt
- ein modernes, ergonomisches Liegendesign, damit Ihre Patienten sich wohl fühlen
- eine zusätzliche Gewichtskapazität von bis zu 226,7 kg (500 Pfund)

Unsere Lösung? Die manuell verstellbare Untersuchungsliege Ritter 204 – Design, Komfort und Funktionalität auf dem neusten Stand der Technik.



Schubladen aus einem Guss

Leicht zu reinigende, abgerundete und nahtlose Kanten verhindern eine weite Ausbreitung von Flüssigkeiten und verbessern den Infektionsschutz.

Geräumige Seitenschubladen – Drei geräumige Seitenschubladen bieten ausreichend Platz für Kittel, Abdecktücher oder sonstige Gegenstände und unterstützen Sie bei der Organisation kleinerer und täglich verwendeter Materialien. Des Weiteren befinden sich zwei Schubladen an der Vorderseite für den leichten Zugang zu Materialien und Instrumenten bei Untersuchungen im Beckenbereich.



Elegant und leicht zu reinigen – Die gepolsterte Liege ist so weich und komfortabel wie sie aussieht und hilft Ihren Patienten, sich zu entspannen. Dank des nahtlosen Designs können sich weder Schmutz noch Bakterien ansammeln. So lässt sich die Liege leichter, schneller und effektiver reinigen.



Abnehmbare Auflage – Die gepolsterte Auflage ist aus einem Stück gefertigt und so konzipiert, dass sie leicht und ohne Hilfsmittel entfernt werden kann. Dies ermöglicht eine gründliche Reinigung oder einen schnellen farblichen Austausch.



Vergrößerte Fußauflage – Wir haben die Fußauflage um mehr als 40 Prozent über dem Industriestandard vergrößert. Sie wurde konzipiert, damit die Patienten sicher und zuversichtlich auf die Untersuchungsliege gelangen.



Fassungsvermögen und Zugang – Unsere durchlaufenden Schubladen ermöglichen Ihnen den Zugang zu Materialien und Instrumenten von beiden Seiten der Liege und lassen Ihnen somit die Freiheit, Veränderungen an der Gestaltung Ihres Behandlungszimmers vorzunehmen.

Zubehör für erhöhten Komfort



Haltegriffe
Die Griffe bieten Ihren Patienten die Möglichkeit, sicher auf die Untersuchungsliege zu gelangen und während einer Untersuchung ihre Position zu ändern. Sie lassen sich ganz ohne Hilfsmittel abnehmen und ermöglichen Ihren Patienten einen besseren Zugang zur Untersuchungsliege.



Flache Polsterung
Die Polsterung bietet eine hervorragende Arbeitsfläche für orthopädische, chiropraktische und osteopathische Behandlungen.



Verstellbare Armstützen
Die Armstützen bieten Ihren Patienten einen stabilen Halt, um auf die Untersuchungsliege zu gelangen, und verleihen ihnen bei Bewegung der Liege ein Gefühl der Sicherheit. Die Armstützen lassen sich drehen, auf drei verschiedene Positionen einstellen und mühelos entfernen.



LED-Untersuchungslampe Ritter 253
Die Untersuchungslampe 253 wurde als perfekte Ergänzung für jedes Behandlungszimmer konzipiert und verfügt über Funktionen wie leicht zugängliche Bedienelemente, hohe Lichtintensität und einen anpassbaren Fokus. Drei Halterungsoptionen sind für die Ritter 253 erhältlich.



Bewegliche Beinstützen
Die mit Gelenk ausgestatteten Beinstützen sind eine ergonomischere und komfortablere Alternative zu herkömmlichen Stützen. Das Kugelgelenk ermöglicht größtmögliche Flexibilität bei der Positionierung der Patienten.



Auffangwanne für Unterkörperuntersuchungen
Ideal geeignet für Behandlungen des Unterkörpers oder für andere Situationen, in denen das Auffangen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen nötig ist.



IQuitals® Tischhalterung
Praktische Tischhalterung für das IQuitals®-Gerät von Midmark zur Überwachung der Vitalwerte – entwickelt für alle Untersuchungsliegen von Midmark und Ritter.



Standardbeinstützen
Bietet bei längeren Behandlungen Halt für die Beine bei einsetzender Müdigkeit oder nicht hinreichender Beinkraft oder -kontrolle. Verstellbares Drehgelenk zur Stützung von Knien und Beinen.



Jeder Mensch hat Anspruch auf gleichwertigen Zugang zu Gesundheitsversorgung.

Um sich wirklich um Menschen kümmern zu können, müssen Sie Ihre Patienten verstehen – heute und in der Zukunft. Angesichts der stetig alternden Bevölkerung benötigen Ihre Patienten möglicherweise Unterstützung, um auf die Untersuchungsliege zu gelangen. Mit einer niedrigen Höhe von 45,7 cm (18") sind die Barrier-Free® Untersuchungsliegen so konzipiert, dass all Ihre Patienten problemlos auf die Liegen gelangen, unabhängig von Mobilitätseinschränkungen. Helfen Sie Ihren Patienten, sich selbst zu helfen.