



Pädiatrischer Untersuchungstisch

640





Die sanfteste Untersuchung

Wiegen, messen und untersuchen Sie Babys und Kleinkinder gefahrlos und sicher an einem Ort. Der Midmark 640 – weil Ihre kleinen Patienten eine behutsame und liebevolle Behandlung verdienen.

Mit dem Midmark 640 mit integrierter Waage können Babys und Kleinkinder effizient und genau gewogen werden. Drücken Sie einfach die Taste Zero/On (Null/ein) und innerhalb von Sekunden wird mit „Scale ready“ (Waage bereit) auf dem Display angezeigt, dass die Waage bereit ist. Legen Sie das Baby oder Kleinkind auf die Waage. Das Gewicht wird automatisch angezeigt. Zum Messen Ihres kleinen Patienten ziehen Sie einfach das Infantometer heraus und schieben es wieder an seinen Platz, wenn Sie fertig sind. Folgende Zusatzfunktionen sind verfügbar:

Mit der Funktion „Wiederwiegen“ können Sie das Gewicht auf Knopfdruck erneut erfassen – ohne das Baby oder Kleinkind vorher anheben zu müssen.

Die Oberflächenhöhe von 91,44 cm (36 Zoll) bietet leichten Zugang und reduziert die Notwendigkeit für wiederholtes Bücken während der Untersuchung.

Gepolsterte Kanten, abgeschrägte Seiten und flache Oberflächen ohne scharfe Kanten tragen zur Sicherheit der Patienten bei. Für die Aufbewahrung von Windeln und Arbeitsgeräten gibt es eine besonders große Schublade sowie zusätzlichen Stauraum.

Ein versteckter Papierrollenhalter mit Abreißlasche sorgt für zusätzlichen Komfort.

Technische Daten

Patientengewicht (max.):
2 kg (4,5 lb) bis 18 kg (40 lb)

Skala:
0,5 oz für Pfund/Unzen
0,02 lb für Pfund
0,01 kg für Kilogramm

Skalengenauigkeit:
< 10 kg (22 lb) +/- 28 g (1,0 oz)
≥ 10 kg (22 lb) +/- 56 g (2,0 oz)

Arbeitshöhe:
90,8 cm (35,8 Zoll)

Länge der Tischoberfläche:
106,4 cm (41,9 Zoll)

Tiefe der Tischoberfläche:
52,7 cm (20,8 Zoll)

Papierrollenhalter:
Am oberen Teil des Tisches kann eine 35,6 cm (14 Zoll) lange Rolle mit einem Durchmesser von 7,6 cm (3 Zoll) angebracht werden.

Schublade:
83,8 x 38,1 x 10,5 cm
(33 x 15 x 4,125 Zoll)

Die Schublade besteht aus schlagfestem Polystyrol, ist zur einfachen Reinigung an den Ecken abgerundet und wird von seitlich angebrachten, kugelgelagerten Stahlführungen gehalten.

Stauraum:
85 x 43,2 x 46,7 cm
(33,5 x 17 x 18,38 Zoll)

Sicherheitsnormen

ANSI/AAMI ES 60601-1:2005
CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1-08

Zusatzoptionen

Tür-/Schubladenschlösser



Integrierte Waage

Gewichtsmessung in Pfund oder Kilogramm mit Sperre für die Maßeinheit, um einheitliche Ableseergebnisse zu gewährleisten. Neuartige Funktion „Wiederwiegen“, die eine schnelle erneute Überprüfung des Messergebnisses auf Knopfdruck ermöglicht. Schaltet sich nach 30 Sekunden automatisch aus, um Energie zu sparen.

Standard-Polsterfarben

- Nebel-813
- Stein-814
- Entspannung-858
- Eisenerz-851
- Mondgrau-845
- Obsidian-857
- Oase-843
- Beruhigendes Blau-855
- Traum-847
- Mineral-844
- Heilwasser-848
- Schattierter Garten-853
- Zitrusfrüchte-849
- Sand-850
- Heilkupfer-846
- Granatrot-859
- Dunkles Leinen-856
- Milchkaffee-860
- Robustes Braun-852
- Tiefe Erde-854

UltraFree* Polsterfarben

- UltraFree Stein-865
- UltraFree Entspannung-868
- UltraFree Obsidian-867
- UltraFree Hafen-861
- UltraFree Weizengras-862
- UltraFree Curry-863
- UltraFree Granatrot-869
- UltraFree Dunkles Leinen-866
- UltraFree Milchkaffee-870
- UltraFree Ast-864

*ULTRALEATHER® von Ultrafabrics

Midmark ist ein Unternehmen mit Zertifizierung nach ISO 13485 und ISO 9001. Weitere Informationen oder Produktvorführungen erhalten Sie bei Ihrem Midmark-Händler oder unter der Nummer 1-800-MIDMARK Fax: 1-800-365-8631 Außerhalb der USA: +1-937-526-3662 Fax: +1-937-526-8392 oder besuchen Sie unsere Website unter midmark.com

© 2010 Midmark Corporation
Midmark Corporation, Dayton, OH, USA
Produktverbesserungen ohne Ankündigung vorbehalten
Lithografie in den USA 007-0674-01 Version G1 (1/18)

