

Ritter 203 und 95

TECHNISCHE DATEN



Behandlungsliege Ritter 203-012

Zur Gewährleistung der optimalen Behandlung Ihrer Patienten benötigen Sie eine Liege, auf die Sie sich verlassen können. Der ökonomische 203 besteht vom Rahmen bis zu den Beinen komplett aus Stahl. Die ebene Liegefläche bietet eine stabile, feste Oberfläche für die Patientenpositionierung während der Untersuchungen.

Die Vollmetallkonstruktion erhöht außerdem die Stabilität und Standsicherheit des Modells 203. Beinauflagen und feststellbare Laufrollen sind optional erhältlich sowie abgerundete Schubladen für zusätzlichen Aufbewahrungsbedarf.

Haben wir schon erwähnt, wie bequem unser Modell 203 ist? Zusätzliche Polsterung und ein integriertes Kopfstützenkissen helfen den Patienten dabei, sich wohl zu fühlen. Der nebelgraue Rahmen ist mit allen 30 Ritter-Polsterfarben erhältlich.

Ausstattung
Papierrollenhalter (verborgen) mit Haltebändern zur Fixierung des Papiers.



Behandlungsliege Ritter 95

Technische Daten der Behandlungsliege Ritter 203

Patientengewicht (max.):
182 kg (400 lb)

Abmessungen (Liegefläche):
B 68,6 x L 188 cm
(27 Zoll x 74 Zoll)

Höhe: 78,7 cm (31 Zoll)

Papierrollenhalter:
53,3 cm (21 Zoll)

Zusatzoptionen

Aus vier seitlichen Positionen aus stufenlos verstellbare Beinauflagen (verborgen)

Abgerundete Schubladen mit farbigen Einsätzen auf der rechten oder linken Seite

Technische Daten der Behandlungsliege Ritter 95

Patientengewicht (max.):
159 kg (350 lb)

Abmessungen (Liegefläche):
B 68,6 x L 182,9 cm
(27 x 72 Zoll)

Höhe: 76,2 cm (30 Zoll)

Papierrollenhalter:
53,3 cm (21 Zoll)

Zubehör

Kunststoffablage

Standard-Polsterfarben

- Nebel-813
- Stein-814
- Entspannung-858
- Eisenerz-851
- Mondgrau-845
- Obsidian-857
- Oase-843
- Beruhigendes Blau-855
- Traum-847
- Mineral-844
- Heilwasser-848
- Schattierter Garten-853
- Zitrusfrüchte-849
- Sand-850
- Heilkupfer-846
- Granatrot-859
- Dunkles Leinen-856
- Milchkaffee-860
- Robustes Braun-852
- Tiefe Erde-854

UltraFree® Polsterfarben

- UltraFree Stein-865
- UltraFree Entspannung-868
- UltraFree Obsidian-867
- UltraFree Hafen-861
- UltraFree Weizengras-862
- UltraFree Curry-863
- UltraFree Granatrot-869
- UltraFree Dunkles Leinen-866
- UltraFree Milchkaffee-870
- UltraFree Ast-864

ULTRALEATHER® von Ultrafabrics

Entspricht CARB 93120.2
Phase 2

Midmark ist ein Unternehmen mit Zertifizierung nach ISO 13485 und ISO 9001.

Weitere Informationen oder Produktvorführungen erhalten Sie bei Ihrem Midmark-Händler oder bei Midmark Corporation, Dayton, Ohio, USA.
Telefon: 1-800-MIDMARK
Fax: 1-800-365-8631
midmark.com

©Midmark Corporation 2005
Produktverbesserungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Lithografie in den USA 007-0591-01 Ausgabe 11 (1/18)

