



CONCEPTION D'ÉCLAIRAGE AVANCÉE

Les lampes Midmark sont conçues pour fournir la vraie lumière blanche à ombre réduite dont vous avez besoin pour déterminer les nuances de tons et les détails, et pour évaluer les tissus. La fonction d'allumage et d'extinction automatiques et les commandes du pavé tactile en facilitent l'utilisation. Les lampes Midmark sont offertes avec option DEL ou halogène, ainsi qu'en diverses configurations de montage, y compris le moniteur sur rail, afin de répondre à vos besoins uniques.

- Consommation écoénergétique de 22 watts
- Moniteur de 54,61 cm (21,5 po) disponible
- Garantie limitée de 5 ans



LAMPE DENTAIRE À DEL Offre une efficacité énergétique et fournit une véritable lumière blanche à ombre réduite qui vous permet de déterminer les nuances de tons, de voir les détails et d'évaluer les tissus.



LAMPE DENTAIRE HALOGÈNE Offre rentabilité et fiabilité grâce à une lumière incandescente blanche qui permet de déterminer les nuances de tons, de voir les détails et d'évaluer les tissus.



MONITEUR D'ÉCLAIRAGE SUR RAIL Combine un excellent éclairage avec un positionnement très souple du moniteur, améliorant l'expérience patient et facilitant l'acceptation des procédures.



LUMIÈRE DENTAIRE À DEL 255 DE MIDMARK Fournit l'éclairage blanc supérieur sans ombre dont vous avez besoin pour les procédures, que vous exerciez dans un environnement de bureau ou dans une zone de procédure spécialisée.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Lumières dentaires	LED	Halogène
Température de couleur en mode normal	4 500 kelvins 4 750 kelvins 5 000 kelvins	5 700 kelvins
Intensité en mode normal, pieds-bougies (lux)	1 400 Pb (15 000 lx) 1 950 Pb (21 000 lx) 2 500 Pb (27 000 lux)	1 400 Pb (15 000 lx) 1 950 Pb (21 000 lx) 2 500 Pb (27 000 lux)
Température de couleur en mode composite	5 700 kelvins	4 000 kelvins
Intensité en mode composite, pieds-bougies (lux)	550 Pb (5 900 lx)	2 100 Pb (2 2000 lx)
Marche/arrêt automatique	✓	✓
Mode normal (sécuritaire pour les composites)	✓	✓
Mode composite	✓	✓
Commandes du pavé tactile	✓	✓
Consommation écoénergétique	✓	
Technologie DEL	✓	

OPTIONS DE MONTAGE



Gauche/droite



Console



Meuble



Mur



Plafond



Rail



Moniteur d'éclairage sur rail



Universel