



Ritter®

MEDIZINISCHE

Sitzmöbel

Komfort und Stil für jeden Körper

Sie verbringen viel Zeit am Arbeitsplatz – es ist vielleicht Arbeit, aber es muss sich nicht so anfühlen. Sitzmöbel von Ritter bieten Ihnen bequeme Sitzgelegenheiten, damit Sie sich auf Ihre Arbeit statt auf Ihre Rückenschmerzen konzentrieren können. All unsere Sitzmöbel sind mit zahlreichen Optionen sowie in vielen Farben und Größen erhältlich, die Ihren Raum (und Ihre Patienten) perfekt ergänzen.






Einfacher Stil, klassischer Komfort Hocker-Serie Classic

Unsere beliebtesten Hocker der Classic-Serie, die die Grundlage unserer Sitzmöbel-Produktlinie darstellt, sind flexibel, um Ihren Sitzbedürfnissen gerecht zu werden, und robust genug, um in der klinischen Umgebung zu bestehen und Ihrem Raum gleichzeitig einen Hauch von Stil zu verleihen. Jeder Hocker verfügt über ein Rollen-Fußkreuz aus poliertem Aluminium mit schwarzen Akzenten mit Handring, Fußhebel oder manueller Höhenverstellung.



CLASSIC-SERIE: OPTIONEN



- 01 Rückenlehne für Serien Classic + Value
- 02 Gleiter für Classic-Serie
- 03 Feststellbare Laufrollen für die Serien Classic + Value
- 04 Weiche Gummirollen für die Classic-Serie
- 05 Fußring
- 06 Höhenverstellbarkeit um 15,24 cm (6 Zoll) auf Labortischhöhe

Hocker, mit denen Sie arbeiten können



Value-Serie

Die Hocker der Value-Serie von Ritter bieten Ihnen die Langlebigkeit und den Stil unserer beliebten Hocker der Classic-Serie in einem kostengünstigeren Paket mit weniger Funktionen. Jeder Hocker wird mit einem fünfbeinigen schwarzen Rollen-Fußkreuz aus Kunststoff und einem Hebel zur Höhenverstellung (bei pneumatischen Modellen) geliefert.



VALUE-SERIE: OPTIONEN

- 01 Gleiter für Value-Serie
- 02 Weiche Gummirollen für die Value-Serie
- 03 Feststellbare Laufrollen für die Serien Classic + Value
- 04 Weiche Gummirollen für die Classic-Serie
- 05 Fußring
- 06 Höhenverstellbarkeit um 15,24 cm (6 Zoll) auf Labortischhöhe



Stark, komfortabel und koordiniert



PATIENTENSTÜHLE

Mit dem Patientenstuhl 280 und dem Bariatric-Patientenstuhl 282 haben wir das ursprüngliche Design unserer Patientenstühle verbessert. Beide Patientenstühle bieten dieselben konturierten Sitz- und Rückenflächen, einen pulverbeschichteten schwarzen Stahlrohrrahmen mit Nivellierfüßen, ein wandschonendes Design der hinteren Stuhlbeine, eine **Sitzhöhe von 45,72 cm (18 Zoll)** sowie schlagfeste Kunststoff-Armlehnen (optional für das Modell 280). Modell 282 ist eine komfortable Sitzgelegenheit für Personen aller Größen mit einer **Tragkraft bis zu 294,84 kg (650 Pfund)** und einem **76,20 cm (30 Zoll) breiten Sitz**.



280
Patientenstuhl




280
Patientenstuhl + Armlehnen



282
Bariatric-Patientenstuhl



01



02

- 01 Adjustierbarer Fuß
- 02 Wandschonendes Bein



SERIE 400 - ARZTHOCKER AIR-LIFT

Das vornehme, ergonomische Design zeichnet sich durch einen konturierten Sitz mit Wasserfallvorderkanten aus, der sich Ihrer Körperform anpasst und immer für eine perfekte Passform sorgt. Egal ob Sie Modell 425 mit dem Handring oder 427 mit dem Fußhebel wählen, diese Hocker passen sich in der Höhe an, um Ihnen eine bequeme Arbeitshaltung zu ermöglichen.
(427 mit optionalen Rücken- und Armlehnen abgebildet)



281 BLUTABNAHMESTUHL

Die leicht nach hinten geneigten und verstellbaren Armlehnen tragen zur Verbesserung des Patientenkomforts und zu einem höheren Sicherheitsgefühl bei. Die Armlehnen lassen sich mithilfe eines Schnellverschluss-Mechanismus einfach auf die passende Höhe einstellen und nach innen sowie nach außen drehen. Modell 281 ist auch mit einer Schublade erhältlich, ideal zum Aufbewahren von Zubehör.

TECHNISCHE DATEN

CLASSIC-SERIE

Sitzhöhe:
45,72 bis 62,23 cm (18 bis 24,5 Zoll)
(274-278)
48,26 bis 64,77 cm (19 bis 25,5 Zoll) (279)
Durchmesser Sitzfläche: 41,28 cm
(16,25 Zoll)
Dicke des Sitzpolsters: 8,26 cm
(3,25 Zoll)
Abmessungen Rückenlehnenpolster:
B 35,56 cm x H 19,05 cm (14 Zoll x
7,5 Zoll) (275, 277)
Durchmesser Rollen-Fußkreuz: 54,61 cm
(21,5 Zoll)
Max. Gewichtsbelastung:
158,76 kg (350 Pfund) (274, 276)
102,06 kg (225 Pfund) (275, 277, 278, 279)

HOCKER DER VALUE-SERIE

Sitzhöhe:
45,72 bis 62,23 cm (18 bis 24,5 Zoll)
(270-273)
Durchmesser Sitzfläche: 41,28 cm
(16,25 Zoll)
Dicke des Sitzpolsters: 8,26 cm
(3,25 Zoll)
Abmessungen Rückenlehnenpolster:
B 35,56 cm x H 19,05 cm (14 Zoll x 7,5
Zoll) (271, 273)
Durchmesser Rollen-Fußkreuz:
58,42 cm (23 Zoll)
Max. Gewichtsbelastung:
136,08 kg (300 Pfund) (270, 272)
102,06 kg (225 Pfund) (271, 273)

ZUSATZOPTIONEN FÜR DIE SERIEN CLASSIC UND VALUE

Feststellbare Laufrollen
Weiche Gummirollen
Gleiter
Höhenverstellbarkeit um 15,24 cm
(6 Zoll) auf Labortischhöhe
Fußring

425/427 AIR-LIFT-ARZTHOCKER

Sitzhöhe:
44,45 bis 60,96 cm (17,5 bis 24 Zoll) (425)
43,18 bis 58,42 cm (17 bis 23 Zoll) (427)
Abmessungen Sitzpolster:
B 41,91 cm x T 43,18 cm
(16,5 Zoll x 17 Zoll)
Dicke des Sitzpolsters: 7,62 cm (3 Zoll)
Abmessungen Rückenlehnenpolster:
B 33,02 cm x H 24,13 cm (13 Zoll x 9,5 Zoll)
(mit Rückenkit-Zubehör)
Durchmesser Drehkreuz: 58,42 cm
(23 Zoll)
Max. Gewichtsbelastung: 102,06 kg
(225 lb)

281 BLUTABNAHMESTUHL

Sitzhöhe: 50,80 cm (20 Zoll)
Abmessungen Sitzpolster:
B 50,80 cm x T 41,91 cm
(20 Zoll x 16,5 Zoll)
Dicke des Sitzpolsters: 5,08 cm (2 Zoll)
Abmessungen Rückenlehnenpolster:
B 50,80 cm x H 41,91 cm
(20 Zoll x 16,5 Zoll)
Armlehnenbreite (innen): 53,34 cm
(21 Zoll)
Armlehnenbreite (außen): 81,28 cm
(32 Zoll)
Abmessungen Schublade (innen):
B 21,59 cm x T 38,74 cm x H 11,43 cm
(8,5 Zoll x 15,25 Zoll x 4,5 Zoll)
Max. Gewichtsbelastung: 181,44 kg
(400 Pfund)

280 PATIENTENSTUHL

Sitzhöhe: 45,72 cm (18 Zoll)
Abmessungen Sitzpolster:
B 46,99 cm x T 49,53 cm
(18,5 Zoll x 19,5 Zoll)
Dicke des Sitzpolsters: 5,08 cm (2 Zoll)
Abmessungen Rückenlehnenpolster:
B 46,99 cm x H 34,29 cm
(18,5 Zoll x 13,5 Zoll)
Armlehnenbreite (innen): 44,45 cm
(17,5 Zoll)
(am Modell mit Armlehnen)
Armlehnenbreite (außen): 59,69 cm
(23,5 Zoll)
(am Modell mit Armlehnen)
Max. Gewichtsbelastung: 181,44 kg
(400 Pfund)

282 PATIENTENSTUHL

Sitzhöhe: 45,72 cm (18 Zoll)
Abmessungen Sitzpolster:
B 76,20 cm x T 50,80 cm (30 Zoll x 20 Zoll)
Dicke des Sitzpolsters: 6,35 cm (2,5 Zoll)
Abmessungen Rückenlehnenpolster:
B 76,20 cm x H 34,29 cm
(30 Zoll x 13,5 Zoll)
Armlehnenbreite (innen): 76,20 cm
(30 Zoll)
Armlehnenbreite (außen): 91,44 cm
(36 Zoll)
Max. Gewichtsbelastung: 294,84 kg
(650 lb)

STANDARD- POLSTERFARBEN

	Nebel 813
	Stein 814
	Erholsamer Pfad 858
	Eisenerz 851
	Mondgrau 845
	Obsidian 857
	Oase 843
	Beruhigendes Blau 855
	Traum 847
	Mineral 844
	Heilendes Wasser 848
	Schattiger Garten 853
	Zitrusfrucht 849
	Sandiges Refugium 850
	Heilendes Kupfer 846
	Preiselbeere 859
	Dunkles Leinen 856
	Caffè Latte 860
	Robustes Braun 852
	Tiefes Erdbraun 854

ULTRAFREE* POLSTERFARBEN

	Stein 865
	Erholsamer Pfad 868
	Obsidian 867
	Hafen 861
	Weizengras 862
	Gewürz 863
	Preiselbeere 869
	Dunkles Leinen 866
	Latte 870
	Zweig 864

*ULTRALEATHER® von Ultrafabrics

Die gezeigten Farbbeispiele geben das Originalmaterial bestmöglich wieder. Die tatsächliche Farbe kann leicht abweichen. Wir empfehlen dringend, dass Sie sich an Midmark Customer Experience unter 1-800-MIDMARK wenden, um ein Muster anzufordern, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.

Midmark ist ein nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen. Weitere Informationen oder Produktvorführungen erhalten Sie bei Ihrem Midmark-Händler oder unter der Nummer 1-800-MIDMARK
Fax: 1-877-725-6495
Außerhalb der USA: +1-937-526-3662 Fax: +1-937-526-8214
oder auf unserer Website unter midmark.com

© 2018 Midmark Corporation, Dayton, OH, USA. Produktverbesserungen ohne Ankündigung vorbehalten. Lithografie in den USA
007-10139-01 Fassung A1 (9/18)

Ritter®