



Ritter®

Asientos

DE USO MÉDICO

Confort y estilo para cada persona

Pasa mucho tiempo en el trabajo; y, aunque sea trabajo, no tiene por qué sentirlo así. Los asientos Ritter le ofrecen la comodidad necesaria para que pueda concentrarse en su trabajo en lugar de hacerlo en su dolor de espalda. Además todos nuestros asientos se comercializan con diversos colores, tamaños y opciones para que se adapten perfectamente a su espacio (y a sus pacientes).




Estilo sencillo, confort clásico Taburetes de la serie Classic

Los taburetes de la serie Classic, los más populares y la base de nuestra línea de asientos, le ofrecen la máxima flexibilidad para adaptarse a sus necesidades personales así como la resistencia necesaria para el entorno clínico, con un toque de estilo que los convierte en el complemento perfecto para su espacio de trabajo. Los taburetes cuentan con una base giratoria de cinco patas con acabado en negro y aluminio pulido e incluyen regulador de altura, elevador de pie o ajuste manual.



SERIE CLASSIC: OPCIONES



- 01 Serie Classic + Value con respaldo
- 02 Serie Classic con patas deslizantes
- 03 Serie Classic + Value con ruedas con bloqueo
- 04 Serie Classic con ruedas de goma blanda
- 05 Elevador para los pies
- 06 15,24 cm (6") Extensión para laboratorio

Taburetes con los que puede trabajar


Taburetes de la serie Value

La serie Value de Ritter le brinda la misma durabilidad y el mismo estilo que la serie Classic con un formato más sencillo y económico. Los taburetes cuentan con una base giratoria de cinco patas con acabado de plástico compuesto negro y con un solo regulador de altura (en los modelos neumáticos).



SERIE VALUE: OPCIONES

- 01 Serie Value con patas deslizantes
- 02 Serie Value con ruedas de goma blanda
- 03 Serie Classic + Value con ruedas con bloqueo
- 04 Serie Classic con ruedas de goma blanda
- 05 Elevador para los pies
- 06 15,24 cm (6") Extensión para laboratorio



Solidez, comodidad y coordinación.



SILLAS AUXILIARES

La silla auxiliar 280 y la silla auxiliar bariátrica 282 incorporan mejoras en el diseño original de nuestras sillas auxiliares. Ambos modelos de sillas auxiliares cuentan con las mismas secciones de asiento y respaldo contorneadas, una estructura de tubo con acabado de acero pulido negro y bases niveladoras, patas inclinadas para proteger las paredes, **asiento de 45,72 cm (18") de altura** y reposabrazos de plástico de alta resistencia (característica opcional en el modelo 280). El modelo 282 aguanta **hasta 294,84 kg (650 lb) de peso** y tiene **76,20 cm (30") de ancho**, por lo que resulta cómodo para personas de todos los tamaños.



280
Silla auxiliar



280
Silla auxiliar + reposabrazos



282
Silla auxiliar bariátrica



01



02

- 01 Base ajustable
- 02 Patas inclinadas para proteger las paredes



SERIE 400 DE TABURETES MÉDICOS CON SISTEMA DE AIRE

Esta serie ergonómica de alta gama incluye un asiento contorneado con perfil frontal en forma de cascada que se adapta a la forma de su cuerpo y garantiza un ajuste perfecto en todo momento. Tanto si opta por el modelo 425 con ajuste manual o por el 427 con palanca de pie, estos taburetes se ajustan en altura para garantizar una posición de trabajo cómoda.

(El modelo 427 se muestra con respaldo y reposabrazos opcionales.)



MODELO 281 DE SILLA PARA EXTRACCIONES

El respaldo ligeramente inclinado y los reposabrazos ajustables de esta silla mejoran la comodidad del paciente y ofrecen una sensación de seguridad. Los reposabrazos están equipados con mecanismos de accionamiento rápido que permiten ajustar fácilmente la altura y el ángulo de inclinación. El modelo 281 también se comercializa con un cajón opcional que resulta ideal para guardar suministros.

ESPECIFICACIONES

TABURETES DE LA SERIE CLASSIC

Altura del asiento:
45,72 cm - 62,23 cm (18" - 24,5")
(modelos 274-278)
48,26 cm - 64,77 cm (19" - 25,5")
(modelo 279)
Diámetro del asiento: 41,28 cm (16,25")
Grosor del cojín del asiento: 8,26 cm (3,25")
Dimensiones del cojín del respaldo:
25,56 cm de ancho x 19,05 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 275, 277)
Diámetro de la base con ruedas:
54,61 cm (21,5")
Peso máximo de carga:
158,76 kg (350 lb) (modelos 274, 276)
102,06 kg (225 lb) (modelos 275, 277, 278, 279)

TABURETES DE LA SERIE VALUE

Altura del asiento:
45,72 cm - 62,23 cm (18" - 24,5")
(modelos 270-273)
Diámetro del asiento: 41,28 cm (16,25")
Grosor del cojín del asiento: 8,26 cm (3,25")
Dimensiones del cojín del respaldo:
35,56 cm de ancho x 19,05 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 271, 273)
Diámetro de la base con ruedas:
58,42 cm (23")
Peso máximo de carga:
136,08 kg (300 lb) (modelos 270, 272)
102,06 kg (225 lb) (modelos 271, 273)

OPCIONES DE LAS SERIES CLASSIC Y VALUE

Ruedas con sistema de bloqueo
Ruedas de goma blanda
Pies deslizantes
Extensión de altura para laboratorio de 15,24 cm (6")
Reposapiés circular

TABURETES MÉDICOS CON SISTEMA DE AIRE MODELOS 425/427

Altura del asiento:
44,45 cm - 60,96 cm (17,5 " - 24")
(modelo 425)
43,18 cm - 58,42 cm (17 " - 23") (modelo 427)
Dimensiones del cojín del asiento:
41,91 cm de ancho x 43,18 cm de profundidad (16,5" x 17")
Grosor del cojín del asiento: 7,62 cm (3")
Dimensiones del cojín del respaldo:
33,02 cm de ancho x 24,13 cm de altura (13" x 9,5")
(con accesorio de respaldo)
Diámetro de la base con ruedas:
58,42 cm (23")
Peso máximo de carga: 102,06 kg (225 lb)

MODELO 281 DE SILLA PARA EXTRACCIONES

Altura del asiento: 50,80 cm (20")
Dimensiones del cojín del asiento:
50,80 cm de ancho x 41,91 cm de profundidad (20" x 16,5")
Grosor del cojín del asiento: 5,08 cm (2")
Dimensiones del cojín del respaldo:
50,80 cm de ancho x 41,91 cm de altura (20" x 16,5")
Anchura interior del reposabrazos:
53,34 cm (21")
Anchura exterior del reposabrazos:
81,28 cm (32")
Capacidad del cajón de almacenaje:
21,59 cm de ancho x 38,74 cm de profundidad x 11,43 cm de alto (8,5" x 15,25" x 4,5")
Peso máximo de carga: 181,44 kg (400 lb)

SILLA AUXILIAR 280

Altura del asiento: 45,72 cm (18")
Dimensiones del cojín del asiento:
46,99 cm de ancho x 49,53 cm de profundidad (18,5" x 19,5")
Grosor del cojín del asiento: 5,08 cm (2")
Dimensiones del cojín del respaldo:
46,99 cm de ancho x 34,29 cm de altura (18,5" x 13,5")
Anchura interior del reposabrazos:
44,45 cm (17,5")
(modelo con reposabrazos)
Anchura exterior del reposabrazos:
59,69 cm (23,5")
(modelo con reposabrazos)
Peso máximo de carga: 181,44 kg (400 lb)

SILLA AUXILIAR 282

Altura del asiento: 45,72 cm (18")
Dimensiones del cojín del asiento:
76,20 cm de ancho x 50,80 cm de profundidad (30" x 20")
Grosor del cojín del asiento: 6,35 cm (2,5")
Dimensiones del cojín del respaldo:
76,20 cm de ancho x 34,29 cm de altura (30" x 13,5")
Anchura interior del reposabrazos:
76,20 cm (30")
Anchura exterior del reposabrazos:
91,44 cm (36")
Peso máximo de carga: 294,84 kg (650 lb)

COLORES DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

- Niebla 813
- Piedra 814
- Camino tranquilo 858
- Mineral de hierro 851
- Gris lunar 845
- Obsidiana 857
- Oasis 843
- Azul relajante 855
- Sueño 847
- Mineral 844
- Aguas curativas 848
- Jardín sombreado 853
- Cítrico 849
- Retiro de arena 850
- Cobre curativo 846
- Arándano 859
- Lino oscuro 856
- Café con leche 860
- Marrón oscuro 852
- Profundidad de la tierra 854

COLORES DE LA TAPICERÍA ULTRAFREE*

- Piedra 865
- Camino tranquilo 868
- Obsidiana 867
- Puerto 861
- Campo de trigo 862
- Especia 863
- Arándano 869
- Lino oscuro 866
- Café con leche 870
- Rama 864

*ULTRALEATHER® de Ultrafabrics

Los ejemplos de colores mostrados son una representación aproximada del material original. El color real podría variar ligeramente. Antes de realizar su pedido, le recomendamos que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente Midmark Customer Experience a través del 1-800-MIDMARK para solicitar una muestra.

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Para solicitar más información o una demostración, póngase en contacto con su distribuidor de Midmark o bien llame al: 1-800-MIDMARK - Fax: 1-877-725-6495 Desde fuera de los Estados Unidos llame al: 1-937-526-3662 - Fax: 1-937-526-8214 o bien visite nuestro sitio web: midmark.com

© 2018 Midmark Corporation, Dayton, OH (Estados Unidos). Como parte del proceso de mejora podrían realizarse cambios en los productos sin previo aviso. Impreso en los Estados Unidos
007-10139-03 Rev. A1 (9/18)

Ritter®