

The Ritter logo is positioned in the upper right corner of the page. It consists of the word "Ritter" in a bold, black, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). The background of the entire page is a close-up photograph of a white, padded medical examination table, showing the curved backrest and the flat table surface. The lighting is soft and even, highlighting the clean, professional appearance of the equipment. A solid light blue diagonal bar runs across the bottom right corner of the page.

Ritter®

MEDIZINISCHE

Manuelle Untersuchungstische

RITTER® UNTERSU- CHUNGSTISCHE

FÜR SIE UND IHRE PATIENTEN ENTWICKELT

Was macht Ritter by Midmark zur meistgekauften Marke von Untersuchungsliegen in der Branche? Unser Engagement für Forschung und Studien sowie die Abstimmung unserer Produkte auf Ihre Anforderungen — und Ihr Budget. Die Ritter 204 ist das Ergebnis jahrelanger Forschung in Design, Komfort und Funktion in einer manuellen Untersuchungsliege.



Stilvoll. Komfortabel. Einfach zu reinigen.

Das nahtlose Design der gepolsterten Ritter 204 ist so weich und so bequem, wie es aussieht. Dank des glatten Designs können sich weder Schmutz noch Bakterien ansammeln. So lässt sich die Liege leichter, schneller und effektiver



ABNEHMBARES TOP-SYSTEM

Das einteilige, gepolsterte Oberteil lässt sich für eine gründlichere Reinigung oder einen schnellen Polsterwechsel leicht und ohne Werkzeug entfernen.



SCHUBLADEN AUS EINEM GUSS

Die Ritter 204-Schubladen sind mit abgerundeten, glatten Kanten ausgestattet, um verschüttete Flüssigkeiten einzudämmen und die Infektionskontrolle zu verbessern.



VERGRÖßERTE TRITTFLÄCHE

Wir haben die Tritfläche auf über 40 % über dem Industriestandard vergrößert, damit sich die Patienten beim Auflegen und Verlassen der Liege sicherer fühlen.



GERÄUMIGE SEITENSCHUBLADEN

Drei seitliche Schubladen bieten Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kittel, Abdecktücher und andere große Gegenstände sowie gut durchdachte Aufbewahrungsmöglichkeiten für kleinere Vorräte und Großpackungen. Zwei vordere Schubladen bieten bei Unterkörperuntersuchungen einfachen Zugang zu allem Nötigen.



SPEICHERZUGRIFF UND -VOLUMEN

Durchgängige Seitenschubladen ermöglichen den Zugriff auf Verbrauchsmaterialien von beiden Seiten des Untersuchungstisches und bieten Ihnen die Flexibilität, die Raumaufteilung zu ändern oder Ihren Arbeitsablauf anzupassen.



HERAUSZIEHBARE BÜGEL

Die herausziehbaren Bügel sind in den Untersuchungstisch integriert und fungieren für die Patienten bei Unterkörperuntersuchungen als Beinstütze.

Zubehör und Optionen für mehr Vielseitigkeit

Polsterungsoptionen



Flach

Bietet eine hervorragende Arbeitsfläche für Untersuchungen und Behandlungen, bei denen Sie etwas mehr Platz benötigen.



Nahtlos

Weiche, nahtlose Polsterung, die für den Patienten bequemer und für Sie leichter zu reinigen ist.



Weich und schmiegsam

Wird vom Patienten als angenehm empfunden und ist dennoch robust genug, um den enormen Ansprüchen des klinischen Umfelds gerecht zu werden.

Zubehör



Haltegriffe

Bieten Patienten eine stabile Plattform für den Zugang zur Liege und ein Gefühl der Sicherheit, wenn sie sich auf die Liege legen, diese wieder verlassen und eine ihnen angenehme Position wählen.



LED-Untersuchungslampe Ritter® 253

Die 253 besticht durch leicht zugängliche Bedienelemente, eine hohe Lichtstärke und einen einstellbaren Brennpunkt. Die Lampe ist mit Tisch- oder Wandhalterung und mit mobilen Optionen erhältlich.



Verstellbare Armstützen

Die Patienten können sich zuversichtlich an einer stabilen Oberfläche festhalten, während sie sich auf die Liege begeben oder die gewünschte Position einnehmen. Die Armstützen lassen sich drehen, auf drei verschiedene Positionen einstellen und mühelos entfernen.



Auffangwanne für Unterkörperuntersuchungen

Ideal geeignet für Behandlungen des Unterkörpers oder für andere Situationen, in denen das Auffangen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen nötig ist.



Beinstützen mit Gelenk

Das einzigartige Design des Kugelgelenks ermöglicht maximale Einstellmöglichkeiten und trägt zur optimalen Unterstützung von Knien und Beinen bei.



IQvitals®-Tischhalterung

Praktische Tischhalterung für das IQvitals®-Gerät von Midmark zur Überwachung der Vitalwerte – für alle Untersuchungsliegen von Ritter entwickelt.



Standardbeinstützen

Die Schwenkfunktion bietet längeren Behandlungen Halt für die Beine bei einsetzender Müdigkeit oder nicht hinreichender Beinkraft oder -kontrolle des Patienten.

Behandungsliege Ritter® 203

AUSSTATTUNG

Die zu einem besonders günstigen Preis angebotene Ritter 203 besteht vom Rahmen bis zu den Beinen komplett aus Stahl. Dieses Metall-auf-Metall-Design verleiht der 203 mehr Stabilität und strukturelle Integrität. Das flache Design bietet eine stabile, solide Oberfläche für Manipulationen oder Anpassungen des Patienten während der Untersuchung. Zusätzliche Polster und ein integriertes Kopfstützenkissen tragen zum Wohlbefinden des Patienten bei. Die nebelfarbene Basis passt zu allen Ritter-Polsterfarben.



OPTION

Schubladen

Für die rechte oder linke Seite des Tisches sind gerundete Schubladen mit farbigen Einsätzen erhältlich.



Ritter® 95

Behandlungsliege

AUSSTATTUNG

Die Ritter 95 ist eine wirtschaftliche Lösung, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für neue Arztpraxen, industrielle Erste-Hilfe-Bereiche, Schwesternstationen oder als zusätzlicher Tisch, wo immer er benötigt wird. Die Hartholzkonstruktion und das H-Brace-Rahmendesign verbessern Festigkeit und Stabilität, während die Breite von 68,58 cm (27 Zoll) und die Länge von 182,88 (72 Zoll) ein breiteres Spektrum von Patienten ansprechen. (Papierrollenhalter im Lieferumfang enthalten.)

OPTION

Vinyl-Polsterregal

Bietet Platz an der Pflegestelle, um Verbrauchsmaterial unterzubringen oder eine zusätzliche Arbeitsfläche bereitzustellen.



TECHNISCHE DATEN

RITTER 204

Größe mit Polsterung:
Kunstlederpolsterung –
81,6 cm (32,13 Zoll)
Nahtlose Polsterung –
84,2 cm (33,13 Zoll)

Patientengewicht (max.):
226,8 kg (500 lb)

Elektrischer Anschluss:
(Max. 115 VAC, 5 A)
(max. 230 VAC, 2,5 A)
Duplex-Steckdose für
Krankenhausanwendungen
auf der linken Seite

Soft Touch-Polsterung:
B 77,5 x L 142,5 cm
(30,5 x 56 Zoll)

Papierrollenhalter -
für 53,3 x 12 cm (21 x 4,75
Zoll) große Papierrollen

Länge bei ausgefahrener
Fußauflage: 187,3 cm
(73,75")

Nahtlose Polsterung:
B 72,4 x L 151,1 cm
(28,5 x 59,5 Zoll)

Papierrollenhalter -
für Papierrollen
(B 53,3 x L 8,9 cm)
(21 x 3,5 Zoll)

Länge bei ausgefahrener
Fußauflage: 193 cm (76 Zoll)

UltraFree*-Polsterung:
B 72,4 x L 151,1 cm
(28,5 x 59,5 Zoll)

OPTIONEN

Soft Touch, Seamless
oder Seamless UltraFree *
Polsteroptionen

Beckenneigung
(1,5° oder 7°)

Schubladenheizung
(45 W) **

ZUBEHÖR

Kniekrücken

Auffangwanne für
Unterkörperuntersuchungen

Auffangschale aus Edelstahl

Haltegriffe

Verstellbare Armstützen

Flachpolster

Elektrisch
115 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A
(mit Steckdose)

115 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A
(mit Schubladenheizung)

230 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A
(mit Steckdose)

**In Europa nicht erhältlich.

RITTER 203

Max. Patientengewicht:
182 kg (400 lb)

Abmessungen (Liegefläche):
B 68,6 x L 188 cm
(27 x 74 Zoll)

Höhe: 78,7 cm (31 Zoll)

Papierrollenhalter:
53,3 cm (21 Zoll)

RITTER 95

Max. Patientengewicht:
159 kg (350 lb)

Abmessungen (oben):
B 68,6 x L 182,9 cm
(27 x 72 Zoll)

Höhe: 76,2 cm (30 Zoll)





















Papierrollenhalter:
53,3 cm (21 Zoll)

ZUBEHÖR

Vinyl-Polsterregal

FARBOPTIONEN

STANDARD-POLSTERFARBEN

	Nebel 813
	Stein 814
	Erholsamer Pfad 858
	Eisenerz 851
	Mondgrau 845
	Obsidian 857
	Oase 843
	Beruhigendes Blau 855
	Traum 847
	Mineral 844
	Heilendes Wasser 848
	Schattiger Garten 853
	Zitrusfrucht 849
	Sandiges Refugium 850
	Heilendes Kupfer 846
	Preiselbeere 859
	Dunkles Leinen 856
	Latte 860
	Robustes Braun 852
	Tiefes Erdbraun 854

ULTRAFREE*-POLSTERFARBEN

	UltraFree Stein 865
	UltraFree Erholsamer Pfad 868
	UltraFree Obsidian 867
	UltraFree Hafen 861
	UltraFree Weizen gras 862
	UltraFree Gewürz 863
	UltraFree Preiselbeere 869
	UltraFree Dunkles Leinen 866
	UltraFree Latte 870
	UltraFree Zweig 864

*ULTRALEATHER® VON ULTRAFABRICS®



Entspricht CARB 93120.2 Phase 2

Die gezeigten Farbbeispiele geben das Originalmaterial bestmöglich wieder. Die tatsächliche Farbe kann leicht abweichen. Wir empfehlen dringend, dass Sie sich an die Midmark-Kundenbetreuung unter 1-800-MIDMARK wenden, um ein Muster anzufordern, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.

Wenn Sie in einem EU-Mitgliedsland mit CE-Beauftragtem tätig sind, sollten Sie sich mit allen Fragen, Vorkommnissen oder Beschwerden an die/den zuständigen CE-Beauftragte(n) von Midmark wenden:
Newmed Srl., Via Lenin 79/A, Quattro Castella (RE), 42020, Italien
Telefon: 39.0522.875.166 Fax: +39,0522.243,096

Midmark ist ein nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen. Bestimmte Produkte sind nicht enthalten. Die vollständige Liste finden Sie unter: midmark.com/ISO

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Midmark-Händler oder unter der Nummer 1.800.MIDMARK
Nummer für außerhalb der USA: 1.937.526.3662 an oder besuchen Sie unsere Website: midmark.com

© 2019 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio USA
Änderungen zur Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Litho in den USA.

007-10261-01 Fassung A1 (10/19)

Ritter®