



Ritter®

MÉDICAL

Table d'examen
244 Barrier-Free®

Accueillez vos patients **en toute sécurité**

Tous les patients méritent le même accès aux soins et la même qualité de traitements. La table d'examen Ritter 244 Barrier-Free® est conçue pour soulever en toute sécurité et en douceur des patients pesant jusqu'à 385,50 kg (850 lb), aussi souvent que nécessaire.



Des soins efficaces et sûrs pour vos patients

UNE TABLE D'EXAMEN QUI TRAVAILLE AUSSI DUR QUE VOUS

Avec une **capacité de poids du patient de 385,50 kg (850 lb)**, la table d'examen Ritter 244 Barrier-Free® est conçue pour soulever les patients en toute sécurité afin de permettre de les examiner de manière plus approfondie et d'avoir un meilleur accès à ceux-ci.



Accessibilité sans obstacle

Avec une faible hauteur sans obstacle de 45,72 cm (18") et une surface de transfert large et plate, la table d'examen Ritter® 244 est conçue pour permettre aux patients de monter et descendre de la table d'examen avec une aide minimale du personnel. La hauteur du siège surélevé de 86,36 cm (34") permet aux patients d'être soulevés à une hauteur de travail plus confortable pour le personnel soignant.



RÉGLAGE EN HAUTEUR

La table est réglable de 45,72 à 86,36 cm (18 à 34") en hauteur pour un meilleur accès à celle-ci et au patient.



POSITIONNEMENT MOTORISÉ

Le réglage de la hauteur, du dossier, de l'inclinaison et de l'angle entièrement motorisés permettent un meilleur positionnement du patient. Des interrupteurs de sécurité placés au niveau de la base empêchent la table de bouger si ne serait-ce qu'une légère quantité de force est appliquée sur le cache de l'assise.



ASSISE LARGE

Une assise large de 81,28 cm (32") peut aider à améliorer le confort et le soutien du patient, tandis que la conception sans couture du rembourrage permet de simplifier le nettoyage.



COMMANDE MANUELLE

Grâce à la commande manuelle ergonomique et intuitive, le positionnement du patient s'avère simple et efficace.

ACCESSOIRES EN OPTION



BRAS RÉGLABLES

Le système de bras réglables est conçu pour offrir aux patients un support stable pour accéder à la table et un sentiment de sécurité pendant le positionnement. Les accoudoirs pivotent et se verrouillent dans l'une des trois positions et peuvent être retirés facilement.



PÉDALE DE COMMANDE

La pédale de commande en option est conçue pour aider à rendre le positionnement du patient rapide, efficace et toujours à portée de main.



ROULETTES

Les roulettes en option peuvent supporter des patients pesant jusqu'à 294,84 kg (650 lb). Elles permettent, en outre, de bouger la table pour le nettoyage de routine. (La table ne doit pas être utilisée pour transporter les patients.)



SPÉCIFICATIONS

Capacité de poids du patient :
385,50 kg (850 lb)
294,8 kg (650 lb) avec roulettes

Taille :
45,7 cm (18") minimum
86,4 cm (34") maximum

Angle d'inclinaison du dossier :
0° minimum
65° maximum

Angle d'inclinaison de l'assise :
-15° minimum
15° maximum

Dimensions du rembourrage
Zone du siège et du dossier :
81,3 cm l (32")

Tête et repose-pieds :
76,2 cm l (30")

Longueur totale :
203,2 cm (80")

Distance entre le sol
et la partie basse de la base :

Pieds de réglage installés :
7 cm (2,75")

Roulettes installées :
8,9 cm (3,5")

Capacité du porte-rouleau
de papier :
45,7 cm, 53,3 cm ou 61,0 cm
(18", 21" ou 24")

ACCESSOIRES

Accoudoirs réglables
(accoudoirs latéraux droit et
gauche compris)

Roulettes

Pédale de commande

Câble d'alimentation de 9 m (3')

Alimentation électrique
120 V CA, 2,5 A, 60 Hz

COLORIS STANDARD DE LA GARNITURE

	Brume 813
	Pierre 814
	Chemin reposant 858
	Minerai de fer 851
	Gris lunaire 845
	Obsidienne 857
	Oasis 843
	Bleu apaisant 855
	Rêve 847
	Minéral 844
	Eaux thermales 848
	Jardin ombragé 853
	Agrumes 849
	Escapade sablée 850
	Cuivre curatif 846
	Canneberge 859
	Lin foncé 856
	Latte 860
	Marron profond 852
	Terre profonde 854

COLORIS DE LA GARNITURE ULTRAFREE*

	Pierre 865
	Chemin reposant 868
	Obsidienne 867
	Port 861
	Germe de blé 862
	Épice 863
	Canneberge 869
	Lin foncé 866
	Latte 870
	Branche 864



Conforme à la norme CARB 93129.2 phase 2 et au titre IV de la norme TSCA

Les exemples de coloris présentés sont la meilleure représentation du matériau d'origine. La couleur réelle peut varier légèrement. Nous vous recommandons vivement de contacter Midmark Customer Experience au 1-800-MIDMARK pour demander un échantillon avant de passer votre commande.

Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001. Certains produits ne sont pas inclus. Voir la liste complète sur : midmark.com/ISO

Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre revendeur Midmark ou appelez le : 1.800.MIDMARK

En dehors des États-Unis, appelez le : 1.937.526.3662 ou visitez notre site Web : midmark.com

© 2021 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio, États-Unis
Produits pouvant faire l'objet de modifications et d'améliorations sans préavis.
Litho aux États-Unis.

007-10359-02 Rév. A1 (3/21)

Ritter®