



Ritter®

MEDIZINISCHE

244 Barrier-Free®
Untersuchungsliege

Bringen Sie
Ihre Patienten
sicher unter

Alle Patienten verdienen den gleichen Zugang zu und die gleiche Qualität der Versorgung. Die Ritter 244 Barrier-free® Untersuchungsliege wurde entwickelt, um Patienten mit einem Gewicht von bis zu 385 kg (850 Pfund) immer wieder aufs Neue sicher und sanft anzuheben.



Sichere und effiziente Pflege für Ihre Patienten

EINE UNTERSUCHUNGLIEGE, DIE GENAUSO LEISTUNGSFÄHIG IST WIE SIE

Mit einer **maximalen Tragfähigkeit von 385 kg (850 Pfund)** dient die Ritter 244 Barrier-Free® Untersuchungsliege dem sicheren Anheben von Patienten, um eine gründlichere Untersuchung und einen besseren Zugang zum Patienten zu ermöglichen.



Barrierefreie Zugänglichkeit

Die niedrige Höhe der Ritter® 244 von 45,7 cm (18 Zoll) und die breite, flache Oberfläche ermöglichen es Ihren Patienten, mit nur minimaler Unterstützung auf die Untersuchungsliege zu gelangen. Indes können die Patienten dank einer Sitzhöhe von 86,4 cm (34 Zoll) auf eine bequemere Arbeitshöhe für die Pflegekraft angehoben werden.



HÖHENVERSTELLBAR

Die Liege kann in einer Höhe von 45,7 bis 86,4 cm (18 bis 34 Zoll) eingestellt werden, um einen besseren Zugang zu der Liege und zum Patienten zu erhalten.



ELEKTRISCHE POSITIONIERUNG

Die vollständig elektrische Höhenverstellung, Rücken-, Neigungs- und Winkelverstellung ermöglichen eine bessere Patientenpositionierung. Sicherheitsschalter am Sockel halten die Liege selbst bei geringfügiger Krafteinwirkung auf den Sockel stets in Position.



Sitzfläche von 81,3 cm (32 Zoll)

BREITE SITZFLÄCHE

Die 81,3 cm (32 Zoll) breite Sitzfläche erhöht den Patientenkomfort und fördert die Stützung des Patienten, während das nahtlose Polsterdesign die Reinigung vereinfacht.



HANDBEDIENUNG

Dank der ergonomischen, intuitiven Handsteuerung ist die Patientenpositionierung einfach und effizient.

OPTIONALES ZUBEHÖR



ANPASSBARE ARMSTÜTZE

Die anpassbare Armstütze verleiht den Patienten ein Gefühl der Sicherheit, da sie sich an einer stabilen Oberfläche festhalten können, während sie sich auf die Liege bewegen oder darauf positionieren. Die Armstützen lassen sich drehen, auf drei verschiedene Positionen einstellen und mühelos entfernen.



FUSSSTEUERUNG

Die optionale Fußsteuerung hilft dabei, die Patientenpositionierung schnell, effektiv und immer in Reichweite zu halten.



LAUFROLLEN

Optionale Laufrollen tragen Patienten mit einem Gewicht von bis zu 294,8 kg (650 Pfund) und ermöglichen das Bewegen der Liege zur routinemäßigen Reinigung. (Die Liege sollte nicht zum Bewegen von Patienten verwendet werden.)



TECHNISCHE DATEN

Patientengewicht (max.):
385 kg (850 Pfund)
294,8 kg (650 Pfund) mit
Laufrollen

Größe:
Minimum 45,7 cm (18 Zoll)
Maximum 86,4 cm (34 Zoll)

Verstellwinkel der
Rückenlehne:
Minimum = 0°
Maximum = 65°

Sitzkippwinkel:
Minimum = -15°
Maximum = 15°

Polsterabmessungen
Sitz- und Rückenbereich:
B 81,3 cm (32 Zoll)

Kopf- und Fußbereich:
B 76,2 cm (30 Zoll)

Gesamtlänge:
203,2 cm (80 Zoll)

Abstand von Boden bis
Sockelunterseite:
Mit höhenverstellbaren
Füßen:

7 cm (2,75 Zoll)
Laufrollenzubehör montiert:
8,9 cm (3,5 Zoll)

Papierrollenhalter:
45,7 cm, 53,3 cm oder 61,0 cm
(18 Zoll, 21 Zoll oder 24 Zoll)

ZUBEHÖR

Verstellbare Armstützen
(rechte und linke Armstütze im
Lieferumfang enthalten)

Laufrollen

Fußsteuerung

3-poliges Netzkabel

Elektrisch
120 VAC, 2,5 A, 60 Hz

STANDARD- POLSTERFARBEN

	Nebel 813
	Stein 814
	Erholsamer Pfad 858
	Eisenerz 851
	Mondgrau 845
	Obsidian 857
	Oase 843
	Beruhigendes Blau 855
	Traum 847
	Mineral 844
	Heilendes Wasser 848
	Schattiger Garten 853
	Zitrusfrucht 849
	Sandiges Refugium 850
	Heilendes Kupfer 846
	Preiselbeere 859
	Dunkles Leinen 856
	Latte 860
	Robustes Braun 852
	Tiefes Erdbraun 854

ULTRAFREE- POLSTERFARBEN

	Stein 865
	Erholsamer Pfad 868
	Obsidian 867
	Hafen 861
	Weizengras 862
	Gewürz 863
	Preiselbeere 869
	Dunkles Leinen 866
	Latte 870
	Zweig 864



In Übereinstimmung mit den Vorschriften von CARB 93129.2 Phase 2 und TSCA Abschnitt V1

Die gezeigten Farbbeispiele geben das Originalmaterial bestmöglich wieder. Die tatsächliche Farbe kann leicht abweichen. Wir empfehlen dringend, unter 1-800-MIDMARK von der Midmark-Kundenbetreuung ein Muster anzufordern, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.

Midmark ist ein nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen. Bestimmte Produkte sind nicht enthalten. Die vollständige Liste finden Sie unter: midmark.com/ISO

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Midmark-Händler oder unter der Nummer 1.800.MIDMARK

Außerhalb der USA rufen Sie unter der Nummer 1.937.526.3662 an oder besuchen Sie unsere Website: midmark.com

© 2021 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio USA.
Produktverbesserungen ohne Ankündigung vorbehalten.
Litho in den USA.

007-10359-01 Rev. A1 (3/21)

Ritter®