

A close-up, low-angle photograph of a white, padded manual examination table. The table is positioned diagonally, with the head of the table in the upper left and the foot in the lower right. The padding is thick and appears to be made of a soft, white material. The metal frame of the table is visible at the bottom, showing various adjustment mechanisms and wheels. The background is a plain, light-colored wall. The overall lighting is soft and even, highlighting the clean, professional appearance of the equipment.

Ritter®

MÉDICAL

**Tables d'examen
manuelles**

TABLES D'EXAMEN RITTER®

CONÇUES POUR VOUS ET VOS PATIENTS

Pourquoi la marque Ritter par Midmark est-elle la plus cotée parmi toutes les tables d'examen du marché ? Elle reflète notre volonté de recherche, d'étude et d'écoute afin que nous puissions répondre à vos besoins et à ceux de votre budget.

La **Ritter 204** est le fruit de plusieurs années de recherche en matière de conception, de confort et de rangements parmi les tables d'examen manuelles. Équipé de trois tiroirs latéraux, le modèle 204 offre un espace de rangement pratique sur le lieu de traitement pour stocker les articles volumineux tels que les blouses et les champs opératoires, ainsi que des espaces de rangement pour les petites fournitures et les articles en vrac. Deux tiroirs frontaux facilitent l'accès lors des examens du bas du corps, tandis que les tiroirs à ouverture bilatérale améliorent la flexibilité de l'agencement de la salle et du flux de travail, en permettant un accès pratique aux fournitures de chaque côté de la table d'examen.



Élégantes. Confortables. Faciles à nettoyer.

Le dessus de garniture de la Ritter 204 sans coutures est aussi confortable et doux au toucher qu'il en a l'air. L'absence de coutures limite les endroits où les saletés et les bactéries risquent de s'accumuler, pour assurer un nettoyage facile, rapide et plus efficace.



DESSUS DE GARNITURE AMOVIBLE

Le dessus de garniture monobloc est conçu de sorte qu'il soit facile à retirer sans outils, permettant ainsi un nettoyage en profondeur ou un changement rapide de la garniture.



TIROIRS MONOBLOC SANS SOUDURES

Les tiroirs de la Ritter 204 sont conçus avec des bords arrondis et sans soudures pour permettre de contenir les liquides renversés et faciliter le contrôle des infections.



MARCHEPIED SURDIMENSIONNÉ

Notre marchepied est 40 % plus large que la norme industrielle et a été conçu pour permettre aux patients de se sentir plus en sécurité au moment de monter ou descendre de la table.



ÉTRIERS AMOVIBLES

Intégrés à la table d'examen, les étrières amovibles permettent un soutien des jambes des patients lors des examens de la partie inférieure du corps.



PRISE ÉLECTRIQUE

Des prises du côté gauche du fauteuil vous offrent une connexion électrique pour les dispositifs.



SURÉLÉVATION DU BASSIN + CHAUFFAGE DE TIROIR

Améliorez le placement des patients et gardez vos fournitures au chaud pendant les examens, en particulier en gynécologie et obstétrique. (Fonctionnalités en option)

Des accessoires et options pour plus de polyvalence

Options de garniture



Plat

Offre une surface de travail supplémentaire pour les examens et les interventions nécessitant un peu plus d'espace.



Sans coutures

Garniture moelleuse et sans coutures conçue pour être plus confortable pour le patient et plus facile à nettoyer.



Doux au toucher

Garniture conçue pour être confortable pour le patient tout en étant suffisamment durable pour résister aux rigueurs de l'environnement médical.

Accessoires



Poignées de maintien

Conçues pour offrir aux patients un support stable pour accéder à la table et un sentiment de sécurité lors de l'installation, de la descente et du positionnement sur la table.




Lampe d'examen à DEL Ritter® 253

Cette lampe est facile à allumer, avec une lumière de haute intensité et un faisceau réglable. Disponible en version pour montage sur table, pour montage mural et en version mobile.



Bras réglables

Conçus pour offrir aux patients un support stable pour accéder à la table et un sentiment de sécurité pendant le positionnement. Les accoudoirs pivotent et se verrouillent dans l'une des trois positions et peuvent être retirés facilement.



Cuvette en acier inoxydable

Idéale pour les procédures liées au bas du corps ou dans d'autres situations où l'élimination des liquides et des débris est nécessaire.



Supports de genoux articulés

La conception unique de la rotule permet une plage de réglage maximale et contribue à assurer un soutien optimal des genoux et des jambes.



Coussin repose-pieds épais

Améliorez le confort des patients lors des examens médicaux grâce à l'accessoire de coussin repose-pieds épais.



Butée de tiroir à ouverture bilatérale

L'accessoire de butée de tiroir aide à prévenir une extension excessive et est disponible par lot de trois.

Table d'examen Ritter® 203

CARACTÉRISTIQUES

La table d'examen économique Ritter 203 est entièrement en acier - de son cadre à ses jambes. La structure métal contre métal de la table 203 est aussi conçue pour lui donner de la stabilité et pour apporter de l'équilibre à l'ensemble. Sa garniture plate est, quant à elle, conçue pour offrir une surface solide et stable, permettant de manipuler et de repositionner le patient durant l'examen, tandis qu'un rembourrage supplémentaire et un oreiller intégré dans l'appuie-tête permettent aux patients de rester à l'aise. Le coloris Brume de la base rehausse toutes les couleurs de garniture Ritter. (Porte-rouleau de papier inclus.)



OPTIONS

Tiroirs

Des tiroirs arrondis avec des inserts de couleur sont disponibles sur le côté droit ou sur le côté gauche de la table.



Table d'examen Ritter® 95

CARACTÉRISTIQUES

La Ritter 95 est une solution économique conçue pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Idéale pour les nouveaux cabinets médicaux, les services de premiers secours industriels, les postes d'infirmières scolaires ou comme table d'appoint. La construction en bois dur et la conception du cadre en H améliorent la résistance et la stabilité, tandis que la largeur de 68,58 cm (27") et la longueur de 182,88 cm (72") permettent d'accueillir un nombre de patients plus varié. (Porte-rouleau de papier inclus.)

OPTION

Tablette avec garniture en vinyle

Offre un espace de rangement pour les fournitures ou une surface de travail supplémentaire sur le lieu de traitement.



SPÉCIFICATIONS

RITTER 204

Hauteur avec garniture :
Dessus de garniture doux
au toucher :
81,6 cm (32,13")
Dessus de garniture
sans coutures :
84,2 cm (33,13")

Capacité de poids du patient :
226,8 kg (500 lb)

Prise électrique :
(115 V CA, 5 A max)
(230 V CA, 2,5 A max)
Prises doubles, de qualité
hospitalière sur le côté gauche

Dessus de garniture doux
au toucher :
77,5 cm l x 142,5 cm L
(28,5" x 56")

Porte-rouleau de papier :
peut contenir un rouleau de
papier de 53,3 cm x 12 cm
(21" x 4,75")

Longueur avec repose-pieds
déployé : 187,3 cm (73,75")

Dessus de garniture
sans coutures :
72,4 cm l x 151,1 cm L
(28,5" x 59,5")

Porte-rouleau de papier :
peut contenir un rouleau de
papier de 53,3 cm x 8,9 cm
(21" x 3,5")

Longueur avec repose-pieds
déployé : 193 cm (76")

Dessus de garniture UltraFree :
72,4 cm l x 151,1 cm H
(28,5" x 59,5")

OPTIONS

Doux au toucher, sans
coutures, sans coutures
UltraFree, garniture cousue
à points plats sans oreiller,
Dessus de garniture
UltraFree sans coussin

Surélévation du bassin
(1,5° ou 7°)

Chauffage de tiroir (45 W)**

ACCESSOIRES

Supports de
genoux articulés

Cuvette en acier inoxydable

Poignées de maintien

Accoudoirs réglables

Butée de tiroir à ouverture
bilatérale (lot de 3)

Kit de coussins repose-
pieds épais

Lampe d'examen à DEL
Ritter® 253

ÉLECTRIQUE

115 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A
(avec prise)

115 V CA, 50/60 Hz, 5,5 A
(avec chauffage de tiroir)

230 V CA, 50/60 Hz, 2,5 A
(avec prise)

*Non disponible à la vente
en Europe.

RITTER 203

Capacité de poids
du patient :
182 kg (400 lb)

Dimensions (haut) :
68,6 cm l x 188 cm L
(27" x 74")

Hauteur : 78,7 cm (31")

Porte-rouleau de papier :
53,3 cm (21")

RITTER 95

Capacité de poids
du patient :
159 kg (350 lb)

Dimensions (haut) :
68,6 cm l x 182,9 cm L
(27" x 72")

Hauteur : 76,2 cm (30")

Porte-rouleau de papier :
53,3 cm (21")

ACCESSOIRES

Tablette avec
garniture en vinyle

COLORIS DISPONIBLES

COLORIS STANDARD DE LA GARNITURE

	Brume 813
	Pierre 814
	Chemin reposant 858
	Minerai de fer 851
	Gris lunaire 845
	Obsidienne 857
	Oasis 843
	Bleu apaisant 855
	Rêve 847
	Minéral 844
	Eaux thermales 848
	Jardin ombragé 853
	Agrumes 849
	Escapade sablée 850
	Cuivre curatif 846
	Canneberge 859
	Lin foncé 856
	Latte 860
	Marron profond 852
	Terre profonde 854

COLORIS DE LA GARNITURE ULTRAFREE*

	UltraFree Pierre 865
	UltraFree Chemin reposant 868
	UltraFree Obsidienne 867
	UltraFree Havre 861
	UltraFree Agropyre 862
	UltraFree Épices 863
	UltraFree Canneberge 869
	UltraFree Lin foncé 866
	UltraFree Latte 870
	UltraFree Branche 864

*ULTRALEATHER® par Ultrafabrics®



Conforme à la norme CARB 93129.2 phase 2 et au titre IV de la norme TSCA

Les exemples de coloris présentés sont la meilleure représentation du matériau d'origine. La couleur réelle peut varier légèrement. Nous vous recommandons vivement de contacter Midmark Customer Experience au 1-800-MIDMARK pour demander un échantillon avant de passer votre commande.

Les pays disposant de représentants CE autorisés au sein de l'Union européenne doivent adresser les questions, incidents et plaintes au représentant CE autorisé de Midmark indiqué ci-dessous :

CEpartner4U, Esdoornlann 13, 3951 DB Maarn, Pays-Bas Numéro de téléphone : +31.343.442.524 Site Internet : cepartner4u.com

Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001. Certains produits ne sont pas inclus. Voir la liste complète sur : midmark.com/ISO

Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre revendeur Midmark ou appelez le : 1.800.MIDMARK
En dehors des États-Unis, appelez le : 1.937.526.3662
ou visitez notre site Web : midmark.com

© 2023 Midmark Corporation, Versailles, Ohio USA
Produits pouvant faire l'objet de modifications et d'améliorations sans préavis. Litho aux États-Unis.

007-10261-02 Rév. C1 (12/23)

Ritter®