



Ritter®

MEDIZINISCHE

**Manuelle
Untersuchungsliegen**



RITTER® UNTERSUCHUNG SLIEGEN

FÜR SIE UND IHRE PATIENTEN ENTWICKELT

Was macht Ritter by Midmark zur meistgekauften Marke von Untersuchungsliegen in der Branche? Unser Engagement für Forschung und Studien sowie die Abstimmung unserer Produkte auf Ihre Anforderungen – und Ihr Budget.

Die **Ritter 204** ist das Ergebnis jahrelanger Forschung in Design, Komfort und Lagerung in einer manuellen Untersuchungs- liege. Das Modell 204 verfügt über drei Seitenschubladen und bietet eine praktische patientennahe Aufbewahrungsmöglichkeit für große Gegenstände wie Kittel und Abdecktücher sowie gut durchdachte Stauräume für kleinere Verbrauchsmaterialien und sperrigere Materialien. Dank der beiden Schubladen an der Vorderseite ist ein einfacher Zugriff bei Untersuchungen des Unterkörpers gewährleistet, während die seitlichen durchgängigen Schubladen für mehr Flexibilität bei der räumlichen Anordnung und den Arbeitsabläufen sorgen, indem sie einen problemlosen Zugriff auf Verbrauchsmaterialien von beiden Seiten der Untersuchungs- liege ermöglichen.



Stilvoll. Komfortabel. Einfach zu reinigen.

Das nahtlose Design der gepolsterten Ritter 204 ist so weich und so bequem, wie es aussieht. Dank des glatten Designs können sich weder Schmutz noch Bakterien ansammeln. So lässt sich die Liege leichter, schneller und effektiver reinigen.



ABNEHMBARES TOP-SYSTEM

Das einteilige, gepolsterte Oberteil lässt sich für eine gründlichere Reinigung oder einen schnellen Polsterwechsel leicht und ohne Werkzeug entfernen.



SCHUBLADEN AUS EINEM GUSS

Die Ritter 204-Schubladen sind mit abgerundeten, glatten Kanten ausgestattet, um verschüttete Flüssigkeiten zurückzuhalten und die Infektionskontrolle zu verbessern.



VERGRÖßERTE TRITTFLÄCHE

Wir haben die Trittpläche auf über 40 % über dem Industriestandard vergrößert, damit sich die Patienten beim Auflegen und Verlassen der Liege sicherer fühlen.



HERAUSZIEHBARE BÜGEL

Die herausziehbaren Bügel sind in der Untersuchungs- liege integriert und fungieren für die Patienten bei Unterkörperuntersuchungen als Beinstütze.



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Die Anschlüsse auf der linken Seite des Stuhls ermöglichen das Anschließen von Zusatzgeräten.



BECKENKIPPUNG + SCHUBLADENHEIZUNG

Verbessern Sie die Positionierung der Patienten und halten Sie Ihre Verbrauchsmaterialien während Untersuchungen warm – insbesondere im gynäkologischen Bereich. (Optionale Funktionen)

Zubehör und Optionen für mehr Vielseitigkeit

Polsterungsoptionen



Flach
Bietet eine zusätzliche Arbeitsfläche für Untersuchungen und Behandlungen, bei denen Sie etwas mehr Platz benötigen.



Nahtlos
Eine weiche, nahtlose Polsterung ist für den Patienten bequemer und leichter zu reinigen.



Weiche Polsterung
Wird vom Patienten als angenehm empfunden und ist dennoch robust genug, um den enormen Ansprüchen des klinischen Umfelds gerecht zu werden.

Zubehör



Haltegriffe
Bieten Patienten eine stabile Plattform für den Zugang zur Liege und ein Gefühl der Sicherheit, wenn sie sich auf die Liege legen, diese wieder verlassen und eine ihnen angenehme Position wählen.



Ritter® 253 LED-Untersuchungsleuchte
Die 253 LED-Leuchte ist mit leicht zugänglichen Bedienelementen, hoher Lichtstärke und einem einstellbaren Brennpunkt ausgestattet. Die Leuchte ist mit Tisch- oder Wandhalterung und mit mobilen Optionen erhältlich.



Anpassbare Armstütze
Entwickelt, damit sich Patienten mit einem Gefühl der Sicherheit an einer stabilen Oberfläche festhalten können, während sie sich auf der Liege bewegen oder darauf positionieren. Die Armstützen lassen sich drehen, auf drei verschiedene Positionen einstellen und mühelos entfernen.



Edelstahl-Auffangwanne
Ideal für Behandlungen im unteren Körperbereich oder andere Situationen, in denen das Auffangen von Flüssigkeit und Schmutz erforderlich ist.



Beinstützen mit Gelenk
Das einzigartige Design des Kugelgelenks ermöglicht eine maximale Einstellmöglichkeit und trägt zur optimalen Unterstützung von Knien und Beinen bei.



Dickes Fußstützenpolster
Erhöhen Sie den Patientenkomfort bei medizinischen Untersuchungen mit dem dicken Fußstützenpolster-Zubehör.



Schubladenauszugssperre
Die Auszugssperre verhindert ein Überschreiten der Auszugslänge und ist im 3er-Set erhältlich.

Ritter® 203

Behandlungsliege

AUSSTATTUNG

Die zu einem besonders günstigen Preis angebotene Ritter 203 besteht vom Rahmen bis zu den Beinen komplett aus Stahl. Dieses Metall-auf-Metall-Design verleiht der 203 Stabilität und strukturelle Integrität. Das flache Design bietet eine stabile, solide Oberfläche für Manipulationen oder Anpassungen des Patienten während der Untersuchung. Zusätzliche Polster und ein integriertes Kopfstützenkissen tragen zum Wohlbefinden des Patienten bei. Die nebelfarbene Basis passt zu allen Ritter-Polsterfarben. (Papierrollenhalter im Lieferumfang enthalten.)



OPTION

Schubladen

Für die rechte oder linke Seite der Liege sind gerundete Schubladen mit farbigen Einsätzen erhältlich.



Ritter® 95

Behandlungsliege

AUSSTATTUNG

Die Ritter 95 ist eine wirtschaftliche Lösung, die für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde. Sie eignet sich ideal für neue Arztpraxen, industrielle Erste-Hilfe-Bereiche, Schwesternstationen oder als zusätzlicher Tisch, wo immer er benötigt wird. Die Hartholzkonstruktion und das H-Brace-Rahmendesign verbessern Festigkeit und Stabilität, während die Breite von 68,58 cm (27 Zoll) und die Länge von 182,88 (72 Zoll) ein breiteres Spektrum von Patienten ansprechen. (Papierrollenhalter im Lieferumfang enthalten.)

OPTION

Vinyl-Polsterregal

Bietet Platz an der Pflegestelle, um Verbrauchsmaterial unterzubringen oder eine zusätzliche Arbeitsfläche bereitzustellen.



TECHNISCHE DATEN

RITTER 204

Größe mit Polsterung:
Weiche Polsterung –
81,6 cm (32,13 Zoll)
Nahtlose Polsterung –
84,2 cm (33,13 Zoll)

Patientengewicht (max.):
226,8 kg (500 lb)

Elektrischer Anschluss:
(max. 115 VAC, 5 A)
(max. 230 VAC, 2,5 A)
Duplex-Steckdosen für
Krankenhausanwendungen
auf der linken Seite

Weiche Polsterung:
72,5 cm B x 142,5 cm L
(28,5 Zoll x 56 Zoll)

Papierrollenhalter für
53,3 cm x 12 cm (21 Zoll x
4,75 Zoll) große Papierrollen

Länge bei ausgefahrener
Fußauflage: 187,3 cm
(73,75 Zoll)

Nahtlose Polsterung:
72,4 cm B x 151,1 cm L
(28,5 Zoll x 59,5 Zoll)

Papierrollenhalter für
53,3 cm x 8,9 cm (21 Zoll x
3,5 Zoll) große Papierrollen

Länge bei ausgefahrener
Fußauflage: 193 cm (76 Zoll)

UltraFree-Polsterung:
72,4 cm B x 151,1 cm L
(28,5 Zoll x 59,5 Zoll)

OPTIONEN

Weiche, nahtlose,
nahtlose UltraFree, flach
abgesteppte Polsterung
ohne Kissen, flache
UltraFree-Polsterung
ohne Kissen

Beckenkipfung
(1,5° oder 7°)

Schubladenheizung (45 W)*

ZUBEHÖR

Beinstützen mit Gelenk
Edelstahl-Auffangwanne

Haltegriffe

Verstellbare Armstützen

Schubladenauszugssperre
(3er-Set)

Dickes Fußstützenpolster-
Set

Ritter® 253 LED-
Untersuchungsleuchte

ELEKTRISCH

115 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A
(mit Steckdose)

115 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A
(mit Schubladenheizung)

230 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A
(mit Steckdose)

*In Europa nicht erhältlich.

RITTER 203

Max. Patientengewicht:
182 kg (400 lb)

Abmessungen (Liegefläche):
68,6 cm B x 188 cm L
(27 Zoll x 74 Zoll)

Höhe: 78,7 cm (31 Zoll)

Papierrollenhalter:
53,3 cm (21 Zoll)

RITTER 95

Max. Patientengewicht:
159 kg (350 lb)

Abmessung (Liegefläche):
68,6 cm B x 182,9 cm L
(27 Zoll x 72 Zoll)

Höhe: 76,2 cm (30 Zoll)

















Papierrollenhalter:
53,3 cm (21 Zoll)

ZUBEHÖR




Vinyl-Polsterregal

FARBOPTIONEN

STANDARD-POLSTERFARBEN

	Nebel 813
	Stein 814
	Erholsamer Pfad 858
	Eisenerz 851
	Mondgrau 845
	Obsidian 857
	Oase 843
	Beruhigendes Blau 855
	Traum 847
	Mineral 844
	Heilendes Wasser 848
	Schattiger Garten 853
	Zitrusfrucht 849
	Sandiges Refugium 850
	Heilendes Kupfer 846
	Preiselbeere 859
	Dunkles Leinen 856
	Latte 860
	Robustes Braun 852
	Tiefes Erdbraun 854

ULTRAFREE*-POLSTERFARBEN

	UltraFree Stein 865
	UltraFree Erholsamer Pfad 868
	UltraFree Obsidian 867
	UltraFree Hafen 861
	UltraFree Weizengras 862
	UltraFree Gewürz 863
	UltraFree Preiselbeere 869
	UltraFree Dunkles Leinen 866
	UltraFree Latte 870
	UltraFree Zweig 864

*ULTRALEATHER® von Ultrafabrics®



In Übereinstimmung mit den Vorschriften von CARB 93129.2 Phase 2 und TSCA Abschnitt VI

Die gezeigten Farbbeispiele geben das Originalmaterial bestmöglich wieder. Die tatsächliche Farbe kann leicht abweichen. Wir empfehlen dringend, unter 1-800-MIDMARK von der Midmark-Kundenbetreuung ein Muster anzufordern, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben.

Wenn Sie in einem EU-Mitgliedsland mit CE-Beauftragtem tätig sind, sollten Sie sich mit allen Fragen, Vorkommissen oder Beschwerden an die/den zuständigen CE-Beauftragte(n) von Midmark wenden:

CEpartner4U, Esdoornlann 13, 3951 DB Maarn, Niederlande
Telefon: +31.343.442.524 Website: cepartner4u.com

Midmark ist ein nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen. Bestimmte Produkte sind nicht enthalten. Die vollständige Liste finden Sie unter: midmark.com/ISO

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Midmark-Händler oder unter der Nummer 1.800.MIDMARK
Rufen Sie außerhalb der USA 1.937.526.3662 an oder besuchen Sie unsere Website: midmark.com

© 2023 Midmark Corporation, Versailles, Ohio USA
Änderungen zur Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Litho in den USA.

007-10261-01 Rev. C1 (12/23)

Ritter®