



Ritter®

PARA USO MÉDICO

**Camillas manuales
de exploración**

CAMILLAS DE EXPLORACIÓN RITTER®

DISEÑADAS PENSANDO EN USTED Y EN SUS PACIENTES

¿Por qué Ritter de Midmark es la marca de camillas de exploración más vendida del sector? Por nuestro afán por investigar, estudiar y escuchar, que nos permite satisfacer sus necesidades y su presupuesto.

La **camilla Ritter 204** es la culminación de años de investigación en cuanto a diseño, comodidad y funcionalidad de las camillas manuales de exploración. Equipado con tres cajones laterales, el modelo 204 ofrece un práctico sistema de almacenamiento en el punto de atención para artículos grandes como batas o paños, así como para organizar suministros más pequeños y artículos a granel. Dos cajones frontales posibilitan un fácil acceso durante las exploraciones de la sección inferior del cuerpo, mientras que los cajones laterales pasantes aportan una mayor flexibilidad en el diseño de la sala y el flujo de trabajo, ya que permiten acceder cómodamente a los suministros desde cualquier lado de la camilla de exploración.



Elegante. Cómoda. Fácil de limpiar.

El diseño sin costuras de la cubierta superior tapizada de la Ritter 204 es tan suave y cómodo como parece. Además, ese diseño reduce las superficies donde pueden acumularse suciedad y bacterias, con lo que la limpieza es más fácil, rápida y eficaz.



SISTEMA DE CUBIERTA DESMONTABLE

La cubierta tapizada de una pieza está diseñada para poder quitarse fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas y permite una limpieza más profunda o un cambio rápido de la tapicería.



CAJONES DE UNA SOLA PIEZA SIN JUNTAS

Los cajones de la Ritter 204 están diseñados con bordes redondeados y sin juntas para ayudar a contener los líquidos derramados y mejorar el control de infecciones.



PELDAÑO AMPLIADO

Hemos aumentado el tamaño del peldaño en más de un 40 % sobre el estándar del sector para que los pacientes se sientan más seguros al subirse y bajarse de la camilla.



ESTRIBOS EXTRAÍBLES

Integrados en la camilla de exploración, los estribos extraíbles brindan soporte para las piernas a los pacientes durante las exploraciones de la parte inferior del cuerpo.



TOMA DE CORRIENTE

Los receptáculos del lado izquierdo de la silla incorporan tomas eléctricas para conectar dispositivos.



INCLINACIÓN PÉLVICA Y CALENTADOR DE CAJÓN

Mejore la posición del paciente y mantenga sus suministros templados durante las exploraciones, especialmente en el área de obstetricia y ginecología. (Características opcionales)

Accesorios y opciones que aportan versatilidad

Opciones de acolchado



Plano

Proporciona una superficie de trabajo adicional para exploraciones y procedimientos en los que necesita un poco más de espacio.



Sin costuras

Agradable y sin costuras, diseñado para ofrecer mayor comodidad al paciente y limpiar la superficie más fácilmente.



Tacto suave

Diseño cómodo para el paciente, a la vez que suficientemente resistente como para resistir los rigores del entorno clínico.

Accesorios



Agarraderas auxiliares

Diseñadas para proporcionar al paciente una plataforma estable al acceder a la camilla y para aportarle una sensación de seguridad al subirse, bajarse o colocarse en la camilla.



Lámpara LED para exploración Ritter® 253

La lámpara 253 se ha diseñado con mandos de fácil acceso, una luz de alta intensidad y un punto focal regulable. Está disponible para montar en camilla o en pared, y en versión portátil.



Sistema de reposabrazos regulable

Proporciona al paciente una plataforma estable para acceder a la camilla y una sensación de seguridad al colocarse en ella. Los brazos pueden girarse, fijarse en una de sus tres posiciones y desmontarse fácilmente.



Bandeja de tratamiento de acero inoxidable

Idónea para intervenciones en la parte inferior del cuerpo u otros casos en los que deban eliminarse fluidos y residuos.



Apoyos articulados para las rodillas

El exclusivo diseño de articulación esférica permite un rango máximo de ajuste y puede ayudar a asegurar un soporte óptimo para rodillas y piernas.



Reposapiés con almohadilla extragruesa.

Mejora la comodidad del paciente durante las exploraciones médicas con el accesorio de reposapiés con almohadilla extragruesa.



Tope de cajones pasantes

El tope de cajones impide abrirlos de más y está disponible en juegos de tres.

Camilla de tratamiento Ritter® 203

CARACTERÍSTICAS

El económico modelo Ritter 203 está construido en acero desde la estructura hasta las patas. Este diseño totalmente metálico aporta al modelo 203 estabilidad e integridad estructural. Su diseño plano proporciona una superficie sólida y estable para manipular fácilmente al paciente, así como para realizar sin problemas todos los ajustes que sean necesarios durante la exploración, mientras que el acolchado adicional y una almohada incorporada en el reposacabezas ayudan a mantener a los pacientes cómodos. La base de color Niebla combina con cualquiera de los colores de tapicería de Ritter (portarrollos de papel incluido).



OPCIONAL

Cajones

Los cajones redondeados con inserciones de color están disponibles para el lado derecho o izquierdo de la camilla.



Camilla de tratamiento Ritter® 95

CARACTERÍSTICAS

El modelo Ritter 95 es una solución económica diseñada para una amplia gama de usos. Es ideal para nuevos consultorios médicos, áreas industriales de primeros auxilios, puestos de enfermería en colegios o como camilla adicional cuando se necesite. Al ser de madera noble y tener una estructura con refuerzo en H, es más resistente y estable; además, su ancho de 68,5 cm (27") y largo de 182,8 cm (72") permiten acomodar a una mayor variedad de pacientes (portarrollos de papel incluido).

OPCIONAL

Balda tapizada en vinilo

Proporciona espacio en el punto de atención para colocar suministros o para utilizarla como superficie de trabajo adicional.



ESPECIFICACIONES

RITTER 204

Altura con acolchado:
Cubierta de tacto suave:
81,6 cm (32,13")
Cubierta sin costuras:
84,2 cm (33,13")

Peso máximo del paciente:
226,8 kg (500 lb)

Toma de corriente:
(115 V CA 5 A máx.)
(230 V CA 2,5 A máx.)
Doble toma de corriente para
uso hospitalario a la izquierda

Acolchado de tacto suave:
77,5 cm de ancho x 142,5 cm
de largo (28,5" x 56")

Portarrollos de papel;
admite un rollo de papel de
53,3 cm x 12 cm (21" x 4,75")

Longitud con el reposapiés
extendido: 187,3 cm (73,75")

Acolchado sin costuras:
72,4 cm de ancho x 151,1 cm
de largo (28,5" x 59,5")

Portarrollos de papel;
admite un rollo de papel de
53,3 cm x 8,9 cm (21" x 3,5")

Longitud con el reposapiés
extendido: 193 cm (76")

Cubierta tapizada UltraFree:
72,4 cm de ancho x 151,1 cm
de alto (28,5" x 59,5")

OPCIONAL

Tacto suave, sin costuras,
sin costuras UltraFree, plano
con costuras sin almohada,
plano con tapicería
UltraFree sin almohada

Inclinación pélvica
(1,5° o 7°)

Calentador de cajón (45 W)*

ACCESORIOS

Apoyos articulados para
las rodillas

Bandeja de tratamiento
de acero inoxidable

Agarraderas auxiliares

Sistema de reposabrazos
ajustable

Topo de cajones pasantes
(juego de 3)

Kit de reposapiés con
almohadilla extragruosa

Lámpara LED para
exploración Ritter® 253

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

115 V CA, 50/60 Hz, 5,0 A
(con toma de corriente)

115 V CA, 50/60 Hz, 5,5 A
(con calentador de cajón)

230 V CA, 50/60 Hz, 2,5 A
(con toma de corriente)

* No está a la venta
en Europa.

RITTER 203

Peso máximo del paciente:
182 kg (400 lb)

Dimensiones (cubierta):
68,6 cm de ancho x 188 cm
de largo (27" x 74")

Altura: 78,7 cm (31")

Portarrollos de papel:
53,3 cm (21")

RITTER 95

Peso máximo del paciente:
159 kg (350 lb)

Dimensiones (cubierta):
68,6 cm de ancho x
182,9 cm de largo
(27" x 72")

Altura: 76,2 cm (30")

Portarrollos de papel:
53,3 cm (21")

ACCESORIOS

Balda tapizada en vinilo

OPCIONES DE COLOR

COLORES DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  | Niebla 813 |
|  | Piedra 814 |
|  | Camino tranquilo 858 |
|  | Mineral de hierro 851 |
|  | Gris lunar 845 |
|  | Obsidiana 857 |
|  | Oasis 843 |
|  | Azul relajante 855 |
|  | Sueño 847 |
|  | Mineral 844 |
|  | Aguas curativas 848 |
|  | Jardín sombreado 853 |
|  | Cítrico 849 |
|  | Retiro de arena 850 |
|  | Cobre curativo 846 |
|  | Arándano 859 |
|  | Lino oscuro 856 |
|  | Café con leche 860 |
|  | Marrón oscuro 852 |
|  | Tierra oscuro 854 |

COLORES DE TAPICERÍA ULTRAFREE*

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  | UltraFree Piedra 865 |
|  | UltraFree Camino tranquilo 868 |
|  | UltraFree Obsidiana 867 |
|  | UltraFree Puerto 861 |
|  | UltraFree Campo de trigo 862 |
|  | UltraFree Especia 863 |
|  | UltraFree Arándano 869 |
|  | UltraFree Lino oscuro 866 |
|  | UltraFree Café con leche 870 |
|  | UltraFree Rama 864 |

*ULTRALEATHER® de Ultrafabrics®



Conforme a la norma CARB 93129.2, fase 2, y a TSCA, sección VI

Los ejemplos de colores mostrados son una representación aproximada del material original. El color real podría variar ligeramente. Antes de realizar su pedido, le recomendamos que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente Midmark Customer Experience a través del 1.800.MIDMARK para solicitar una muestra.

Los clientes de países de la CE deberán dirigir sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark para la CE señalado a continuación:

CEpartner4U, Esdoornlann 13, 3951 DB Maarn, Países Bajos
Teléfono: +31.343.442.524 Sitio web: cepartner4u.com

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Ciertos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en: midmark.com/ISO

Para solicitar más información, póngase en contacto con el distribuidor de Midmark, o bien llame al teléfono: 1.800.MIDMARK
Si llama desde fuera de Estados Unidos, marque el teléfono 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: midmark.com.

© 2023 Midmark Corporation, Versailles, Ohio, Estados Unidos
Productos sujetos a cambios de mejora sin previo aviso. Impreso en EE. UU.

007-10261-03 Rev. C1 (12/23)

Ritter®