



MÉDICAL SYNTHESIS

Fauteuil de procédure HUMANFORM^{MD} 630

Les soins de santé évoluent. Évoluez-vous avec eux?



Le secteur de la santé évolue à un rythme sans précédent. Le nombre de patients augmente, celui des professionnels de santé diminue, et les patients se tournent de moins en moins vers les hôpitaux pour privilégier les consultations en cabinet. Il est aujourd'hui plus important que jamais de disposer d'une combinaison adéquate de technologies et de processus de travail.



Positionnez-vous et vos patients pour les procédures en cabinet


Près de la moitié des procédures médicales pratiquées aux États-Unis sont désormais réalisées en cabinet médical¹. Avec les progrès de la technologie, de l'anesthésie et de la gestion de la douleur, on s'attend à ce que le nombre de procédures réalisées en cabinet continue d'augmenter². Votre établissement est-il équipé pour faire face à cette migration des soins?




Les procédures en cabinet sont en augmentation

60
millions

Le nombre de procédures réalisées en 2024¹.



En 2024, près de la moitié des procédures médicales pratiquées aux États-Unis ont été réalisées en cabinet médical¹.



L'augmentation estimée de la quantité de procédures en cabinet d'ici 2032².

MIDMARK PEUT VOUS AIDER

Le fauteuil de procédure Midmark 630 HUMANFORM^{MD} est conçu pour offrir un positionnement précis et des mouvements plus naturels, afin d'améliorer l'accessibilité et l'ergonomie tant pour les patients et que pour le personnel soignant.

Rapprocher le patient et le professionnel de santé dans le confort et en toute sécurité

Depuis l'entrée en vigueur de l'Americans with Disabilities Act (ADA), l'accessibilité est devenue une exigence légale. Mais surtout, une conception accessible joue un rôle essentiel pour offrir de meilleurs soins.

Le fauteuil de procédure Midmark 630 HUMANFORM^{MD} peut s'abaisser jusqu'à une hauteur de 19 pouces (modèles non rotatifs) et peut être réglé dans une position basse et à plat. La basse hauteur d'assise et la surface de transfert large et plane permettent aux patients de s'asseoir dans le fauteuil d'examen et d'en descendre avec un minimum d'aide, ce qui renforce la sécurité tant pour le patient que pour le soignant.



Des mouvements naturels, semblables à ceux d'un humain, que les patients apprécieront



01 LA CONCEPTION SANS BARRIÈRES

permet de répondre aux besoins d'une population de patients en pleine évolution, grâce à une assise de 19 pouces de hauteur et à une capacité de charge de 650 livres.

02 LA TECHNOLOGIE MOTION PROFILING^{MD}

ajuste le fauteuil au fur et à mesure que le patient bouge afin de maintenir un bon soutien de la tête et du dos. Cette fonctionnalité exclusive est conçue pour éviter aux patients d'avoir à se repositionner lorsque le dossier du fauteuil se lève ou s'abaisse.

03 L'EXTENSION DU REPOSE-PIEDS

permet d'allonger le repose-pieds du fauteuil d'une simple pression sur un bouton, afin de s'adapter aux patients de grande taille.

04 LE SYSTÈME PREMIUM COMFORT SYSTEM^{MD}

associe un rembourrage profilé unique à un repose-pieds réglable afin d'envelopper le patient et de lui procurer une sensation apaisante, comme dans un fauteuil.



Mieux positionner les soignants pour les procédures en cabinet


Quel que soit le type d'intervention, un positionnement approprié est nécessaire pour un accès sans obstruction au patient et une vue claire de la zone de l'intervention chirurgicale. Le Midmark^{MD} 630 dispose d'un système de positionnement motorisé à 8 réglages (hauteur, dossier, repose-pieds et inclinaison), offrant ainsi au personnel soignant la liberté de déplacer sans effort les patients dans les positions les plus adaptées.

1 blessure sur 5

au travail est liée aux soins de santé aux États-Unis³.

3x

Les professionnels de la santé sont presque trois fois plus susceptibles de souffrir de blessures liées au travail que les travailleurs de la construction³.



ERGONOMIE POUR LE SOIGNANT

Lors de la réalisation de procédures en cabinet, il est important de choisir un fauteuil de procédure offrant un accès clair au patient et à la zone d'intervention. Mais avez-vous pensé à l'ergonomie pour le prestataire de soins? Le fauteuil de procédure Midmark 630 HUMANFORM^{MD} est conçu avec des fonctionnalités qui aident à garantir un accès suffisant au patient tout en maintenant une position de travail appropriée, que ce soit assis ou debout.

POSITIONNEMENT MÉDICAL PRÉCIS



POSITION LITHOTOMIQUE

Positionner les patients pour les interventions sur le bas du corps



ÉLEVATION À PLAT

Peut améliorer l'accès à la tête, au cou et au torse du patient, ainsi que la visibilité de ces endroits



INSTALLATION DANS LE FAUTEUIL

Positionne les patients en position verticale pour s'y installer et en sortir



POSITION DE TRENDLENBURG

Peut être utilisée comme traitement de première intention de l'hypotension aiguë et du choc

CONCEPTION D'APPUIE-TÊTE RÉGLABLE



Appui-tête articulé

Incline la tête du patient ou s'ajuste pour différentes procédures, améliorant ainsi l'accès et le confort du patient.



Réglage sans outil

Desserrez simplement le bouton, faites pivoter l'appui-tête vers le haut ou vers le bas et serrez à nouveau.



Des fonctionnalités intelligentes qui rentabilisent au maximum le temps passé avec le patient

Avec la multiplication des interventions réalisées en cabinet et l'augmentation du nombre de patients, l'efficacité et le confort sont plus importants que jamais. Le fauteuil de procédure Midmark 630 HUMANFORM^{MD} contribue à offrir une meilleure expérience de soins, tant pour vous que pour vos patients.



La programmabilité facilite le réglage de la position

Le fauteuil Midmark^{MD} 630 peut mémoriser jusqu'à quatre de vos positions les plus utilisées. D'une simple pression sur un bouton, toutes les sections du fauteuil se déplacent simultanément pour amener rapidement et précisément le patient dans la position souhaitée. (La programmabilité est une fonctionnalité en option.)



OPTIMISEZ L'ESPACE DONT VOUS DISPOSEZ AVEC LA ROTATION

Grâce à la fonctionnalité de rotation en option, vous n'avez plus à trainer des appareils lourds autour du fauteuil ou du patient. Il vous suffit de déplacer le patient pour obtenir un accès adéquat.



PRISE DOUBLE

Des prises doubles de qualité hospitalière, situées de chaque côté du fauteuil, vous permettent d'alimenter facilement les appareils auxiliaires au point de soins. (Non offert sur les modèles rotatifs ou 230 V.)



COMMANDES SANS FIL

Placez votre commande manuelle ou au pied sans fil (en option) n'importe où dans la pièce sans vous soucier des risques de trébuchement ou des câbles. Un signal sonore vous avertira lorsqu'il sera temps de remplacer la pile.



TECHNOLOGIE DE CAPTEUR ACTIF^{MD}

Évitez les chocs ou les perturbations lors du déplacement du fauteuil. Arrête le mouvement de la table quand un impact perturbateur est détecté.



Accessoires

LES ACCESSOIRES AIDENT À RENDRE VOTRE FAUTEUIL DE PROCÉDURE PLUS POLYVALENT ET FONCTIONNEL

APPUIE-TÊTE OVALE



12,7 po H x 12,3 po L

APPUIE-TÊTE ALLONGÉ



12,7 po H x 12,4 po L

APPUIE-TÊTE RECTANGULAIRE



12 po H x 18 po L

APPUIE-TÊTE EN U



8 po H x 11,5 po L

PLATEAU À INSTRUMENTS
À BRAS DOUBLE



Se fixe de chaque côté du fauteuil

LAMPE D'EXAMEN À
DEL RITTER^{MD} 253



Offert en options de montage
sur chaise (cannelure ou rail), de
montage mural et mobile

BÉQUILLES À
GENOU ARTICULÉES



ROULETTES
VERROUILLABLES



3,5 po de hauteur
supplémentaires pour le fauteuil

PANNEAUX LATÉRAUX
DE SÉCURITÉ



ACCESSOIRES

ACCOUDOIRS



Convient aux largeurs de rembourrage de 28 po et de 32 po

RAILS DE SIÈGE



Taille chirurgicale de 1 1/8 po

RAILS D'ACCESSOIRES DE BASE POUR LE DOS



Taille chirurgicale de 1 1/8 po et taille standard de 1 po

BAC À DÉBRIS GYNÉCOLOGIQUES



Bac à débris plus grand en option 13 po L x 12 po l X 1 po P

SUPPORT DE MAIN POUR CHIRURGIE



8,5 po H x 26 po L

SANGLES DE SÉCURITÉ



Largeur et emplacement réglables

SUPPORT DE BRAS ARTICULÉ



7 po H x 24 po L

PARAVENT DE BLOCAGE DE LA VISION




Bloque le champ de vision du patient



OPTIONS DE COULEUR

COULEURS DE REVÊTEMENT STANDARD

	Mist 813
	Stone 814
	Restful Path 858
	Iron Ore 851
	Lunar Gray 845
	Obsidian 857
	Oasis 843
	Soothing Blue 855
	Dream 847
	Mineral 844
	Healing Waters 848
	Shaded Garden 853
	Citrus 849
	Sandy Retreat 850
	Curative Copper 846
	Cranberry 859
	Dark Linen 856
	Latte 860
	Robust Brown 852
	Deep Earth 854

COULEURS DE REVÊTEMENT ULTRAFREE

	UltraFree Stone 865
	UltraFree Restful Path 868
	UltraFree Obsidian 867
	UltraFree Harbor 861
	UltraFree Wheatgrass 862
	UltraFree Spice 863
	UltraFree Cranberry 869
	UltraFree Dark Linen 866
	UltraFree Latte 870
	UltraFree Branch 864



REMBOURRAGE
Offert en largeurs de 28 po et de 32 po pour s’adapter à une gamme de tailles de patients.

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Options

- Revêtement premium : Conception sans coutures
- Revêtement premium UltraFree : Conception sans coutures et sans PVC
- Programmabilité : Quatre positions personnalisables
- Commandes sans fil : Au pied et manuelle
- Prises électriques : Double, de qualité hospitalière (de chaque côté)*
- Rotation : Permet à la table de pivoter de 350° et augmente de 3,5 po les hauteurs minimale et maximale du siège
- Fauteuils certifiés CE offerts


Accessoires

- Lampe d’examen à DEL Ritter^{MD} 253
- Rails d’accessoires de base pour le dos – Taille chirurgicale de 1 1/8 po et taille standard de 1 po
- Rails de siège – Taille chirurgicale de 1 1/8 po
- Système de bras réglable – Comprend les bras gauche et droit
- Support de bras articulé
- Support de main pour chirurgie
- Béquilles à genou – Articulées
- Bac à déchets gynécologiques
- Sangles de sécurité
- Panneaux latéraux de sécurité

- Plateau à instruments – bras double
- Potence IV
- Paravent de blocage de la vision
- Réceptacles résistants aux manipulations*
- Roulettes*
- Cordon d’alimentation de 3 pi
- Commandes manuelle et au pied supplémentaires
- Appuie-tête en U
- Appuie-tête rectangulaire
- Appuie-tête allongé
- Appuie-tête ovale
- * Non offert sur les modèles rotatifs ou 230 V

ENTRETIEN ET SOUTIEN

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Consultez les spécifications techniques du fauteuil de procédure Midmark^{MD} 630.



CONCEPTION EN DIRECT DE MIDMARK
Nos experts en conception sont prêts à vous accompagner à chaque étape du processus.



RÉPARATION ET ENTRETIEN
Découvrez nos plans d’assistance et de soutien afin d’obtenir le niveau de couverture dont vous avez besoin pour maintenir votre équipement et vos appareils médicaux opérationnels. Notre offre comprend des plans d’entretien et d’inspection périodiques ainsi que des plans de garantie prolongée.



SERVICES DE LIVRAISON MIDMARK
Coordination, livraison et installation à temps, à chaque fois.



SOURCES

1 Récupéré en novembre 2024 sur le site Web : <https://clarivate.com/coronavirus-resources/?lid=d>
Voir l’onglet « Impact on Medical Procedure... »

2 <https://www.ascfocus.org/ascfocus/content/articles-content/articles/2022/digital-debut/sg2-annual-report-projects-double-digit-asc-growth>

3 <https://www.bls.gov/charts/injuries-and-illnesses/number-and-rate-of-nonfatal-work-injuries-by-industry.html>



Designing better care.®



Conforme à la norme CARB 93120.2 Phase 2 et à la norme TSCA Titre VI

Les exemples de couleurs présentés illustrent au mieux le matériau original. La couleur réelle peut varier légèrement. Nous vous recommandons fortement de communiquer avec l'équipe de l'expérience client de Midmark au 1 800 MIDMARK pour demander un échantillon avant de passer votre commande.

Les pays membres de l'UE sont priés d'adresser toutes leurs questions, leurs signalements d'incidents et leurs réclamations au représentant agréé de Midmark indiqué ci-dessous :

CEpartner4U, Esdoornlann 13, 3951 DB Maarn, Pays-Bas
Téléphone : +31.343.442.524 Site Web : cepartner4u.com

Midmark est une entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001. Certains produits ne sont pas certifiés. Consultez la liste complète sur : midmark.com/ISO

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre distributeur Midmark ou appelez au 1 800 MIDMARK.

Pour les appels hors des États-Unis, composez le 1 937 526-3662 ou visitez le site Web midmark.com.

USGBC[®] et le logo associé sont des marques déposées appartenant au US Green Building Council[®] et sont utilisés avec permission.

© 2026 Midmark Corporation, Versailles (Ohio), États-Unis.
Dans le but d'améliorer nos produits, des changements peuvent être apportés sans préavis.

007-10305-02 Rev. D1 (7/26)

