



USO MÉDICO

Sillón de procedimientos
630 HUMANFORM®

La asistencia sanitaria está cambiando. ¿Está usted cambiando con ella?



La asistencia sanitaria ha ido cambiando a una velocidad sin precedentes. Hay más pacientes y menos personal sanitario, lo que hace que se tienda a recurrir más a las consultas y menos a los hospitales. Por tanto, ahora más que nunca es esencial una combinación adecuada de tecnología y flujo de trabajo.



La posición adecuada para usted y sus pacientes durante los procedimientos en consulta


A día de hoy, casi la mitad de los procedimientos realizados en EE. UU. se llevan a cabo en consultas.¹ Y con los avances en tecnología, anestesia y analgesia, se prevé que el número de procedimientos ambulatorios siga en aumento.² ¿Está preparado su centro para este cambio en la atención sanitaria?




Los procedimientos en consultas van en aumento

60 millones

Número de procedimientos realizados en consulta en el 2024.¹



En el 2024, casi la mitad de los procedimientos realizados en EE. UU. se realizaron en consultas.¹



Aumento estimado del volumen de procedimientos en consultas para 2032.²

MIDMARK PUEDE AYUDARLE

El sillón de procedimientos Midmark 630 HUMANFORM® permite un posicionamiento preciso y un movimiento más similar al humano, lo que mejora la accesibilidad y la ergonomía para pacientes y profesionales.

Comodidad y seguridad para profesionales y pacientes

Desde la aprobación de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), la accesibilidad se ha convertido en un imperativo legal en EE. UU. Y lo que es aún más importante: un diseño accesible es fundamental para brindar una mejor atención.

El sillón de procedimientos Midmark 630 HUMANFORM® puede bajarse hasta una altura de 48,26 cm (modelos no giratorios) y colocarse en posición baja y plana. Gracias a la baja altura del asiento y a la superficie de transferencia ancha y plana, los pacientes requieren una ayuda mínima para subirse al sillón de procedimientos y bajarse de él, lo que ofrece mayor seguridad al paciente y al profesional.



Movimientos naturales, **similares a los humanos**, que los pacientes apreciarán



01 DISEÑO BARRIER-FREE

Ayuda a adaptarse a las características cambiantes de los pacientes gracias a la baja altura del asiento (48,26 cm) y a su capacidad para soportar hasta 295 kg.

02 MOTION PROFILING®

Ajusta el sillón cuando el paciente se mueve a fin de mantener el apoyo de la cabeza y la espalda. Gracias a esta exclusiva función, los pacientes ya no tendrán que cambiar de posición cuando el respaldo del sillón suba o baje.

03 EXTENSIÓN PARA LOS PIES

Amplía el reposapiés del sillón con solo tocar un botón para acomodar a los pacientes de mayor altura.

04 EXCLUSIVO SISTEMA COMFORT SYSTEM®

Combina una tapicería única con bordes redondeados y un reposapiés ajustable para proporcionar al paciente una sensación suave, similar a la de un sillón.



Mejore la **posición de los profesionales** durante los procedimientos en consultas


En todos los procedimientos, sean del tipo que sean, es fundamental colocar debidamente a los pacientes para trabajar sin impedimentos y ver bien la zona de intervención. Midmark® 630 cuenta con un sistema motorizado de 8 posiciones que ajusta la altura, el respaldo, el reposapiés y la inclinación para que el personal sanitario pueda colocar a los pacientes de la manera más adecuada sin esfuerzo alguno.

1 de cada 5

Proporción de las lesiones que se producen en EE. UU. relacionadas con la asistencia sanitaria³

×3

Proporción de lesiones laborales que sufre el personal sanitario en comparación con el del sector de la construcción³



ERGONOMÍA

Al realizar procedimientos en consulta, es importante elegir un sillón de procedimientos que permita trabajar con desembarazo y ver bien la zona de intervención. Pero ¿ha tenido en cuenta la ergonomía del personal sanitario? El sillón de procedimientos Midmark 630 HUMANFORM® está diseñado no solo para acceder a los pacientes sin impedimentos, sino también para mejorar la postura de los sanitarios, tanto sentados como de pie.

POSICIONAMIENTO MÉDICO PRECISO



LITOTOMÍA
Permite colocar correctamente al paciente para procedimientos en la parte inferior del cuerpo.



DECÚBITO SUPINO ELEVADO
Mejora tanto la accesibilidad a la cabeza, al cuello y al torso del paciente como su visibilidad.



ACCESO AL SILLÓN
Coloca al paciente en posición vertical para que se suba al sillón y se baje de él.



POSICIÓN DE TRENDLENBURG
Puede emplearse como tratamiento de primera línea en casos de hipotensión arterial súbita o choque cardiocirculatorio.

DISEÑO AJUSTABLE DEL CABECERO



Cabecero articulado
Inclina la cabeza del paciente o ajusta su posición según el tipo de procedimiento para acceder mejor a él y que esté más cómodo.



Ajuste sin herramientas
Simplemente afloje la rueda, gire el cabecero hacia arriba o hacia abajo y vuelva a apretarla.



Funciones inteligentes para aprovechar mejor el tiempo con los pacientes

La eficiencia y la comodidad son más importantes que nunca, ya que cada vez se realizan más procedimientos en consulta y el número de pacientes va en aumento. El sillón de procedimientos Midmark 630 HUMANFORM® permite crear una mejor experiencia asistencial, tanto para usted como para sus pacientes.



Función de programación: el posicionamiento hecho sencillo

El sillón Midmark® 630 puede guardar hasta cuatro de las posiciones que más utilice. Con solo tocar un botón, todas las partes del sillón se ajustan simultáneamente para mover al paciente a la posición deseada de forma rápida y precisa (la función de programación es opcional).



APROVECHE AL MÁXIMO EL ESPACIO GRACIAS A LA FUNCIÓN DE ROTACIÓN

Con la función opcional de rotación, ya no tendrá que arrastrar dispositivos pesados alrededor del sillón o del paciente. Podrá acceder a lo que necesite con solo mover al paciente.



ENCHUFES DOBLES

Gracias a los dos enchufes para uso hospitalario que hay a cada lado del sillón, podrá conectar dispositivos auxiliares fácilmente desde el punto de atención (no disponible en modelos giratorios o de 230 V).



MANDOS INALÁMBRICOS

Coloque el mando inalámbrico (opcional) de mano y el de pedal en cualquier lugar de la sala sin preocuparse del riesgo de tropezar con cables. Un indicador sonoro le avisará cuando sea el momento de cambiar la batería.



ACTIVE SENSING TECHNOLOGY®

Evite obstáculos y golpes al mover el sillón. Esta tecnología con sensores detiene el movimiento del sillón cuando detecta que puede haber un impacto.



Accesorios

ACCESORIOS QUE APORTAN VERSATILIDAD Y FUNCIONALIDAD AL SILLÓN DE PROCEDIMIENTOS

REPOSACABEZAS
OVALADO



32,26 cm de alto x 31,24 cm
de ancho

REPOSACABEZAS
EXTENDIDO



32,26 cm de alto x 31,50 cm
de ancho

REPOSACABEZAS
RECTANGULAR



30,48 cm de alto x 45,72 cm
de ancho

REPOSACABEZAS EN
FORMA DE U



20,32 cm de alto x 29,21 cm
de ancho

BANDEJA PARA INSTRUMENTOS
CON DOBLE BRAZO



Se fija a ambos lados del sillón

LÁMPARA LED PARA
EXPLORACIÓN RITTER® 253



Disponible con opciones de soporte
de sillón (acanalado o barra),
montaje en pared o portátil

APOYOS ARTICULADOS
PARA LAS RODILLAS



RUEDAS BLOQUEABLES



8,89 cm de altura adicional
al sillón

PANELES LATERALES
DE SEGURIDAD



ACCESORIOS

REPOSABRAZOS



Se adapta a tapizados de 71,12 cm y 81,28 cm de ancho

RIELES PARA ASIENTOS



Tamaño quirúrgico: 2,86 cm

RIELES ACCESORIOS PARA LA BASE Y EL RESPALDO



Tamaño quirúrgico: 2,86 cm; tamaño estándar: 2,54 cm

BANDEJA COLECTORA DE RESIDUOS GINECOLÓGICOS



Opción de bandeja colectora de residuos de mayor tamaño 33,02 cm de ancho x 30,48 cm de largo x 1,27 cm de fondo

APOYABRAZOS PARA CIRUGÍA DE MANO



21,59 cm de ancho x 66,04 cm de largo

CORREAS DE SEGURIDAD



Anchura y ubicación ajustables

REPOSABRAZOS CON SOPORTES ARTICULADOS



17,78 cm de ancho x 60,96 cm de largo

PANTALLA DE BLOQUEO DE LA VISIÓN



Bloquea la línea de visión de los pacientes



GAMA DE COLORES

COLORES DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

	Niebla 813
	Piedra 814
	Camino tranquilo 858
	Mineral de hierro 851
	Gris lunar 845
	Obsidiana 857
	Oasis 843
	Azul relajante 855
	Sueño 847
	Mineral 844
	Aguas curativas 848
	Jardín sombreado 853
	Cítrico 849
	Retiro de arena 850
	Cobre curativo 846
	Arándano 859
	Lino oscuro 856
	Café con leche 860
	Marrón oscuro 852
	Tierra oscuro 854

COLORES DE TAPICERÍA ULTRAFREE

	UltraFree Piedra 865
	UltraFree Camino tranquilo 868
	UltraFree Obsidiana 867
	UltraFree Puerto 861
	UltraFree Campo de trigo 862
	UltraFree Especia 863
	UltraFree Arándano 869
	UltraFree Lino oscuro 866
	UltraFree Café con leche 870
	UltraFree Rama 864



TAPICERÍA

Disponible en tapizados de 71,12 cm y 81,28 cm de ancho para adaptarse a pacientes de diversas tallas.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Opciones

- Cubierta tapizada premium: diseño sin costuras
- Cubierta premium UltraFree: diseño sin costuras y sin PVC
- Función de programación: cuatro posiciones personalizables
- Mandos inalámbricos: de mano y de pedal
- Tomas eléctricas: dobles, aptas para uso hospitalario (una en cada lateral)*
- Rotación: permite que la mesa gire 350° y añade 8,89 cm a las especificaciones de altura mínima y máxima del asiento
- Sillones con el marcado CE disponible

Accesorios


- Lámpara de exploración LED Ritter® 253
- Rieles accesorios para el respaldo y la base; tamaño quirúrgico: 2,86 cm; tamaño estándar: 2,54 cm
- Rieles para el asiento; tamaño quirúrgico: 2,86 cm
- Sistema de brazo ajustable para brazos izquierdo y derecho
- Reposabrazos con soportes articulados
- Reposabrazos para cirugía de mano
- Apoyos articulados para las rodillas
- Bandeja colectora de residuos ginecológicos
- Correas de seguridad

- Paneles laterales de seguridad
- Bandeja para instrumentos con doble brazo
- Percha del gotero
- Pantalla de bloqueo de la visión
- Enchufes a prueba de manipulaciones*
- Ruedas orientables*
- Cable de alimentación de 7,62 cm
- Mando de mano y de pedal adicionales
- Cabecero en forma de U
- Cabecero rectangular
- Cabecero extendido
- Cabecero ovalado
- * No disponible en los modelos giratorios o de 230 V

SERVICIOS Y ASISTENCIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vea las características técnicas del sillón de procedimientos Midmark® 630.



ESCANEAR PARA VER LAS CARACTERÍSTICAS

DISEÑO EN TIEMPO REAL DE MIDMARK

Nuestros expertos en diseño están listos para ayudarle en todo momento.



ESCANEAR PARA VER EL VÍDEO

SERVICIO DE REPARACIÓN

Consulte los planes de asistencia y servicio disponibles y obtenga el nivel de cobertura que necesita para mantener sus equipos y productos sanitarios en buen estado. Hay planes de mantenimiento e inspección periódicos, así como de garantía ampliada.



ESCANEAR PARA OBTENER AYUDA

SERVICIOS DE ENTREGA DE MIDMARK

Coordinación, entrega y montaje puntuales en todo momento.



ESCANEAR PARA VER LAS OPCIONES

FUENTES

1 Consultado en noviembre del 2024 en <https://clarivate.com/coronavirus-resources/?lid=d>
En la pestaña «Impact on Medical Procedure...»

2 <https://www.ascfocus.org/ascfocus/content/articles-content/articles/2022/digital-debut/sg2-annual-report-projects-double-digit-asc-growth>

3 <https://www.bls.gov/charts/injuries-and-illnesses/number-and-rate-of-nonfatal-work-injuries-by-industry.html>



Designing better care.®



Conforme a la norma CARB 93120.2, fase 2, y a TSCA, sección VI

Los ejemplos de colores mostrados son una representación aproximada del material original. El color real podría variar ligeramente. Antes de realizar su pedido, le recomendamos que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Midmark Customer Experience a través del 1.800.MIDMARK para solicitar una muestra.

Los clientes de países de la UE deberán dirigir sus preguntas, incidencias y quejas al representante autorizado de Midmark que se indica a continuación:

CEpartner4U, Esdoornlann 13, 3951 DB Maarn, Países Bajos
Teléfono: +31.343.442.524 Sitio web: cepartner4u.com

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Algunos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en midmark.com/ISO

Para obtener más información, contacte con el distribuidor de Midmark o llame al 1.800.MIDMARK

Si contacta desde fuera de EE. UU., llame al 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: midmark.com.

USGBC® y su logotipo son marcas comerciales propiedad de U.S. Green Building Council® y se utilizan con autorización.

© 2026 Midmark Corporation, Versailles, Ohio, EE. UU.
Productos sujetos a cambios de mejora sin previo aviso.

007-10305-03 Rev. D1 (7/26)

