



Unités encastrées non représentées

## NETTOYAGE PUISSANT – RÉSULTATS CONSTANTS

Le nettoyeur ultrasonique QuickClean, qui offre un nettoyage puissant et efficace et des résultats constants, est un équipement dont votre cabinet dentaire ne peut se passer.

La technologie de pointe du QuickClean favorise la création d'un milieu de travail plus sûr et plus efficace en réduisant l'exposition du personnel aux contaminants et aux objets tranchants, ainsi qu'en diminuant le temps et les efforts nécessaires au nettoyage.

- 150 % plus efficace que Soniclean
- Temps de cycle personnalisés de 1 à 99 minutes
- Panier de protection de grande taille inclus
- Garantie limitée de 3 ans

## LEAP

### Technologie puissante

L'unité QuickClean nettoie en profondeur et de manière uniforme l'ensemble de la cuve grâce à la technologie Frequency-Leap. Cette avancée en matière d'efficacité de nettoyage permet de s'assurer que tous les instruments sont parfaitement nettoyés du premier coup, à chaque fois, quel que soit l'endroit où ils sont placés dans le panier.



### Simple à utiliser

Le QuickClean est facile à utiliser dès sa sortie de l'emballage, ce qui permet à votre personnel d'être opérationnel avec un temps de formation minimal. Des caractéristiques telles qu'un panneau de commande ACL numérique qui affiche des invites, des options de réglages prédéfinis ou personnalisés, un logiciel intelligent qui mémorise les paramètres du dernier cycle et un capteur de liquide qui garantit que la cuve a toujours un niveau d'eau suffisant contribuent à simplifier vos processus et à augmenter votre productivité.



### Gamme de tailles et d'options de conception

Le QuickClean est offert en trois formats de comptoir (4,5 litres, 12,5 litres et 25 litres) et deux options encastrées (12,5 litres et 25 litres), ce qui vous permet de choisir l'option qui convient le mieux à votre configuration et à votre flux de travail. La finition en acier inoxydable et le style attrayant s'harmonisent bien avec n'importe quel décor.

## CARACTÉRISTIQUES

Numéros de modèle du Quickclean :	Unité de comptoir : QC1-01	Unité de comptoir : QC3-01 Unité encastrée : QC3R-01	Unité de comptoir : QC6-01 Unité encastrée : QC6R-01
Capacité :	1,2 gal/4,5 litres	3,3 gal/12,5 litres	6,6 gal/25 litres
Unités de comptoir Longueur totale :	13,5 po (34,5 cm)	14,7 po (37,5 cm)	21,6 po (55 cm)
Largeur totale :	10,2 po (26 cm)	16,5 po (42 cm)	16,5 po (42 cm)
Hauteur totale :	10,4 po (26,5 cm)	10,4 po (26,5 cm)	14,3 po (36,5 cm)
Taille du réservoir :	11,8 po L x 5,9 po P x 5,9 po H (30 x 15 x 15 cm)	13 po L x 11,8 po P x 5,9 po H (33 x 30 x 15 cm)	19,9 po L x 11,8 po P x 7,9 po H (50,5 x 30 x 20 cm)
Dimensions de découpe de l'unité encastrée :	S.O.	15,55 po x 14,37 po (39,5 x 36,5 cm)	22,48 po x 14,37 po (57,1 x 36,5 cm)
Poids unitaire de l'unité de comptoir :	12,7 lb (5,76 kg)	18,6 lb (8,42 kg)	29,6 lb (13,44 kg)
Poids d'expédition de l'unité de comptoir :	14,6 lb (6,64 kg)	20,9 lb (9,50 kg)	32,6 lb (14,78 kg)
Poids de l'unité encastrée :	S.O.	22,3 lb (10,10 kg)	32,9 lb (14,92 kg)
Poids d'expédition de l'unité encastrée :	S.O.	24,6 lb (11,18 kg)	35,8 lb (16,26 kg)
Fréquence de fonctionnement :	De 32 à 38 kHz	De 32 à 38 kHz	De 32 à 38 kHz
Température maximale :	60 °C/140 °F	60 °C/140 °F	60 °C/140 °F
Panier de protection en acier inoxydable :	Compris	Compris	Compris
Exigences électriques	<b>Entrée :</b> 115 V +/- 10 %, 60 Hz; 110 W; 1,0 A <b>Sortie :</b> 100 W	<b>Entrée :</b> 115 V +/- 10 %, 60 Hz; 210 W; 1,8 A <b>Sortie :</b> 200 W	<b>Entrée :</b> 115 V +/- 10 %, 60 Hz; 410 W; 3,6 A <b>Sortie :</b> 400 W
Normes	UL 61010-1:2012; CAN/CSA C22.2; No. 61010-1:2012; EN 60601-1-2:2007; EN 61326:2013; FCC CFR 47 partie 15 partie B	UL 61010-1:2012; CAN/CSA C22.2; No. 61010-1:2012; EN 60601-1-2:2007; EN 61326:2013; FCC CFR 47 partie 15 partie B	UL 61010-1:2012; CAN/CSA C22.2; No. 61010-1:2012; EN 60601-1-2:2007; EN 61326:2013; FCC CFR 47 partie 15 partie B
Garantie limitée	3 ans	3 ans	3 ans

## ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE



### Béchers en accessoires

9A612001 – QC1 2 béchers en accessoires  
9A613001 – QC3/QC3R 4 béchers en accessoires  
9A614001 – QC6/QC6R 6 béchers en accessoires



### Panier de protection supplémentaires

002-10007-00 – Panier de protection QC1  
002-10008-00 – Panier de protection QC3/QC3R  
002-10009-00 – Panier de protection QC6/QC6R



### Solutions de nettoyage

9A296001 Nettoyant à usage général Midmark (946 ml)  
9A297001 Détartrant et détachant Midmark (946 ml)  
9A298001 Nettoyant enzymatique Midmark (946 ml)