



MÉDICAL SYNTHESIS

Rails de support des patients



Favoriser l'accessibilité et la conformité dans les salles d'examen et de procédure



Fauteuil d'examen Midmark 626 Barrier-Free^{MD}



01



02



03

SUPPORTS DE TRANSFERT CONFORMES AUX EXIGENCES DU US ACCESS BOARD POUR LES CHAISES D'EXAMEN ET DE PROCÉDURE

Les ministères de la Justice et de la Santé et des Services sociaux veillent activement au respect des normes de 2017 de l'US Access Board, qui exigent que les fauteuils d'examen et de procédure entièrement conformes soient équipés de dispositifs d'aide au transfert conçus pour répondre à ces normes. Les rails de support des patients + de Midmark sont conçus pour répondre aux normes de l'US Access Board et permettent aux patients de se transférer en toute sécurité de chaque côté du fauteuil d'examen ou de procédure.



Fauteuils d'examen
Ritter 228 + 229 Barrier-Free^{MD}

01 POINTS DE ROTATION/VERROUILLAGE

Les rails de support des patients peuvent être verrouillés dans trois positions (horizontale avant ou deux positions surélevées) ou déplacés en position horizontale vers l'arrière.

02 RAILS DE SÉCURITÉ

Lorsqu'ils sont tournés vers l'arrière en position horizontale, les rails de support peuvent être utilisés comme rails de sécurité, conçus pour améliorer la sécurité du patient et fournir un point de préhension lors du mouvement pour passer en décubitus dorsal ou ventral et en position latérale gauche ou droite.

03 SURFACE DE PRÉHENSION CONTINUE

Les rails de support des patients offrent aux patients une surface de préhension continue de 1,25 po de diamètre. Ils peuvent être utilisés comme point de préhension fixe pour permettre aux patients de se lever de manière autonome de la chaise d'examen ou de procédure.



Fauteuil de procédure Midmark 631

Ce document fait référence aux spécifications d'accessibilité M302 et M305 des normes du MDE. Pour plus d'informations, visitez le site : <https://www.access-board.gov/mde/>

Support de bras adéquat pour des mesures de la pression artérielle plus précises et plus exactes



01



02

01 MEILLEURE PA

Pour une mesure plus précise de la pression artérielle, le bras du patient doit être soutenu par un brassard au niveau du cœur. Si la partie supérieure du bras est en dessous du niveau du cœur ou n'est pas soutenue, les mesures seront trop élevées. Si la partie supérieure du bras est au-dessus du niveau du cœur, les mesures seront trop basses¹.

02 MEILLEUR POSITIONNEMENT

Les rails de support des patients+ en accessoires fonctionnent de la même manière que les rails de support des patients avec l'avantage supplémentaire d'aider les prestataires à positionner correctement le bras du patient pour les prises de mesures de la pression artérielle et les prélèvements de sang.

03 MEILLEUR SUPPORT DE BRAS

Soutenez facilement le bras du patient avec un brassard à hauteur du cœur avec l'accessoire Rails de support des patients+. La conception unique du coussin de bras articulé permet un positionnement plus précis pour la prise de mesure de la pression artérielle ou d'autres applications similaires.

03



Coussin de bras articulé

CARACTÉRISTIQUES



BALAYEZ LE
CODE POUR
AFFICHER LE GUIDE
DE L'UTILISATEUR.



Designing better care.®

Midmark est une entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
Certains produits ne sont pas certifiés. Consultez la liste complète
sur midmark.com/ISO.

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre distributeur
Midmark ou appelez le 1 800 MIDMARK.

Pour les appels hors des États-Unis, composez le 1 937 526-3662 ou
visitez le site Web midmark.com.

© 2026 Midmark Corporation, Versailles (Ohio), États-Unis.
Dans le but d'améliorer nos produits, des changements peuvent être
apportés sans préavis.

007-10145-02 Rév. C1 (7/26)

