



Ritter®

USO MÉDICO

Sillón de procedimientos 230



La asistencia sanitaria está cambiando. ¿Está usted cambiando con ella?


A día de hoy, casi la mitad de los procedimientos realizados en EE. UU. se llevan a cabo en consultas.¹ Y con los avances en tecnología, anestesia y analgesia, se prevé que el número de procedimientos ambulatorios siga en aumento.² ¿Está preparado su centro para este cambio en la atención sanitaria?

El **sillón de procedimientos Ritter® 230** está diseñado para ayudar a las organizaciones a desarrollar un flujo de procedimientos ambulatorios más eficiente, eficaz y ergonómico, comenzando por el elemento más importante de la sala de procedimientos: su sillón.

LOS PROCEDIMIENTOS EN CONSULTAS VAN EN AUMENTO

60
millones

Número de procedimientos realizados en consulta en el 2024.¹



En el 2024, casi la mitad de los procedimientos realizados en EE. UU. se realizaron en consultas.¹



Aumento estimado del volumen de procedimientos en consultas para 2032.²

Mejore la **posición de los profesionales** durante los procedimientos en consultas

En EE. UU., los profesionales sanitarios son uno de los colectivos con mayor riesgo de sufrir lesiones en el aparato locomotor. De hecho, los sanitarios tienen tres veces más probabilidades de sufrir accidentes laborales que los trabajadores de la construcción.³ Además, los estiramientos y el esfuerzo durante los procedimientos prolongados puede provocar lesiones por fatiga.

El movimiento del sillón debe ofrecer a los profesionales una visión clara de la zona del procedimiento y, al mismo tiempo, permitirles trabajar en una posición ergonómicamente correcta, tanto sentados como de pie.



POSICIONAMIENTO MÉDICO PRECISO

El sillón de procedimientos Ritter® 230 con regulación de altura, respaldo, reposapiés e inclinación se ha diseñado para que el profesional pueda colocar a los pacientes sin esfuerzo y de forma precisa para realizar numerosas intervenciones.



Posición genupectoral
Facilita el acceso a la parte inferior del cuerpo de los pacientes en posición prona.



Litotomía
Permite colocar correctamente al paciente en posición supina para procedimientos en la parte inferior del cuerpo.



Decúbito supino elevado
Mejora tanto la accesibilidad a la cabeza, al cuello y al torso del paciente como su visibilidad.



Acceso al sillón
Coloca al paciente en posición vertical para que se suba al sillón y se baje de él.



Posición de Trendelenburg
Se utiliza como tratamiento para la hipotensión durante procedimientos y para posicionar al paciente durante procedimientos de la parte inferior del cuerpo.



ROTACIÓN
Gracias a la función opcional de rotación, los profesionales ya no tienen que arrastrar dispositivos pesados alrededor del sillón o del paciente; basta con mover al paciente para facilitar el acceso.



MANDO DE MANO ESTÁNDAR
El mando de mano estándar se encuentra en una ubicación de fácil acceso para que ajustar la posición del sillón por comodidad del paciente sea más rápido y sencillo.



ENCHUFES DOBLES
Los enchufes dobles aptos para uso hospitalario situados a cada lateral del sillón permiten enchufar los accesorios que se utilizan durante los procedimientos médicos.



Comodidad que sus pacientes agradecerán

El sillón de procedimientos Ritter® 230 se ha diseñado para aportar mayor comodidad y seguridad a los pacientes. Funciones como la posición de acceso al sillón los ayudan a subir más cómodamente al sillón de procedimientos. El diseño natural con forma de sillón también reduce la presión que sienten los pacientes en la cabeza y el cuello. Los numerosos accesorios de apoyo para el paciente mejoran su comodidad, al tiempo que reducen los movimientos durante el procedimiento.



La opción de tapicería lisa y ancha de 60,96 cm ofrece mayor acceso al paciente.




Accesorios



Sistema de reposabrazos ajustable
Rota y se bloquea en tres posiciones posibles.



Mando de pedal de estilo lineal
Ayuda a mantener el campo estéril.



Reposabrazos con soportes articulados
Se acopla a un lateral del sillón y sostiene el brazo del paciente.



Bandeja para instrumentos con doble brazo
Mantiene los instrumentos y suministros cerca del paciente.



Apoyabrazos para cirugía de mano
Se acopla a uno u otro lado de la silla con una pata ajustable que mejora la estabilidad.



Correas de seguridad
Anchura y ubicación ajustables.



Reposapiés de 60,96 cm de ancho
Ofrece al paciente una superficie de apoyo más amplia.



Paneles laterales de seguridad
Puede emplearse en posición vertical y horizontal.



Apoyos articulados para las rodillas
Diseñados para proporcionar apoyo óptimo a las piernas y rodillas.



Ruedas bloqueables
Permiten mover el sillón para limpiarlo.
8,89 cm de altura añadida al sillón




Pantalla de bloqueo de la visión
Se ajusta verticalmente y bloquea la línea de visión del paciente.



Lámpara LED Ritter® 253
Disponible con soporte de sillón o portátil.

GAMA DE COLORES

COLORES DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

	Niebla 813
	Piedra 814
	Camino tranquilo 858
	Mineral de hierro 851
	Gris lunar 845
	Obsidiana 857
	Oasis 843
	Azul relajante 855
	Sueño 847
	Mineral 844
	Aguas curativas 848
	Jardín sombreado 853
	Cítrico 849
	Retiro de arena 850
	Cobre curativo 846
	Arándano 859
	Lino oscuro 856
	Café con leche 860
	Marrón oscuro 852
	Tierra oscuro 854

COLORES DE TAPICERÍA ULTRAFREE

	UltraFree Piedra 865
	UltraFree Camino tranquilo 868
	UltraFree Obsidiana 867
	UltraFree Puerto 861
	UltraFree Campo de trigo 862
	UltraFree Especia 863
	UltraFree Arándano 869
	UltraFree Lino oscuro 866
	UltraFree Café con leche 870
	UltraFree Rama 864

OPCIONES

Enchufe: doble, apto para uso hospitalario¹

Rotación: permite rotar el sillón 350 grados y añade 8,89 cm a las alturas mínima y máxima del asiento

Tapicería lisa: 60,96 cm de ancho

ACCESORIOS

Lámpara de exploración LED Ritter® 253

Mando de pedal de estilo lineal

Reposapiés de 60,96 cm de ancho

Sistema de reposabrazos ajustable (incluye brazos izquierdo y derecho)

Reposabrazos con soportes articulados

Apoyabrazos para cirugía de mano

Apoyos articulados para las rodillas

Ruedas orientables¹

Base de las ruedas orientables^{1, 2}

Correas de seguridad

Paneles laterales de seguridad

Rieles base

Bandeja para instrumentos con doble brazo

Percha IV

Sistema de drenaje para urología¹

Pantalla de bloqueo de la visión

Cable de alimentación de 7,62 cm

Bandeja para instrumentos con brazo oscilante, cubierta extensible

¹ No disponible en los modelos rotativos

² No compatible con el reposapiés de 60,96 cm de ancho

SERVICIOS Y ASISTENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vea las especificaciones técnicas del sillón de procedimientos Ritter® 230.



ESCANEAR PARA VER LAS CARACTERÍSTICAS

DISEÑO EN TIEMPO REAL DE MIDMARK

Nuestros expertos en diseño están listos para ayudarle en todo momento.



ESCANEAR PARA VER EL VÍDEO

SERVICIOS DE ENTREGA DE MIDMARK

Coordinación, entrega y montaje puntuales en todo momento.



ESCANEAR PARA VER LAS OPCIONES

SERVICIO DE REPARACIÓN

Consulte los planes de asistencia y servicio disponibles y obtenga el nivel de cobertura que necesita para mantener sus equipos y productos sanitarios en buen estado. Hay planes de mantenimiento e inspección periódicos, así como de garantía ampliada.



ESCANEAR PARA OBTENER AYUDA

FUENTES

1 Consultado en noviembre del 2024: <https://clarivate.com/coronavirus-resources/?lid=d>
Consulte la pestaña «Impact on Medical Procedure...»

2 <https://www.ascfocus.org/ascfocus/content/articles-content/articles/2022/digital-debut/sg2-annual-report-projects-double-digit-asc-growth>

3 <https://www.bls.gov/charts/injuries-and-illnesses/number-and-rate-of-nonfatal-work-injuries-by-industry.html>



Conforme a la norma CARB 93120.2, fase 2, y a TSCA, sección VI

USGBC® y su logotipo son marcas comerciales propiedad de U.S. Green Building Council® y se utilizan con autorización.

Los ejemplos de colores mostrados son una representación aproximada del material original. El color real podría variar ligeramente. Antes de realizar su pedido, le recomendamos que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente de Midmark Customer Experience a través del 1.800.MIDMARK para solicitar una muestra.

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Algunos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en midmark.com/ISO.

Para solicitar más información, póngase en contacto con el distribuidor de Midmark, o bien llame al 1.800.MIDMARK

Si contacta desde fuera de EE. UU., llame al 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: midmark.com.

© 2026 Midmark Corporation, Versailles, Ohio, EE. UU.
Productos sujetos a cambios de mejora sin previo aviso.

007-10375-03 Rev. C1 (7/26)

Ritter®