



Ritter®

PARA USO MÉDICO

Mesa de exploración 244 Barrier-Free®

Acomode a sus pacientes **con seguridad**

Todos los pacientes merecen la misma calidad de atención y el mismo acceso a ella. La mesa de exploración Ritter 244 Barrier-Free® está diseñada para levantar una y otra vez, con suavidad y de forma segura, a pacientes de hasta 385 kg (850 lb).



Atención segura y eficiente para sus pacientes

UNA MESA DE EXPLORACIÓN QUE TRABAJA TANTO COMO USTED

La mesa de exploración Ritter 244 Barrier-Free, capaz de soportar pacientes de 385 kg de peso, está diseñada para levantar a los pacientes de forma segura a fin de facilitar una exploración más completa y un mejor acceso al paciente.



Accesibilidad sin barreras

Con una altura de tan solo 45,7 cm (18") sin barreras y una superficie ancha y plana, el modelo 244 de Ritter® está diseñado para que los pacientes puedan subirse a la mesa de exploración y bajarse de ella con una ayuda mínima por parte del personal. Además, el asiento puede elevarse hasta una altura de 86,4 cm (34"), lo que permite colocar a los pacientes en una posición más cómoda para el profesional.



ALTURA AJUSTABLE

La altura de la mesa puede regularse de 45,7 cm a 86,4 cm (18" a 34") para mejorar el acceso tanto a la mesa como al paciente.



POSICIONAMIENTO MOTORIZADO

El ajuste totalmente eléctrico de la altura, el respaldo, la inclinación y el ángulo de la mesa permiten un mejor posicionamiento del paciente. Los interruptores de seguridad situados en la base detendrán el movimiento de la mesa si se realiza presión sobre la cubierta de la base.



ASIENTO ANCHO

El asiento de 81 cm (32") de ancho puede mejorar la comodidad y el apoyo del paciente, al tiempo que la tapicería sin costuras facilita la limpieza.



CONTROL MANUAL

Gracias al control manual ergonómico e intuitivo, el posicionamiento del paciente puede ser simple y eficiente.

ACCESORIOS OPCIONALES



BRAZO AJUSTABLE

El sistema opcional de brazos regulables proporciona al paciente una plataforma estable para acceder a la mesa y una sensación de seguridad al colocarse en ella. Los brazos pueden girarse, fijarse en una de sus tres posiciones y desmontarse fácilmente.



CONTROL DE PEDAL

El control de pedal opcional está diseñado para que el posicionamiento del paciente sea rápido y eficaz y esté siempre al alcance del profesional.



RUEDAS

Las ruedas opcionales tienen capacidad para soportar pacientes de hasta 294,8 kg (650 lb) de peso y permiten mover la mesa para llevar a cabo las tareas rutinarias de limpieza. (La mesa no debe usarse para trasladar a los pacientes.)



ESPECIFICACIONES

Peso máximo del paciente:
385 kg (850 lb)
294,8 kg (650 lb) con ruedas

Altura:
Mínima 45,7 cm (18")
Máxima 86,4 cm (34")

Ajuste del respaldo:
Mínimo = 0°
Máximo = 65°

Ángulo de inclinación del asiento:
Mínimo = -15°
Máximo = 15°

Dimensiones de la tapicería Asiento y respaldo:
81,3 cm (32")

Cabecero y reposapiés:
76,2 cm (30")

Longitud total:
203,2 cm (80")

Espacio hasta el suelo hasta la parte inferior de la base:

Patas de nivelación instaladas:
7 cm (2,75")

Con ruedas accesorias:
8,9 cm (3,5")

Capacidad del portarrollos:
45,7 cm, 53,3 cm o 61,0 cm (18", 21" o 24")

ACCESORIOS

Sistema de brazos ajustables (brazos laterales derecho e izquierdo incluidos)

Ruedas

Control de pedal

Cable de alimentación de 7,6 cm (3")

Especificaciones eléctricas
120 V CA, 2,5 A, 60 Hz

COLORES DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

- Niebla 813
- Piedra 814
- Camino tranquilo 858
- Mineral de hierro 851
- Gris lunar 845
- Obsidiana 857
- Oasis 843
- Azul relajante 855
- Sueño 847
- Mineral 844
- Aguas curativas 848
- Jardín sombreado 853
- Cítrico 849
- Retiro de arena 850
- Cobre curativo 846
- Arándano 859
- Lino oscuro 856
- Café con leche 860
- Marrón oscuro 852
- Profundidad de la tierra 854

COLORES DE LA TAPICERÍA ULTRAFREE

- Piedra 865
- Camino tranquilo 868
- Obsidiana 867
- Puerto 861
- Campo de trigo 862
- Especia 863
- Arándano 869
- Lino oscuro 866
- Café con leche 870
- Rama 864



Conforme a las normas CARB 93129,2, fase 2, y TSCA, sección V1

Los ejemplos de colores mostrados son una representación aproximada del material original. El color real podría variar ligeramente. Antes de realizar su pedido, le recomendamos que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente Midmark Customer Experience a través del 1.800.MIDMARK para solicitar una muestra.

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Ciertos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en: midmark.com/ISO

Para solicitar más información, póngase en contacto con el distribuidor de Midmark o bien llame al teléfono: 1.800.MIDMARK

Si llama desde fuera de los Estados Unidos, marque el teléfono: 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: midmark.com

© 2021 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio EE. UU.
Como parte del proceso de mejora podrían realizarse cambios en los productos sin previo aviso.
Impreso en los Estados Unidos.

007-10359-03 Rev. A1 (3/21)

Ritter®