


Aspirateur à sec Midmark PowerVac



SPÉCIFICATIONS

Modèle/ N° de commande	P3 (SIMPLE)	P5 (SIMPLE)	P6 (POMPE JUMELLE)	P7 (SIMPLE)	P10 (POMPE JUMELLE)	P14 (POMPE JUMELLE)
Nombre d'utilisateurs	3-5	5-7	6-10	7-10	10-14	14-20
Nombre d'aspirateurs	1	1	2	1	2	2
Puissance totale	2	3	6	3	6	6
Aspiration (po Hg)	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18
Tension	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz	208-230 V 60 Hz
Puissance totale	11,4	11,4	11,4 x 2	11,4	11,4 x 2	11,4 x 2
Ampères de disjoncteur	30	30	30 x 2	30	30 x 2	30 x 2
Dimensions hors tout (H x L x P)	58 po x 22 po x 22 po	58 po x 22 po x 22 po	58 po x 56 po x 22 po	58 po x 22 po x 22 po	58 po x 56 po x 22 po	58 po x 56 po x 22 po
Base (H x L x P) Réservoir (H x L x P)	25 po x 22 po x 20 po 34 po x 22 po x 22 po	25 po x 22 po x 20 po 34 po x 22 po x 22 po	25 po x 22 po x 20 po 34 po x 22 po x 22 po	25 po x 22 po x 20 po 34 po x 22 po x 22 po	25 po x 22 po x 20 po 34 po x 22 po x 22 po	25 po x 22 po x 20 po 34 po x 22 po x 22 po
Poids pour l'expédition	Base – 402 lb Réservoir – 90 lb	Base – 402 lb Réservoir – 90 lb	Base – 402 lb x 2 Réservoir – 90 lb x 2	Base – 402 lb Réservoir – 90 lb	Base – 402 lb x 2 Réservoir – 90 lb x 2	Base – 402 lb x 2 Réservoir – 90 lb x 2