


# Midmark ClassicSeries

## Aspirateurs à anneau liquide



### SPÉCIFICATIONS

Modèle/ N° de commande	CV3 (SIMPLE)	CV3R (SIMPLE)	CV5 (SIMPLE)	CV5R (SIMPLE)	CV6 (POMPE JUMELLE)	CV6R (POMPE JUMELLE)	CV10 (POMPE JUMELLE)	CV10R (POMPE JUMELLE)
Capacité de l'utilisateur	3	3	5	5	6	6	10	10
Recyclage de l'eau	No (Non)	Oui	No (Non)	Oui	No (Non)	Oui	No (Non)	Oui
Puissance	1,25 HP	1,25 HP	2 HP	2 HP	2,5 HP	2,5 HP	4 HP	4 HP
Tension (phase unique)/ Fréquence	115/230 V 50/60 Hz	115-230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	115-230 V 50/60 Hz	115-230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz
Intensité du courant	15,0/7,5 A	15,0/7,5 A	13 A	13 A	15,0/7,5 A x2	15,0/7,5 A x2	13 A x2	13 A x2
Disjoncteur	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A x 2	20 A x 2	20 A x 2	20 A x 2
Taille globale (H x L x P)	15 po x 12 po x 13 po	15 po x 12 po x 13 po	17 po x 12 po x 13 po	17 po x 12 po x 13 po	18,5 po x 25,5 po x 20 po	18,5 po x 25,5 po x 20 po	18,5 po x 25,5 po x 20 po	18,5 po x 25,5 po x 20 po
Poids	54 livres	56 livres	63 livres	65 livres	134 livres	134 livres	154 livres	154 livres