



Solutions opératoires

DENTAIRES

Concevoir de meilleurs soins



NOUS SOMMES D'AVIS QU'UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE COMMENCE PAR UN ENVIRONNEMENT DE SOINS MIEUX PENSÉ.

Imaginez un cabinet dentaire repensé pour améliorer les soins, où une conception axée sur l'humain redéfinit le confort, une précision fiable garantit la sécurité des soins et une clarté sans compromis éclaire la voie à suivre. Laissez-nous vous aider à concevoir de meilleurs soins.



Dépassez les attentes

Dans le contexte de soins exigeant d’aujourd’hui, marqué par un nombre croissant de patients, des horaires plus serrés et des attentes plus élevées à chaque interaction, Midmark Operatory Solutions peut vous aider à mettre l’accent sur ce qui compte le plus : améliorer les soins et les résultats pour votre équipe, vos patients et votre cabinet. Choisissez des solutions conçues pour favoriser la santé musculo-squelettique, renforcer la sécurité et optimiser les flux de travail.



BALAYEZ OU CLIQUEZ POUR VOIR
LES SOLUTIONS OPÉRATOIRES

06
UNE MEILLEURE VISION
POUR DE MEILLEURS
SOINS

08
SOUTIEN À LA
SANTÉ MUSCULO-
SQUELETTIQUE

10
AMÉLIORATION DE LA
SÉCURITÉ

12
OPTIMISATION DES
FLUX DE TRAVAIL

14
ÉLÉMENTS À PRENDRE
EN COMPTE

16
PRODUITS ET
SOLUTIONS MIDMARK

18
FAUTEUIL DENTAIRE
MIDMARK

22
PORTE-INSTRUMENTS
MIDMARK

26
PORTE-INSTRUMENTS
MIDMARK ASEPSIS 21^{MD}

28
ACCESSOIRES INTÉGRÉS

30
LAMPE DENTAIRE À DEL
MIDMARK

32
SUPPORTS POUR
MONITEURS
OPÉRATOIRES MIDMARK

34
TABOURETS MIDMARK

36
FAUTEUILS D’APPOINT
MIDMARK

37
OPTIONS DE
REVÊTEMENT MIDMARK

38
CONCEPTION AVEC
MIDMARK

Une meilleure vision pour de meilleurs soins

Comprenez la façon dont votre équipement fonctionne afin de pouvoir vous concentrer sur les personnes qui comptent le plus.

Midmark Smart View^{MC} est un service infonuagique* conçu pour maximiser la valeur des produits Midmark en fournissant :

- des données sur la performance en temps réel;
- un suivi proactif de l’entretien;
- un suivi et des rapports de conformité;
- des mises à jour logicielles;

par l’entremise du portail en ligne myMidmark.

Grâce à des améliorations continues et à des mises à niveau de ses fonctionnalités, Smart View peut contribuer à éliminer les risques liés aux technologies obsolètes, tout en améliorant les performances pour favoriser l’efficacité et la conformité à long terme.

** Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter un abonnement Smart View actif.*

Chez Midmark, nous harmonisons l’espace clinique, le flux de travail et la technologie pour offrir de meilleures expériences de soins.

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU MIDMARK DENTAL

Grâce à une nouvelle technologie connectée et à des solutions améliorées pour les salles opératoires, le traitement des instruments et la salle mécanique, le nouveau Midmark Dental contribue à établir une nouvelle norme et à repousser les limites du possible en matière de soins dentaires. **Découvrez comment nous pouvons concevoir ensemble de meilleurs soins.**



BALAYEZ OU CLIQUEZ POUR DÉCOUVRIR COMMENT VOUS CONNECTER



VOIR L'ENSEMBLE DE L'ŒUVRE

Accédez aux tendances d'utilisation, aux données de conformité et à l'état des équipements de vos solutions Midmark connectées à partir d'un tableau de bord sécurisé, que vous gériez un seul établissement ou plusieurs.



AMÉLIORER LES PERFORMANCES

Connectez vos fauteuils dentaires, vos porte-instruments et vos lampes à DEL pour bénéficier de mises à jour logicielles continues conçues pour améliorer la performance de l'équipement et le flux de travail.



RATIONALISEZ LA GESTION DE VOTRE ÉQUIPEMENT


Gérez les stérilisateurs connectés dans toute votre organisation pour améliorer l'efficacité du flux de travail, simplifier la conformité et prolonger la durée de vie de votre équipement.



ASSUREZ LA CONTINUITÉ DES SOINS


Recevez des notifications d'entretien de routine et des alertes critiques pour vos compresseurs d'air et vos aspirateurs à sec connectés afin de minimiser les temps d'arrêt et d'assurer la continuité des soins.

Soutien à la santé musculo-squelettique



LE SAVIEZ-VOUS?

Les symptômes des troubles musculo-squelettiques (TMS) peuvent apparaître plus tôt que vous ne le pensez, en quelques semaines ou quelques mois plutôt qu'en quelques années¹.



des professionnels dentaires ont signalé des troubles musculo-squelettiques et des douleurs au cours d'une période de 12 mois².

CONÇU POUR VOUS ET VOTRE ÉQUIPE

Saviez-vous que près de 80 % des professionnels dentaires souffrent de douleurs musculo-squelettiques chaque année²? Les recherches montrent que la combinaison d'une position assise prolongée, de mouvements répétitifs et de postures inconfortables contribue à l'apparition de douleurs et de troubles musculo-squelettiques (TMS), lesquels surviennent dès les études dentaires et constituent l'une des principales causes de départ à la retraite anticipée chez les cliniciens dentaires³.

La clé pour prolonger la durée de carrière tout en réduisant les douleurs et les TMS réside dans un équipement et un environnement ergonomiques, conçus pour travailler avec votre corps et non contre lui.



LEVEZ-VOUS POUR UNE MEILLEURE SANTÉ

Des études montrent que le risque d'augmentation de la fatigue et des blessures peut être réduit en combinant les postures de travail assises et debout⁴. Avec un déplacement vertical de 19 po, le fauteuil dentaire Midmark contribue à optimiser la posture et l'accès pour les cliniciens mesurant de 4 pi 11 po; et 6 pi 2 po (du 5^e percentile féminin au 95^e percentile masculin)⁵, tant en position assise que debout.

Conseil : Réglez le fauteuil de façon à ce que le plan maxillaire ou mandibulaire du patient soit parallèle à vos avant-bras et à vos coudes, afin de soulager les tensions dans votre cou et vos épaules.



GARDEZ L'ESSENTIEL À PORTÉE DE MAIN.

Garder l'équipement essentiel à portée de main permet de réduire les mouvements répétitifs (se pencher, tendre le bras) et les mouvements amples qui peuvent entraîner des tensions musculaires. Les porte-instruments Midmark sont conçus pour favoriser les flux de travail ergonomiques grâce à des options et à des fonctionnalités telles qu'une surface de travail pivotante qui rapproche les instruments de votre zone neutre, un bras pivotant qui aide à positionner le porte-instruments à gauche ou à droite au point de soins et une option montée sur colonne qui s'ajuste verticalement sur 16 po pour s'adapter aux cliniciens, qu'ils soient assis ou debout. Pour plus de stabilité, les porte-instruments montés sur le fauteuil sont fixés à la base du fauteuil plutôt qu'au siège, ce qui permet de maintenir le positionnement même lorsque le patient bouge.

Conseil : Lorsque vous choisissez votre porte-instruments, tenez compte de l'incidence de l'emplacement de montage et de la portée sur l'accès, le flux de travail et le positionnement du clinicien.

RÉDUISEZ LA FATIGUE OCULAIRE

Un éclairage clinique de qualité et bien positionné est essentiel pour réduire les ombres dans la cavité buccale, éviter la fatigue oculaire et maintenir une posture neutre et confortable. La lampe dentaire à DEL Midmark offre un éclairage clair et précis ainsi qu'une conception ergonomique à trois axes qui permet un contrôle total grâce aux options de traction, d'inclinaison et de rotation, afin que vous puissiez régler facilement la position de votre lampe. Vous pouvez également choisir ce qui vous convient parmi une variété d'options de montage pour qu'elle s'adapte au mieux à votre salle de soins et votre style de travail.

Conseil : Pour réduire les ombres, assurez-vous que la lampe se situe à moins de 15 degrés de votre ligne de vision. Cet angle permet à la lumière de se refléter correctement lorsque vous travaillez avec un miroir sur l'arcade maxillaire en position assise à 12 heures. Si vous commencez à vous pencher en avant et que la lumière est obstruée, corrigez votre posture.

Amélioration de la **sécurité**



CONÇU POUR PROTÉGER VOS PATIENTS

Les conduites d'eau des unités dentaires (les tubes reliant vos instruments à une source d'eau) présentent un risque élevé de contamination microbienne⁶. Sans interventions efficaces, elles sont susceptibles de devenir des terrains propices à la prolifération de micro-organismes nuisibles et de biofilms^{6,7}.

5 jours

suffisent pour que le nombre de bactéries atteigne **200 000** unités formant colonies (UFC)/ml après l'installation de nouvelles conduites d'eau dans les unités dentaires⁸.

500 UFC/ml


de bactéries hétérotrophes est la limite maximale autorisée pour garantir la sécurité de l'eau utilisée dans les procédures dentaires non chirurgicales, selon les recommandations du CDC^{7,9}.

Connaissance des **risques**


Les conduites d'eau présentant des niveaux de contamination dangereux peuvent causer des dommages dévastateurs à votre équipe, à vos patients et à votre cabinet. Elles peuvent entraîner des maladies et même des infections potentiellement mortelles, non seulement chez les patients, mais aussi chez les cliniciens, par l'entremise des bioaérosols^{6,10,11,12}.

22 000

conduites d'eau d'unités dentaires ont été examinées dans le cadre d'une étude sur l'efficacité de traitement¹³.



des conduites d'eau traitée contenaient plus que la limite maximale recommandée par le CDC, soit 500 UFC/ml¹³.



des cabinets examinés comportaient au moins une conduite d'eau ne satisfaisant pas à cette recommandation¹³.

ASSURER LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

L'association d'un protocole d'entretien rigoureux des conduites d'eau et d'une conception intentionnelle du porte-instruments peut améliorer efficacement la sécurité des conduites d'eau et contribuer à prévenir les infections.

Le porte-instruments Midmark est conçu pour limiter la croissance du biofilm et a été testé conformément aux méthodes ISO 16954:2015. Les conduites d'eau Midmark sont conçues avec une surface minimisée afin de réduire l'eau stagnante et un collecteur de contrôle qui sépare l'air et l'eau et fait circuler de l'eau fraîche pour aider à prévenir l'accumulation d'eau résiduelle.

Optimisation des flux de travail




CONÇU POUR AMÉLIORER VOTRE PRATIQUE

Pour optimiser le flux de travail et l’efficacité ergonomique, les pratiques d’excellence recommandent de prévoir environ 120 pi² par salle d’opération, soit 4 pi et 4 po de largeur et 12 pi de profondeur.

Ces dimensions permettent un placement efficace de l’équipement, offrent un espace de manœuvre autour du fauteuil et garantissent la conformité aux normes d’accessibilité de l’Americans with Disabilities Act (ADA). Elles permettent également de garder les surfaces de travail, les instruments et la cavité buccale du patient à portée de main pendant les interventions. À l’inverse, les salles d’opération plus petites peuvent nuire à l’efficacité en limitant les surfaces de travail, en réduisant l’espace de rangement et en plaçant les composants essentiels hors de portée, ce qui perturbe finalement votre flux de travail clinique.

PLANIFIER L’EFFICACITÉ

Commencez par le fauteuil dentaire comme point focal, puis ajoutez les espaces de dégagement, les plans de travail et les équipements indispensables. Cette conception à double entrée favorise un accès ergonomique, des flux de travail rationalisés et une utilisation optimale de l’espace.





Éléments à prendre en compte



DIMENSIONS ET DISPOSITION DES SALLES

Vos salles d'opération sont-elles adaptées à votre équipement, vos surfaces de travail et votre flux de travail?

Une disposition adéquate offre suffisamment d'espace pour l'équipement, favorise la conformité à l'ADA, réduit les déplacements inutiles et rationalise le flux de travail. Cela représente beaucoup de choses à planifier et à mettre en place par vous-même, d'autant plus que chaque décision en matière de conception a une incidence sur votre façon de travailler.

Envisagez de faire appel à un concepteur de cabinets dentaires expérimenté pour optimiser votre espace. Les **experts en conception de Midmark** peuvent vous aider à créer des salles d'opération esthétiques et fonctionnelles qui optimisent votre flux de travail et améliorent le confort des patients.



AMÉLIORATION DE L'EXPÉRIENCE DES PATIENTS

Avez-vous déjà pensé au pouvoir d'un fauteuil dentaire pour attirer de nouveaux patients?

Des études indiquent que 70 % des patients dentaires affirment que leur expérience globale est aussi importante que le traitement lui-même¹⁴. Un fauteuil dentaire inconfortable peut laisser une impression négative durable.

Optez pour un fauteuil dentaire conçu pour allier performance et confort. Les **fauteuils dentaires Midmark** peuvent supporter des patients pesant jusqu'à 500 lb et offrent de multiples points de réglage pour garantir une expérience sûre et confortable. L'ajout d'une fonction de chaleur et de massage intégrée peut transformer les soins en une expérience digne d'un spa, dépassant ainsi les attentes et favorisant les recommandations.



PRINCIPES ERGONOMIQUES

Vos salles d'opération contribuent-elles à minimiser les tensions et à favoriser une position ergonomique?

Environ 80 % des professionnels dentaires souffrent de douleurs musculo-squelettiques chaque année². Une mauvaise ergonomie peut raccourcir les carrières, réduire la productivité et accroître l'inconfort.

Choisissez des tabourets conçus pour s'adapter à votre corps, et non l'inverse. Les **tabourets Midmark** sont conçus pour améliorer la posture et le confort grâce à des caractéristiques telles qu'un siège profilé, un soutien lombaire et un bord avant en cascade pour une meilleure répartition du poids.



PRÉVENTION DES INFECTIONS

Quelles répercussions un incident lié au contrôle des infections pourrait-il avoir sur votre réputation?

Les données du CDC montrent que les conduites d'eau des unités dentaires sont sujettes à la formation de biofilm, ce qui peut entraîner des concentrations bactériennes dépassant les normes de sécurité de l'eau⁸. Les conduites d'eau contaminées mettent en danger la sécurité des patients, exposent à des poursuites judiciaires et nuisent à la réputation du cabinet.

Envisagez un porte-instruments conçu pour faciliter la gestion du biofilm. Le **porte-instruments Midmark** minimise la surface des conduites d'eau et sépare l'air et l'eau tout en assurant la circulation de l'eau fraîche afin de réduire la stagnation et la prolifération du biofilm, contribuant ainsi à une meilleure qualité de l'eau.



OPTIONS DE LAMPES POLYVALENTES

Vos lampes opératoires vous permettent-elles de voir clairement sans causer de fatigue?

La qualité de l'éclairage influe sur la visibilité, la précision, l'ergonomie et la fatigue oculaire. Un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé garantit des couleurs naturelles pour le diagnostic et la correspondance des teintes.

Privilégiez un éclairage conçu pour améliorer la clarté, l'efficacité et l'ergonomie. La **lampe dentaire à DEL Midmark** offre un indice de rendu des couleurs élevé (IRC > 90) optimisant la clarté optimale des couleurs, des poignées et des boutons des deux côtés pour une ergonomie améliorée et une activation marche/arrêt automatique pour des flux de travail plus efficaces.



AVANTAGES CONNECTÉS

Vos salles d'opération sont-elles conçues pour fonctionner à plein rendement?

L'équipement dentaire actuel est doté d'une technologie intégrée et avancée qui contribue à améliorer l'efficacité et la précision. Cependant, à mesure que les systèmes se complexifient, même des problèmes techniques mineurs peuvent interrompre les soins et entraîner des temps d'arrêt coûteux.

Privilégiez les équipements conçus pour être connectés afin d'améliorer leur fiabilité et leurs performances. La connectivité **Midmark Smart View^{MC}** permet d'accéder à des mises à jour et des améliorations logicielles qui contribuent à prévenir les problèmes, réduire les temps d'arrêt et maintenir votre équipement en parfait état de fonctionnement.

Produits et solutions Midmark^{MD}



BALAYEZ OU CLIQUEZ POUR VOIR LES PRODUITS



Fauteuil dentaire Midmark^{MD}

CONÇU POUR UN POSITIONNEMENT OPTIMAL ET LE CONFORT DU PATIENT

Conçu pour vous permettre de trouver la position idéale pour vous, votre équipe et vos patients, le fauteuil dentaire Midmark offre une amplitude de mouvement vertical exceptionnelle, une rotation flexible vers la gauche et la droite ainsi que des options réglables pour l'appui-tête et les accoudoirs. Les fonctionnalités que d'autres considèrent comme des options supplémentaires sont proposées d'office dans toutes les configurations, ce qui permet d'améliorer les soins grâce à un accès, une flexibilité et un confort accrus.



OPTIONS DE DOSSIER

Choisissez parmi trois styles de dossiers distincts en fonction de vos préférences et des besoins de votre cabinet :



DOSSIER INTÉGRÉ AVEC ACCOUDOIRS INTÉGRÉS



DOSSIER SIMPLICITY AVEC ACCOUDOIRS À DEUX POSITIONS



DOSSIER RÉGLABLE AVEC ACCOUDOIRS EN OPTION

CONFIGURATIONS DU FAUTEUIL



FAUTEUIL UNIQUEMENT



GAUCHE/DROITE

Caractéristiques du fauteuil dentaire

01

01 AMPLITUDE DE MOUVEMENT

Asseyez-vous ou levez-vous facilement pendant les interventions grâce à la conception de la base avant en porte-à-faux, qui offre un réglage vertical de 19 po tout en limitant le déplacement horizontal à moins de 6 po au niveau des pieds du fauteuil.



02 CAPACITÉ DE POIDS


Aidez les patients à se sentir en sécurité et détendus grâce à un siège ergonomique, une base robuste testée pour supporter jusqu'à 500 lb (environ 72 % de plus que 95^e percentile masculin¹⁵) et un système de moteur électrique silencieux qui permet de soulever et d'abaisser le fauteuil en douceur, même lorsqu'il supporte le poids maximal.



03

03 CHALEUR ET MASSAGE

Ajoutez en option la chaleur et le massage pour créer une expérience apaisante, semblable à celle d'un spa, qui peut aider à réduire l'anxiété du patient et à améliorer son expérience.



04

04 PROTECTION CONTRE LES COLLISIONS

Prévenez les blessures ou les dommages accidentels grâce à la protection contre les collisions intégrée qui stoppe le mouvement vers le bas et soulève légèrement le fauteuil en cas d'obstacle.



05



05 ROTATION DU FAUTEUIL

Faites pivoter le fauteuil jusqu'à 30 degrés vers la gauche ou la droite pour faciliter l'accès, améliorer la posture et optimiser l'utilisation de votre espace de travail.

06 ACCOUDOIRS INTÉGRÉS

Améliorez le confort du patient grâce à l'option d'accoudoirs intégrés, conçus pour soutenir les coudes et l'intérieur des épaules du patient.



07 REVÊTEMENT À COUTURES LIMITÉES

Simplifiez le nettoyage et la désinfection grâce à un revêtement à coutures limitées qui contribue à minimiser les recoins où la saleté, les débris et les agents pathogènes peuvent s'accumuler.

07



08

08 DOSSIER RÉGLABLE


Relevez ou abaissez le dossier réglable jusqu'à 3 3/4 po afin d'offrir un soutien sur mesure aux patients, quelle que soit leur morphologie.



Porte-instruments Midmark^{MD}

CONÇU POUR S'ADAPTER, PERFORMER ET PROTÉGER

Le porte-instruments Midmark est pensé pour le flux de travail d'aujourd'hui et les innovations de demain. Conçu pour un positionnement fiable, une sécurité améliorée des conduites d'eau et une intégration fluide, il s'agit d'une solution intelligente et évolutive qui vous aide à prodiguer des soins sûrs, efficaces et exceptionnels avec une précision et un contrôle ergonomiques.



OPTIONS DE MONTAGE DU PORTE-INSTRUMENTS DU PRATICIEN



FAUTEUIL – GAUCHE/DROITE

(Réservé aux praticiens)

Le bras gauche/droit est fixé à la base du fauteuil, et non au siège, afin d'assurer une stabilité fiable, même lorsque le patient bouge.



ARMOIRE – 12 HEURES

(Praticien + assistant)

Grâce à sa conception épurée et à son installation sur l'armoire, les instruments restent à portée de main, mais hors de vue des patients, ce qui contribue à apaiser leur anxiété.



COLONNE – 12 HEURES

(Praticien + assistant)

Offrant un réglage vertical de 16 po, le porte-instruments monté sur colonne peut se déplacer avec vous pour une flexibilité optimale dans votre flux de travail, que vous soyez assis ou debout.

OPTIONS DE MONTAGE DU PORTE-INSTRUMENTS DE L'ASSISTANT




ARMOIRE



FAUTEUIL

Caractéristiques du porte-instruments

- 01 PRÉVENTION DES INFECTIONS**
Renforcez la sécurité grâce à un ensemble collecteur qui assure la circulation de l'eau fraîche et à des conduites d'eau dont la surface interne est réduite au minimum, des composants qui contribuent à prévenir la stagnation et à limiter l'apparition et la propagation de biofilms. L'efficacité de la prévention et du traitement des biofilms est évaluée selon les méthodes de la norme ISO 16954.
- 02 COMMANDES FACILES D'ACCÈS**
Simplifiez les procédures grâce aux boutons de commande de l'eau faciles d'accès et de réglage, situés directement à l'avant de l'appareil.
- 03 RÉGLAGE SUR COLONNE**
Favorisez une posture et des mouvements sains tout au long de la journée. L'option de porte-instruments monté sur colonne offre une plage de réglage vertical de 16 po, la meilleure du secteur, ainsi qu'une inclinaison en option, pour améliorer l'accès et la visibilité, que vous soyez assis ou debout.



- 04 POLYVALENCE GAUCHE/DROITE**
Positionnez les instruments en faciliter l'accès avec votre main dominante à l'aide du bras pivotant du système gauche/droite en option afin de minimiser les torsions et les mouvements excessifs.
- 05 ENSEMBLE COLLECTEUR**
Préservez votre productivité et votre planification grâce à un ensemble collecteur conçu pour isoler les problèmes potentiels au sein d'une seule pièce à main, maintenant ainsi le reste de votre système en état de marche.
- 06 PORT USB INTÉGRÉ**
Bénéficiez d'une plus grande flexibilité sur le lieu de soins grâce à un port USB intégré qui simplifie l'intégration d'accessoires supplémentaires.

Porte-instruments double monté sur armoire Midmark^{MD} Asepsis 21^{MD}

CONÇU POUR UN ACCÈS OPTIMAL ET UNE ASEPSIE AMÉLIORÉE

Les porte-instruments Asepsis 21 offrent une distribution fiable des outils à main et un contrôle indépendant dans un ensemble compact et économique. Les surfaces lisses facilitent le nettoyage, tandis que les commandes d'air et d'eau sont protégées sous un couvercle amovible afin de réduire les risques de contamination.



COMBINAISON À 12 HEURES

Idéal pour la pratique dentaire à quatre mains, ce porte-instruments à 12 heures pour les praticiens et les assistants permet de garder les instruments à portée de main de manière ergonomique, mais hors de vue afin de réduire l'anxiété du patient. Intégrez des accessoires dans cinq positions en plus de la seringue.

Chariots porte-instruments Midmark^{MD} Asepsis 21^{MD}

CONÇUS POUR OPTIMISER L'ESPACE

Optimisez l'espace de votre salle opératoire grâce à des chariots porte-instruments compacts conçus pour un accès ergonomique et un repositionnement sans effort. Mettez les instruments à portée de main des membres de l'équipe, quelle que soit leur taille et qu'ils soient gauchers ou droitiers, puis déplacez facilement le chariot pour libérer de l'espace.



01



02



03

- 01 CHARIOT DU PRATICIEN**
Améliorez votre flux de travail grâce à trois positions pour les outils à main et un plateau à instruments en acier inoxydable de 9 5/8 po x 13 5/8 po.
- 02 CHARIOT DE L'HYGIÉNISTE**
Accédez aux instruments fréquemment utilisés grâce à deux positions pour les outils à main, un système HVE, un aspirateur de salive, une seringue, une surface de travail optionnelle de 13 x 18 po et un plateau à instruments en acier inoxydable de 9 5/8 po x 13 5/8 po.
- 03 CHARIOT DOUBLE GAUCHE/DROITE**
Dotez votre équipe de trois positions pour les outils à main, d'instruments pour assistant, d'un raccord rapide pour l'eau, d'une surface de travail résistante aux taches de 21 po x 24 po et, au choix, un plateau ou une cuve de 9 po x 13 po.

Accessoires intégrés



CONÇUS POUR RATIONALISER LE FLUX DE TRAVAIL

Gardez tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Les accessoires intégrés facilitent l'accès, rationalisent les procédures et offrent une expérience plus efficace et plus confortable à votre équipe et à vos patients.



DÉTARTREURS

Choisissez le détartreur ultrasonique le mieux adapté à votre flux de travail :

- Détartreur piézoélectrique ultrasonique Acteon^{MD} (Newtron Slim B.LED)
- Détartreur ultrasonique Cavitron Dentsply Sirona^{MD} (Steri-Mate 360)



CRACHOIRS

Choisissez de le fixer à gauche ou à droite du fauteuil en fonction de votre espace et de votre flux de travail.





SYSTÈME D'ISOLATION DENTAIRE

Combinez la lumière, l'aspiration et la rétraction avec le système Zyris^{MD} Isolite^{MD} pour améliorer la visibilité, l'efficacité et le confort du patient pendant les interventions.

Lampe dentaire à DEL Midmark^{MD}

CONÇUE POUR ÉCLAIRER AVEC CLARTÉ ET PRÉCISION

La lampe dentaire à DEL Midmark offre une précision ergonomique et un éclairage constant au point de soins, contribuant ainsi à réduire la fatigue oculaire, à favoriser une meilleure posture et à améliorer la précision visuelle pendant les interventions. Son positionnement facile d'une seule main et sa fonction marche/arrêt automatique rendent son utilisation intuitive et fluide.



01 PIVOT ET ROTATION

Assurez un éclairage optimal pendant les interventions grâce à un pivot ergonomique à 3 axes et à une rotation verticale à 350 degrés qui vous permettent de positionner la lumière exactement là où vous en avez besoin.

02 LUMIÈRE DE QUALITÉ NATURELLE

Améliorez la clarté visuelle grâce à un indice de rendu des couleurs (IRC) conçu pour se rapprocher au plus près de la lumière naturelle, pour une correspondance plus précise des teintes et une meilleure évaluation des tissus.

03 RÉGLAGE ERGONOMIQUE

Adoptez une posture ergonomique en alignant la lumière à moins de 15 degrés de votre ligne de vision afin de réduire les ombres et de minimiser l'inclinaison vers l'avant.

• OPTIONS D'INTENSITÉ

Ajustez les niveaux de luminosité en fonction de chaque procédure grâce à trois options d'intensité : élevée, moyenne et faible.

• MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE

Allumez ou éteignez la lumière en l'abaissant ou en la relevant d'une seule main, grâce à la technologie de détection de position, ou utilisez les boutons accessibles avec le pouce situés près de chaque poignée.

• RÉGLAGE « CURE-SAFE »

Réduisez l'intensité lumineuse et protégez les matériaux composites contre le durcissement prématuré grâce au réglage non-durcissant « cure-safe ».

OPTIONS DE MONTAGE



GAUCHE/DROITE



ARMOIRE



PLAFOND



RAIL



MUR

Supports pour moniteurs opératoires Midmark^{MD}

CONÇUS POUR LA CLARTÉ ET LE CONFORT DU PATIENT

Améliorez l'expérience du patient tout en augmentant le taux d'acceptation des traitements grâce à un écran que vous pouvez placer au-dessus du patient ou à hauteur des yeux pour les consultations au fauteuil. Vous et vos patients pouvez profiter d'une vue optimale des radiographies numériques, des images de la caméra intraorale, des informations destinées aux patients et des divertissements.

MONITEURS : CANVY^{MD} ÉCRAN PLAT DE 21,5 PO DE LA SÉRIE G

Conçu pour les environnements cliniques exigeants, ce moniteur de qualité médicale (conforme aux normes CEI 60601-1, ISO 13485 et DICOM^{MD}) est doté d'un écran HD rétroéclairé par DEL avec une véritable surface en verre plate et antireflet pour une visualisation claire et un nettoyage facile. Le moniteur est classé IPX1 dans son ensemble, avec un panneau avant classé IP65 étanche à la poussière et aux projections d'eau à basse pression.



OPTIONS DE MONTAGE



GAUCHE/DROITE



ARMOIRE



LAMPE SUR RAIL

Tabourets Midmark^{MD}

Les tabourets Midmark sont conçus pour vous soutenir là où cela compte le plus, en améliorant votre posture, votre confort et la répartition du poids. Un siège profilé surélevé à l'avant favorise l'équilibre, tandis qu'un bord avant en cascade soulage la pression sur l'arrière des cuisses pour un confort durable.

TABOURET DU PRATICIEN

Réduisez les douleurs musculo-squelettiques courantes en dentisterie grâce à un tabouret conçu pour offrir un confort exceptionnel et une ergonomie bien pensée.

01 DOSSIER À MOLETTE


Améliorez votre confort grâce à un dossier à molette qui offre un réglage en hauteur fluide et sans bouton, ainsi qu'une conception profilée pour un soutien lombaire optimal.

02 INCLINAISON VERS L'AVANT

Inclinez le siège vers l'avant jusqu'à 12 degrés à l'aide du mécanisme de réglage à levier unique afin de préserver la courbure naturelle en S du dos.

03 ACCOUDOIRS EN OPTION

Réduisez la fatigue au niveau du cou et des épaules grâce aux accoudoirs réglables en option qui aident à maintenir les coudes et les épaules dans une position neutre.



Conçus pour favoriser une position ergonomique

TABOURET D'ASSISTANT

Veillez au confort de vos assistants même lors des interventions les plus longues. Grâce à son soutien lombaire réglable et à ses options de dossier profilé, ce tabouret élégant favorise une meilleure posture.

01 REPOSE-PIEDS INTÉGRÉ

Un repose-pieds intégré en option soutient la posture du bas du corps, contribuant à réduire la fatigue et à améliorer le confort tout au long de la journée.

02 DOSSIER À MOLETTE

Ajoutez un soutien lombaire grâce à un dossier réglable en option pour favoriser un confort durable et réduire les tensions au fil du temps.

03 SOUTIEN DU TORSSE

Stabilisez et positionnez le haut du corps grâce à un soutien du torse réglable en hauteur et à molette (en option) pour une meilleure ergonomie pendant les interventions.



Fauteuils d'appoint Midmark^{MD}

CONÇUS POUR UN CONFORT INCLUSIF ET UN STYLE HARMONIEUX

Assortissez-les à votre palette de couleurs Midmark tout en offrant des sièges sûrs et confortables. Les fauteuils d'appoint Midmark sont dotés de sièges et de dossiers profilés, avec un revêtement assorti à vos fauteuils de soins dentaires, pour un résultat harmonieux et professionnel.



FAUTEUIL D'APPOINT 280



FAUTEUIL D'APPOINT BARIATRIQUE 282

- ACCOUDOIRS RÉSISTANTS AUX CHOCS**
Personnalisez votre fauteuil avec des accoudoirs en plastique résistant aux chocs, offerts en option sur le fauteuil d'appoint 280 et de série sur le fauteuil d'appoint bariatrique 282.
- CAPACITÉ DE POIDS**
Le fauteuil d'appoint bariatrique 282 convient à presque toutes les morphologies grâce à son assise de 30 po de large et sa capacité de poids de 650 lb, pour un confort et un style inclusifs.



CONCEPTION PROTÉGEANT LES MURS
Protégez vos murs grâce à la conception des pieds arrière qui permet de placer le fauteuil près du mur sans l'endommager.



CADRE EN ACIER ET PIEDS RÉGLABLES
Optez pour une base robuste avec un cadre en acier noir thermolaqué et des pieds réglables, qui offrent une durabilité et une stabilité à long terme.

Revêtement Midmark^{MD}

CONÇU POUR AMÉLIORER L'ESTHÉTIQUE ET LA PERFORMANCE

REVÊTEMENT ULTRALEATHER^{MD}
Le revêtement Ultraleather à coutures limitées offre des surfaces douces et luxueuses d'une durabilité exceptionnelle. Aucun autre matériau ne se rapproche autant de l'aspect et du style du cuir. Exempt de composés organiques volatils (COV), de polluants organiques persistants (POP) et de formaldéhyde, le revêtement Ultraleather est également un choix respectueux de l'environnement. Faites votre choix parmi de nombreuses couleurs élégantes.

REVÊTEMENT STANDARD MIDMARK
Le revêtement Midmark^{MD} en vinyle standard présente une conception à coutures limitées, résistante aux taches, facile à nettoyer et durable. Faites votre choix parmi une variété de couleurs tendance afin de tout agencer à votre marque et votre environnement.

	Mica (nacré)		Charbon		Brume		Fontaine de jeunesse
	Étain (nacré)		Gris colombe		Pierre		Jardin ombragé
	Lac (nacré)		Argent perlé		Chemin tranquille		Agrumes
	Minuit (nacré)		Audace		Poudre de fer		Bord de mer
	Asclépiade		Abricot		Gris lunaire		Cuivre apaisant
	Papyrus		Rouge		Obsidienne		Canneberge
	Cachemire		Nil		Oasis		Lin foncé
	Fudge		Amiral		Bleu apaisant		Latte
	Arctique		Bayou		Rêve		Brun robuste
	Pierre		Cyan		Minerai		Terre riche
	Eucalyptus		Sonora				
	Riviera		Perroquet				
	Aile de corbeau						

Conception avec Midmark^{MD}

CONÇU POUR VOUS

Notre équipe d’experts en conception est prête à vous aider à personnaliser et à équiper l’ensemble de votre environnement clinique, de l’agencement de chaque pièce à chaque stérilisateur, fauteuil, porte et tiroir, jusqu’aux plus petits détails. Laissez-nous vous aider à concevoir le meilleur environnement pour votre cabinet.



CONNECTEZ-VOUS VIRTUELLEMENT POUR UNE SÉANCE DE CONCEPTION EN DIRECT

Faites appel aux services de conception en direct de Midmark pour donner vie à votre vision. Nous vous aidons à visualiser votre espace, à comprendre son fonctionnement et à repérer les difficultés potentielles afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées et offrir de meilleurs soins.



**BALAYEZ OU CLIQUEZ
POUR PRENDRE
RENDEZ-VOUS.**



JOIGNEZ-VOUS À NOUS POUR UNE EXPÉRIENCE MIDMARK

Découvrez les équipements, les finitions et les options d’aménagement lors d’une visite immersive Midmark Experience. Grâce aux conseils d’experts et à une vision claire des options qui s’offrent à vous, vous serez en mesure de prendre en toute confiance des décisions plus éclairées pour votre cabinet.



**BALAYEZ OU CLIQUEZ
POUR DEMANDER
UNE VISITE**



SIMPLIFIEZ LA LIVRAISON ET L'INSTALLATION

Bénéficiez d’une installation sans heurts et ponctuelle grâce aux services de livraison Midmark. Notre équipe coordonne l’expédition, la livraison, la mise en place et l’installation de votre équipement Midmark afin de vous aider à mener à bien votre projet.



**BALAYEZ OU CLIQUEZ POUR EN
SAVOIR PLUS SUR LES SERVICES
DE LIVRAISON MIDMARK**

SOURCES

- 1 UNC Environment, Health & Safety. *Musculoskeletal Disorders*. <https://ehs.unc.edu/topics/ergonomics/musculoskeletal-disorders>
- 2 A systematic review and meta-analysis reported a pooled annual prevalence rate of 78% for musculoskeletal diseases and pain among dental professionals. PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208628>
- 3 Open Dentistry Journal. <http://dx.doi.org/10.2174/18742106-v16-e2204100>
- 4 Srp Arh Celok Lek. 2016;144(3-4):181-187. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27483563/>
- 5 Les percentiles et les mesures de taille humaine sont basés sur des données anthropométriques composites issues d’enquêtes démographiques, notamment ANSUR II (plus de 11 000 membres de l’armée américaine), NHANES III (environ 40 000 civils américains) et CAESAR (plus de 4 000 civils adultes des États-Unis, du Canada, des Pays-Bas et d’Italie), avec des implications en matière de conception ergonomique étayées par des recherches publiées telles que « Chair Size Design Based on User Height », *Biomimetics* 2023, 8(1):57. <https://doi.org/10.3390/biomimetics8010057>
- 6 Pathogens (Basel, Suisse). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7460066/#:~:text=Abstract,be%20at%20risk%20of%20infection>
- 7 ADA. <https://www.ada.org/resources/ada-library/oral-health-topics/dental-unit-waterlines>
- 8 CDC (p. 28–29). <https://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5217.pdf>
- 9 OSAP/ADS. <https://www.osap.org/topics-duwl-dental-unit-waterline-fact-sheet>
- 10 American Society for Microbiology. [https://journals.asm.org/doi/10.1128/spectrum.03962-23#:~:text=Indeed%2C%20dental%20care%20with%20contaminated,pneumophila%20\(6%2C%207\)](https://journals.asm.org/doi/10.1128/spectrum.03962-23#:~:text=Indeed%2C%20dental%20care%20with%20contaminated,pneumophila%20(6%2C%207))
- 11 Odontology vol. 112,2 (2024): 309-316. [https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10925564/#:~:text=Nevertheless%2C%20life%2Dthreatening%20infections%20are%20possible%20in%20vulnerable,of%20infection%20for%20dental%20staff%20\[%2039\]](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10925564/#:~:text=Nevertheless%2C%20life%2Dthreatening%20infections%20are%20possible%20in%20vulnerable,of%20infection%20for%20dental%20staff%20[%2039])
- 12 CDC. <https://archive.cdc.gov/#/details?url=https://www.cdc.gov/han/2022/han00478.html>
- 13 Compendium (citant une étude de ProEdge Dental Water Labs). <https://cced.cdeworld.com/courses/22748-treating-and-monitoring-dental-water>
- 14 Gitnux. <https://gitnux.org/customer-experience-in-the-dental-industry-statistics/>
- 15 D’après les données anthropométriques de référence de l’enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES) 2021-2023 du CDC/NCHS (tableau 4), qui indiquent un poids corporel au 95^e percentile de 290,6 lb pour les hommes adultes américains (âgés de 20 ans et plus). https://www.cdc.gov/nchs/data/series/sr_03/sr03-050.pdf



Designing better care.®



Conforme à la norme CARB 93120.2 Phase 2 et à la norme TSCA Titre VI

Les exemples de couleurs présentés illustrent au mieux le matériau original. La couleur réelle peut varier légèrement. Nous vous recommandons fortement de communiquer avec l'équipe de l'expérience client de Midmark au 1 800-MIDMARK pour demander un échantillon avant de passer votre commande.

Aucun produit ne peut garantir des points. Les points sont cumulatifs pour tous les matériaux concernés pour un projet LEED®. Pour plus d'informations sur LEED, veuillez visiter le site Web de l'USGBC : usgbc.org. LEED est une marque déposée du US Green Building Council. USGBC® et le logo associé sont des marques déposées appartenant au US Green Building Council® et sont utilisés avec permission.

Acteon, CANVYS, Cavatron, Dentsply Sirona, DICOM, Isolite, Newton, Ultraleather et Zyris ne sont pas des marques déposées de Midmark Corporation et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

Midmark est une entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001. Certains produits ne sont pas certifiés. Consultez la liste complète sur midmark.com/ISO.

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre distributeur Midmark ou appelez au 1 800-MIDMARK. Pour les appels hors des États-Unis, composez le 1 937 526-3662 ou visitez le site Web midmark.com.

© 2026 Midmark Corporation, Versailles, Ohio, États-Unis.

Dans le but d'améliorer nos produits, des changements peuvent être apportés sans préavis.

007-10055-02 Rév. G1 (3/26)

