








SYSTÈME DE PORTE-INSTRUMENTS POUR DENTISTES MONTÉ SUR FAUTEUIL GAUCHE-DROITE




SYSTÈME DE PORTE-INSTRUMENTS POUR DENTISTES MONTÉ SUR COLONNE À 12 HEURES



SYSTÈME DE PORTE-INSTRUMENTS POUR ASSISTANTS MONTÉ SUR FAUTEUIL



SYSTÈME DE PORTE-INSTRUMENTS POUR ASSISTANTS MONTÉ SUR ARMOIRE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance électrique du porte-instruments du dentiste	Voir le mode d'emploi de l'alimentation électrique (003-10761-00) (sortie 36 V c.c., 5,5 A) Connectez uniquement le porte-instruments à une alimentation électrique Midmark homologuée.
Puissance électrique du porte-instruments de l'assistant avec pavé tactile	Voir le mode d'emploi du fauteuil. (sortie 12 V c.c., 1,7 A)
Exigences en matière d'alimentation en eau	Limite de pression d'eau : 40 à 50 psi (2,1 à 3,4 bar) Limite de débit d'eau : 1,25 g/mille Limite de dureté de l'eau : 10 ppm TDS Limites de pH : conformément à la réglementation locale Taille maximale des particules : conformément à la réglementation locale Exigences en matière de qualité microbiologique : conformément à la réglementation locale
Système d'aspiration	Type 1 : 250 NI/min
Puissance électrique	120 V, ~60 Hz, 8 A
Pression et débit d'air vers les outils à main	Air d'entraînement, 60 NI/min à 45 psi Air de refroidissement, 1,5 NI/min à 35 psi Limite d'air pour l'outil à main : 80 NI/min à 29 psig; Air pour la seringue : 10 NI/min à 43,5 psig Air du jet de poudre, 40 NI/min à 36,3 psig
Classifications	Classe I, Type B Pièce appliquée, matériel courant (IPX0), fonctionnement continu
Détartreur Actéon ^{MD} Newtron ^{MD}	Pièce à utilisation appliquée de type BF
Détartreur Dentsply ^{MD} Cavitron ^{MD}	Pièce à utilisation appliquée de type B
ISO 14457:2017	Tubes et connecteurs pour outils à main destinés à être utilisés avec des outils à main pneumatiques conformes

CONNECTIVITÉ

Protocoles réseau		Couche de liaison : IEEE 802.3 IEEE 802.11 Couche Internet : IP Transport : TCP, UDP Couche application : TLS, MQTT, NTP, HTTP, etc.
Données réseau	Connexion physique au RL	RJ-45
	Câblage au RL	Ethernet (min. CAT 5)
	Vitesses maximales du RL	10/100 Mbps
	Protocoles du RL	IEEE 802.3u
	Connexion Wi-Fi	L'appareil prend en charge la connectivité Wi-Fi selon les normes suivantes : 802.11a/b/g/n/ac
	Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz ou 5,0 GHz
	Normes de sécurité Wi-Fi	Lors de la connexion au Wi-Fi, l'appareil utilise les normes de sécurité suivantes : WPA2-PSK, WPA2 PEAP/MSCHAPv2, WPA2 EAP-TLS
	Paramètres de la carte d'interface réseau	Non applicable

OPTIONS DE PORTE-INSTRUMENTS

Porte-instruments Midmark	Système de porte-instruments pour dentistes gauche/droite DS-1100-001	Système de porte-instruments pour dentistes à 12 heures DS-1200-001	Système de porte-instruments pour assistants gauche/droite ADS-1100-001	Système de porte-instruments pour assistants à 12 heures ADS-1200-001
Options de montage	Fauteuil dentaire Midmark	Armoires Midmark Colonne réglable en hauteur	Fauteuil dentaire Midmark	Armoires Midmark
Système de bras et capacités de mouvement	Bras flexible équilibré avec positionnement positif et frein	Commandes manuelles de réglage en hauteur et surface de travail (pour le dentiste et l'assistant)	Mouvement avec le fauteuil dentaire Midmark	Réglage en hauteur limité pour la surface de travail de l'assistant
Intégration	Détartreur piézoélectrique ultrasonique Acteon ^{MD} (Newtron Slim B.LED) Détartreur ultrasonique Cavitron Dentsply ^{MD} Sirona (Steri-Mate ^{MD} 360)	Détartreur piézoélectrique ultrasonique Acteon ^{MD} (Newtron Slim B.LED) Détartreur ultrasonique Cavitron Dentsply ^{MD} Sirona (Steri-Mate 360)	Zyris ^{MD} Isolite Pro	Zyris Isolite Pro
Installations annexes	Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pi)	Câble USB 2.0 de 4,5 m (15 pi)	S. O.	S. O.
Tension d'entrée	36 V c.c.	36 V c.c.	S. O.	S. O.
Positions du support pour outil à main	4 ou 6 positions	4 ou 6 positions	4 positions	4 positions
Compatibilité pour gauchers et droitiers	Oui	Oui	Oui	Oui
Interface utilisateur	commandes du fauteuil sur le pavé tactile	commandes du fauteuil ou aucune sur le pavé tactile	commandes du fauteuil sur le pavé tactile	commandes du fauteuil ou aucune sur le pavé tactile
Mise à jour du logiciel	Mise à jour du logiciel possible via la connexion au fauteuil dentaire Midmark ou une autre méthode de service	Mise à jour du logiciel possible via la connexion au fauteuil dentaire Midmark ou une autre méthode de service	Mise à jour du logiciel possible via la connexion au fauteuil dentaire Midmark ou une autre méthode de service	Mise à jour du logiciel possible via la connexion au fauteuil dentaire Midmark ou une autre méthode de service
Collecteur de contrôle	2 à 5 positions air et eau	2 à 5 positions air et eau	S. O.	S. O.
Refroidissement par eau, refroidissement par air, air d'entraînement réglable	Oui	Oui	S. O.	S. O.
Sélecteur d'eau – Ville ou bouteille	Oui	Oui	Oui – avec le système du dentiste (DS-1100-001)	Oui
Source lumineuse intraorale	Offerte avec des outils à main pneumatiques et des tuyaux pour outil à main à 6 broches (ISO-C)	Offerte avec des outils à main pneumatiques et des tuyaux pour outil à main à 6 broches (ISO-C)	S. O.	S. O.
Commande de chasse d'eau	Oui	Oui	S. O.	S. O.
Commande au pied – Rhéostat	Disque humide/sec avec interrupteur marche/arrêt pour l'eau	Disque humide/sec avec interrupteur marche/arrêt pour l'eau	S. O.	S. O.
Accessoire à connexion rapide	Oui – air et eau	Oui – air et eau	S. O.	Oui – air et eau
Raccord rapide pour bouteille d'eau	Oui – 2 L	Oui – 2 L	Oui – avec le système du dentiste (DS-1100-001), 2 L	Oui – 2 L

Acteon, Cavitron, Dentsply, Steri-Mate, Newtron et Zyris Isolite ne sont pas des marques déposées de Midmark Corporation et sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs.

© 2026 Midmark Corporation, Versailles (Ohio), États-Unis.
Dans le but d'améliorer nos produits, des changements peuvent être apportés sans préavis.

