



MEDIZINISCHE

# Synthesis® Mobile Schrankwagen

# Bessere Pflege beginnt mit einem besseren Design



Viele Gesundheitsorganisationen erkennen, dass eine bessere Versorgung mit einem besseren Design des klinischen Umfelds beginnt – eines, bei dem die Patienten im Mittelpunkt der Pflegeerfahrung stehen. Wir unterstützen Sie bei der Behandlung Ihrer Patienten, wo immer diese auch stattfinden mag.



# Nutzen Sie Ihren Stauraum optimal aus

In einer perfekten Welt hätten wir allen Raum, den wir brauchen, und alles, was wir benötigen, in Reichweite. **Synthesis® Mobile Behandlungsschränke von Midmark** bringen die von Ihnen benötigten Verbrauchsmaterialien an den Behandlungsort, dank spezieller Designs, die dazu beitragen, ungenutzten Raum zu beseitigen und die Organisation zu verbessern. Und wenn sie gerade nicht benötigt werden, können Sie die Schrankwagen ganz einfach zur Seite schieben.



## STANDARDAUSSTATTUNG



### Verdeckte Scharniere

Die verdeckten, selbstschließenden, vernickelten Metallscharniere sind standardmäßig mit einer Aufsteckhalterung, einer 110°-Öffnung und drei Verstellpositionen versehen.



### Kantenfreie Schubladen

Die kantenfreien Polystyrolschubladen mit abgerundeten Ecken aus einem Guss können Verschüttetes auffangen und sind leicht zu reinigen.



### Laufrollen

Wählen Sie zwischen Laufrollen mit einem Durchmesser von 60 mm und leisen Laufrollen mit einem Durchmesser von 101,6 mm.



### Nahtlose Fronten


Die nahtlosen Fronten aus Thermofolie sind so konzipiert, dass sie Verschüttetem, chemischer Zersetzung und Ablösung standhalten.



### Schubladenführungen

Die bis zu 45 kg belastbaren Schubladenführungen mit Vollauszug ermöglichen die Nutzung des gesamten Schubkastens.

## Mobiler Behandlungsschrank Optionen



### Griffe

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Griffen, einschließlich integrierter, vertiefter und EPA-registrierter antimikrobieller Optionen.



### Kydex® Contour Top



### Soft Edge Bumper Top



### Sicherheit

Für zusätzliche Sicherheit stehen Schlüssel-Schlösser und digitale schlüssellose Schlösser zur Verfügung.



### Soft Edge Handle Top

# Leicht beweglich von Raum zu Raum

Die Pflege erfolgt an vielen Orten innerhalb einer Gesundheitseinrichtung. Pflegekräfte müssen häufig schnell von Raum zu Raum und von Patient zu Patient wechseln. Um effektiv zu sein, muss eine mobile Lösung auch in schwierigen oder kleinen Räumen eine stabile Manövrierfähigkeit von Raum zu Raum ermöglichen. **Midmark® Mobile Behandlungswagen** unterstützen die Behandlung und Vorbereitung aus der stehenden Position und bieten flexible Optionen, um den Wagen gemäß Ihren Bedürfnissen zu gestalten.

## STANDARDAUSSTATTUNG



### Kippsicherer Unterbau

Das Design mit kippsicherem Unterbau verringert die Wahrscheinlichkeit, dass der Wagen kippt oder fällt.



### Ausziehbare Arbeitsfläche

Die nach links oder rechts herausziehbare Arbeitsfläche bietet einen zusätzlichen Arbeitsbereich oder Raum zum Platzieren der benötigten Gegenstände.

# Mobiler Behandlungswagen Optionen



**01 Transportgriff**  
Bietet eine Greiffläche zum Manövrieren des Behandlungswagens



**02 Soft Edge Contour Top mit erhöhten Ecken**  
Bietet eine Barriere für die Oberseite und kann zum Manövrieren des Wagens verwendet werden



**03 Instrumentenhalterung**  
Befestigen Sie einen Behälter für Instrumente am Behandlungswagen



**04 Desinfektionstuchhalterung**  
Befestigen Sie einen Desinfektionstuchspender am Behandlungswagen (erhältlich in kleinen und großen Größen)



**05 Abfallkorhalterung**  
Befestigen Sie einen Abfallkorb am Behandlungswagen




**06 6 x 6 Aufbewahrungsbehälter**  
Fügen Sie dem Behandlungswagen zusätzliche, austauschbare Aufbewahrungsoptionen hinzu



**07 Einweghandschuhhalterung**  
Befestigen Sie eine einzelne Schachtel mit sterilen Handschuhen am Behandlungswagen (oben oder seitlich montiert)



**08 Dreiteilige Handschuhhalterung**  
Befestigen Sie bis zu drei Schachteln mit sterilen Handschuhen am Behandlungswagen (oben oder seitlich montiert)



Kydex® Contour Top



Soft Edge Contour Top mit erhöhten Ecken





Designing better care.™



In Übereinstimmung mit den Vorschriften von CARB 93120.2 Phase 2 und TSCA Abschnitt VI

Die Vergabe von LEED-Punkten kann für kein Produkt garantiert werden. Die Punkte für alle eingesetzten Materialien werden im Rahmen eines LEED®-Projektes kumuliert. Weitere Informationen zu LEED finden Sie auf der USGBC-Website: [usgbc.org](http://usgbc.org). LEED ist eine eingetragene Marke des US Green Building Council.

Kydex ist eine eingetragene Marke von SEKISUI POLYMER INNOVATIONS, LLC.

Midmark ist ein nach ISO 13485 und ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen. Bestimmte Produkte sind nicht enthalten. Die vollständige Liste finden Sie unter: [midmark.com/ISO](http://midmark.com/ISO)

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Midmark-Händler oder unter der Nummer 1.800.MIDMARK  
Nummer für außerhalb der USA:  
1.937.526.3662 oder besuchen Sie unsere Website: [midmark.com](http://midmark.com)

© 2020 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio USA  
Änderungen zur Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.  
Litho in den USA.  
007-10288-01 Rev. B1 (11/20)

