



PARA USO MÉDICO

Carros + armarios móviles Synthesis®

Mejorar la atención empieza por mejorar el diseño



Muchas organizaciones sanitarias se están dando cuenta de que para mejorar la atención médica es necesario empezar por mejorar el diseño del entorno clínico y situar a los pacientes en el centro del proceso. Podemos ayudarle a cuidar a sus pacientes esté donde esté.



Saque el máximo partido del espacio que tiene

En un mundo perfecto tendríamos todo el espacio necesario y todas las herramientas de trabajo al alcance de la mano. **Los armarios de tratamiento móviles Síntesis® de Midmark** le permiten disponer de los suministros necesarios en el punto de atención y le ofrecen diseños especializados que acaban con los espacios muertos y mejoran la organización. Y cuando no necesite los armarios podrá apartarlos fácilmente para que no estorben.



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



Bisagras ocultas

Bisagras metálicas niqueladas ocultas, de cierre automático, modelo estándar con montaje de clip, apertura de 110° y tres puntos de ajuste.



Cajones sin juntas

Los cajones de poliestireno, de una sola pieza sin juntas y con esquinas redondeadas, ayudan a contener los derrames y son fáciles de limpiar.



Ruedas

Opción de ruedas de 60 mm o ruedas silenciosas de 101,6 mm.



Paneles sin juntas


Los paneles de thermofoil sin juntas se han concebido para resistir los derrames, la degradación química y la delaminación.



Rieles de cajones

Los rieles de los cajones, con capacidad de 45,36 kg (100 lb), permiten abrir completamente los cajones, con lo que podrá aprovechar todo el espacio.

Armario móvil para tratamientos: Opciones



Tiradores

Distintas opciones de tiradores antimicrobianos integrados, empotrados y registrados por la EPA.



Cubierta Kydex® con bordes redondeados



Cubierta con bordes acolchados

Seguridad

Para mayor seguridad se ofrecen opciones de bloqueo con llave y bloqueo digital sin llave.



Cubierta con asas y bordes acolchados

Muévase con facilidad de una sala a otra

En un centro sanitario, la atención médica se desarrolla en muchos espacios. A menudo los profesionales deben pasar de una sala a otra y cambiar de paciente con rapidez. Para que una solución móvil resulte eficaz, debe ofrecer una maniobrabilidad adecuada incluso en los espacios pequeños o difíciles. **Los carros móviles para procedimientos de Midmark®** facilitan poder preparar y llevar a cabo las tareas asociadas al procedimiento estando de pie y ofrecen opciones flexibles para diseñar el carro de modo que funcione tal como usted lo necesite.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



Base sin puntas

El diseño de la base, sin puntas, reduce la probabilidad de que el carro pueda volcarse o caer.



Superficie de trabajo extensible

La superficie de trabajo extensible a izquierda o derecha puede utilizarse como zona de trabajo adicional o bien para colocar los elementos que vayan a necesitarse.

Carro móvil para procedimientos: Opciones



01 Asa de transporte

Proporciona una superficie de agarre para mover el carro de procedimientos



02 Cubierta con bordes redondeados acolchados y esquinas elevadas

Actúa como barrera en la superficie superior y puede utilizarse para mover el carro



03 Soporte para objetos punzantes

Podrá fijar al carro de procedimientos un contenedor para objetos punzantes



04 Soporte para toallitas desinfectantes

Podrá fijar al carro de procedimientos un dispensador de toallitas desinfectantes (disponible en tamaño pequeño y tamaño grande)



05 Soporte para cubo de residuos

Podrá fijar al carro de procedimientos un contenedor para residuos



06 Compartimentos de almacenaje de 6 x 6

Permiten disponer de almacenaje extraíble adicional en el carro de procedimientos




07 Soporte para contenedor individual para guantes

Podrá fijar al carro de procedimientos un contenedor individual para guantes estériles (montaje lateral o en la parte superior)



08 Soporte para contenedor de tres compartimentos para guantes

Podrá fijar al carro de procedimientos un contenedor de hasta tres compartimentos para guantes estériles (montaje lateral o en la parte superior)



Cubierta Kydex® con bordes redondeados



Cubierta con bordes redondeados acolchados y esquinas elevadas





Designing better care.™



Conforme a la norma CARB 93120.2, fase 2, y a TSCA, sección VI

Ningún producto puede garantizar puntos. Los puntos son acumulativos para todos los materiales efectuados para un proyecto LEED®. Para obtener más información sobre LEED, visite el sitio web de USGBC: usgbc.org. LEED es una marca registrada del US Green Building Council.

Kydex es una marca registrada de SEKISUI POLYMER INNOVATIONS, LLC

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Ciertos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en: midmark.com/ISO

Para solicitar más información, póngase en contacto con el distribuidor de Midmark o bien llame al teléfono: 1.800.MIDMARK Si llama desde fuera de los Estados Unidos, marque el teléfono: 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: midmark.com

© 2020 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio, Estados Unidos
Productos sujetos a cambios de mejora sin previo aviso.
Impreso en los Estados Unidos.
007-10288-03 Rev. B1 (11/20)

