



  
midmark®

MÉDICO

# Mesa de exploración pediátrica 640



# Una atención segura y sin riesgos para sus pacientes más preciados



En la atención de bebés, mover al paciente de una estación a otra puede provocar molestias y generar riesgos innecesarios. Es por ello que hemos diseñado la mesa de exploración pediátrica Midmark® 640, para poder pesarlos, medirlos y examinarlos en un lugar seguro. Porque en Midmark creemos que las personas que usan nuestro equipo son tan importantes como la manera en que se usa y el motivo por el que se utiliza.



# Pese, mida y examine a bebés **de forma segura y sin riesgos**





















La mesa de exploración 640 de Midmark® incluye características que pueden ayudarlo a pesar, medir y examinar a pacientes pediátricos de manera segura, precisa y eficiente. Pulse el botón Zero/On (Cero/Encendido) y, al cabo de unos segundos, aparecerá el mensaje Scale ready (Báscula preparada) en la pantalla. A continuación, coloque al niño en la báscula y el peso aparecerá automáticamente. Para medir al paciente, simplemente saque el infantómetro y, luego, vuelva a colocarlo en su lugar cuando termine.



- 01 La función Reweigh** (Repesar) le permite volver a obtener una medición de peso con solo presionar un botón; no es necesario volver a levantar al niño.
- 02 La altura de la superficie de 36 pulgadas** proporciona un fácil acceso y reduce la necesidad de agacharse repetidas veces durante el examen.
- 03 Los paneles laterales tapizados, los lados biselados y las superficies planas sin bordes afilados** ayudan a garantizar la seguridad del paciente.
- 04** Para las necesidades de almacenaje se incluyen un **cajón de gran tamaño** y un espacio **de almacenaje adicional** diseñado para guardar los pañales y el equipo.
- 05** En **uno de los extremos se incluye un portarrollos de papel** oculto con una cinta para mayor comodidad.
- 06** La **báscula integrada** mide en libras o kilogramos y cuenta con bloqueo de la unidad para ayudar a garantizar la consistencia. Además, se apaga automáticamente después de 30 segundos para ahorrar el consumo de energía.

# OPCIONES DE COLOR

## COLORES DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

	Niebla 813
	Piedra 814
	Camino tranquilo 858
	Mineral de hierro 851
	Gris lunar 845
	Obsidiana 857
	Oasis 843
	Azul relajante 855
	Sueño 847
	Mineral 844
	Aguas curativas 848
	Jardín sombreado 853
	Cítrico 849
	Retiro de arena 850
	Cobre curativo 846
	Arándano 859
	Lino oscuro 856
	Café con leche 860
	Marrón oscuro 852
	Profundidad de la tierra 854

## COLORES DE LA TAPICERÍA ULTRAFREE

	UltraFree Piedra 865
	UltraFree Camino tranquilo 868
	UltraFree Obsidiana 867
	UltraFree Puerto 861
	UltraFree Campo de trigo 862
	UltraFree Especia 863
	UltraFree Arándano 869
	UltraFree Lino oscuro 866
	UltraFree Café con leche 870
	UltraFree Rama 864

# ESPECIFICACIONES

## 640

Peso máximo del paciente:  
2 kg (4,5 libras) - 18 kg (40 libras)

Resolución de la báscula:  
0,5 oz para libras-onzas  
0,02 lb para libras  
0,01 kg para kilogramos

Precisión de la báscula:  
< 10 kg (22 libras) /- 28 g (1,0 oz)  
≥ 10 kg (22 libras) /- 56 g (2,0 oz)

El brazo de medición incorporado  
ofrece un rango de medición de  
38,1 a 91,4 cm (de 15 a 36")

Altura de trabajo:  
90,8 cm (35,8")

Longitud de la camilla:  
106,4 cm (41,9")

Profundidad de la camilla:  
52,7 cm (20,8")

Portarrollos de papel:  
La parte superior de la camilla  
tiene capacidad para un rollo de  
35,6 cm (14") de largo y 7,6 cm  
(3") de diámetro

Cajón:  
83,8 cm x 38,1 cm x 10,5 cm  
(33" x 15" x 4,125")

El cajón está fabricado con  
poliestireno de alto impacto, sus  
esquinas son redondeadas para  
facilitar la limpieza y presenta  
bolas de rodamiento de acero en  
los laterales.

Almacenaje:  
85 cm x 43,2 cm x 46,7 cm  
(33,5" x 17" x 18,38")

## NORMAS DE SEGURIDAD

La mesa 640 cumple con el  
estándar de seguridad de  
productos médicos de la norma  
IEC 60601 para EE. UU. y Canadá.

## OPCIONES

Cerraduras en la puerta y el cajón



Designing better care.®



Conforme a la norma CARB 93129.2, fase 2, y a TSCA, sección VI

Los ejemplos de colores mostrados son una representación aproximada del material original. El color real podría variar ligeramente. Antes de realizar su pedido, le recomendamos que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente Midmark Customer Experience a través del 1.800.MIDMARK para solicitar una muestra.

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Ciertos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en: [midmark.com/ISO](http://midmark.com/ISO)

Para solicitar más información, póngase en contacto con el distribuidor de Midmark o bien llame al teléfono: 1.800.MIDMARK

Si llama desde fuera de los Estados Unidos, marque el teléfono: 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: [midmark.com](http://midmark.com)

© 2021 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio EE. UU.  
Como parte del proceso de mejora podrían realizarse cambios en los productos sin previo aviso.  
Impreso en los Estados Unidos.

007-10405-03 Rev. A1 (11/21)

