



USO MÉDICO

Carros + armarios móviles Synthesis®

Mejorar la atención empieza por mejorar el diseño

Muchas organizaciones sanitarias se están dando cuenta de que para mejorar la atención médica es necesario empezar por mejorar el diseño del entorno clínico y situar a los pacientes en el centro del proceso. Podemos ayudarle a cuidar a sus pacientes esté donde esté.



Saque el máximo partido del espacio que tiene

En un mundo perfecto, tendríamos todo el espacio necesario y todas las herramientas de trabajo al alcance de la mano. Los armarios de tratamiento móviles Síntesis® de Midmark le permiten disponer de los suministros necesarios en el punto de atención y le ofrecen diseños especializados que aprovechan los espacios inutilizados y mejoran la organización. Y cuando no necesite los armarios, podrá apartarlos fácilmente para que no estorben.



CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



Bisagras ocultas
Bisagras metálicas niqueladas ocultas, de cierre automático, modelo estándar con montaje de clip, apertura de 110° y tres puntos de ajuste.



Cajones sin juntas
Los cajones de poliestireno, de una sola pieza sin juntas y con esquinas redondeadas, ayudan a contener los derrames y son fáciles de limpiar.



Ruedas
Opción de ruedas de 60 mm o ruedas silenciosas de 101,6 mm.



Paneles sin juntas
Los paneles de termolamina sin juntas se han concebido para resistir los derrames, la degradación química y la delaminación.



Rieles de cajones
Los rieles de los cajones, con capacidad de 45,36 kg, permiten abrir completamente los cajones, con lo que podrá aprovechar todo el espacio.

Armario móvil para tratamientos: opciones



Tiradores
Distintas opciones de tiradores antimicrobianos integrados, empotrados y registrados por la EPA.
Número de registro de la EPA 85353-2



Seguridad
Para mayor seguridad, se ofrecen opciones de bloqueo con llave y bloqueo digital sin llave.



Estilos de cubierta disponibles
Cubierta Kydex® cuadrada
Cubierta Kydex compacta
Cubierta Kydex con bordes redondeados



Cubierta Kydex con bordes redondeados
(Disponible con saliente de 12,7 cm y 3,81 cm)

Cubierta con bordes acolchados



Cubierta con asas y bordes acolchados



Muévase con facilidad
de una sala a otra

Carro móvil para
procedimientos: opciones

En un centro sanitario, la atención médica se desarrolla en muchos espacios. A menudo los profesionales deben pasar de una sala a otra y cambiar de paciente con rapidez. Para que una solución móvil resulte eficaz, debe ofrecer una maniobrabilidad adecuada incluso en los espacios pequeños o difíciles. Los carros móviles para procedimientos de Midmark® facilitan las tareas médicas y la preparación de material estando de pie y ofrecen opciones flexibles para diseñar el carro de modo que funcione tal como usted lo necesite.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



Base sin puntas
El diseño de la base, sin puntas, reduce la probabilidad de que el carro se vuelque o caiga.



Superficie de trabajo extensible
La superficie extensible a izquierda o derecha puede utilizarse como zona de trabajo adicional, o bien para colocar los elementos que vayan a necesitarse.



01 Asa de transporte
Proporciona una superficie de agarre para mover el carro de procedimientos



02 Cubierta con bordes redondeados acolchados y esquinas elevadas
Actúa como barrera en la superficie superior y puede utilizarse para mover el carro



03 Soporte para objetos punzantes
Podrá fijar al carro de procedimientos un contenedor para objetos punzantes



04 Soporte para toallitas desinfectantes
Podrá fijar al carro de procedimientos un dispensador de toallitas desinfectantes (disponible en tamaños pequeño y grande)



05 Soporte para cubo de residuos
Podrá fijar al carro de procedimientos un contenedor para residuos



06 Compartimentos de almacenaje de 6 x 6
Permiten disponer de almacenaje extraíble adicional en el carro de procedimientos



07 Soporte para una caja de guantes
Podrá fijar al carro de procedimientos una caja de guantes estériles (montaje lateral o en la parte superior)



08 Soporte para tres cajas de guantes
Podrá fijar al carro de procedimientos un soporte de hasta tres cajas de guantes estériles (montaje lateral o en la parte superior)



Cubierta Kydex® con bordes redondeados



Cubierta con bordes redondeados acolchados y esquinas elevadas



Realice las tareas esenciales que conllevan desplazamientos con el cuidado que merecen.

La limpieza, los cambios de ropa de cama y la recogida de residuos forman parte del día a día de cualquier sala de procedimientos y de exploración con mucho ajetreo. **Los carros móviles Midmark Synthesis® para ropa de cama y residuos** permiten agilizar los desplazamientos entre salas, ya que se pueden poner en cualquier lugar —debajo o al lado de los armarios bajos Synthesis, o bien junto a los asientos de los pacientes—, integrándose a la perfección en el entorno clínico. Cuando no hacen falta, los carros se guardan sin que estorben a nadie y quedan siempre a mano. Al ser limpios y modernos, se camuflan discretamente y facilitan el acceso del personal y la circulación de los pacientes.

Características de los carros móviles para ropa de cama

Los **carros móviles Midmark Synthesis® para ropa de cama** están diseñados para limpiar y cambiar la lencería más rápido en las habitaciones de los pacientes y en las salas de cirugía ambulatoria. Incorporan un pedal de manos libres para retirar la ropa de cama sin esfuerzo, así como un cierre frontal para moverla de forma higiénica y segura por el centro sanitario. Las ruedas llevan freno para que los carros no se muevan del sitio y, como vienen en dos alturas diferentes —78,74 cm y 83,82 cm—, se adaptan a los diversos espacios clínicos. Al abrirse por delante, es fácil meter y sacar la ropa de cama, lo que permite acondicionar las salas con mayor rapidez y eficiencia.



Características de los carros móviles para residuos

Los carros **Midmark Synthesis® móviles para residuos** son más estéticos que los carros abiertos, pues ocultan los desechos y se pueden llevar de una habitación a otra sin esfuerzo. Las ruedas llevan freno para que los carros no se muevan del sitio y, como vienen en dos alturas diferentes —78,74 cm y 83,82 cm—, se adaptan a los diversos espacios clínicos. Como a la basura se accede por delante, se puede quitar y poner la bolsa en un momento, mejorando así la eficiencia y la higiene.



Elija el estilo que mejor se adapte a su marca exclusiva.

La colección de mobiliario Synthesis® de Midmark le ofrece diversas opciones de estilo en cuanto a colores, acabados y otros elementos diseñados. De esta forma, puede plasmar su propia personalidad en el espacio —ya sea una consulta o una red de centros— y transmitir una imagen de marca armonizada.



GAMA DE COLORES

	Niebla 980*
	Plateado Venus 804
	Gris liso 807
	Tormenta 802
	Piedra de río 967
	Esencia de perla 805
	Ascua 968
	Tundra 966
	Blanco frío 791, 931*
	Bruma 969*
	Gris piedra 216, 793*
	Banco de arena 963
	Pradera 622
	Duna 794
	Lino 795
	Avena 611
	Bermellón otoñal 964
	Madera 801
	Marta 965

* Disponible sin PVC.

ESTILOS DE LOS TIRADORES



** Número de registro de la EPA 85353-2



Designing better care.®



Conforme a la norma CARB 93129.2, fase 2, y a TSCA, sección VI

Ningún producto puede garantizar puntos. Los puntos de todos los materiales de un mismo proyecto LEED® son acumulativos. Para obtener más información sobre LEED, visite el sitio web de USGBC: usgbc.org LEED es una marca registrada del US Green Building Council.

Kydex es una marca registrada de SEKISUI POLYMER INNOVATIONS, LLC

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Algunos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en midmark.com/ISO

Para solicitar más información, póngase en contacto con el distribuidor de Midmark, o bien llame al teléfono: 1.800.MIDMARK Si contacta desde fuera de los Estados Unidos, llame al 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: midmark.com.

© 2026 Midmark Corporation, Versailles, Ohio, Estados Unidos
Productos sujetos a cambios de mejora sin previo aviso.
007-10288-03 Rev. E1 (7/26)

