



MÉDICAL

Armoires mobiles et chariots Synthesis®

De meilleures conceptions pour de meilleurs soins



De nombreux établissements de santé se rendent compte actuellement que des soins de meilleure qualité passent par une meilleure conception de leur environnement clinique : un environnement qui place les patients au cœur de l'expérience de soins. Nous vous aidons à prendre soin du patient, là où il se trouve.



Tirez le meilleur parti de l'espace dont vous disposez

Dans un monde idéal, nous aurions tout l'espace et tous les outils à portée de main. **Les armoires mobiles de soins Synthesis® de Midmark** vous permettent de disposer des éléments dont vous avez besoin sur le lieu de traitement, avec des designs spécialisés qui optimisent les espaces inutilisables et favorisent une meilleure organisation. Quand vous ne les utilisez pas, nos armoires mobiles peuvent facilement être rangées à l'écart.



FONCTIONNALITÉS STANDARD



Charnières invisibles

Les charnières invisibles en métal nickelé et à fermeture automatique sont de série, avec un système à clipser, et offrent une ouverture à 110° et trois points de réglage.



Tiroirs monoblocs

Les tiroirs en polystyrène monoblocs aux angles arrondis et à la surface lisse peuvent aider à contenir les déversements et sont faciles à nettoyer.



Roulettes

Choisissez parmi notre gamme de roulettes silencieuses, de 60 mm à 101,6 mm.



Panneaux monoblocs

Les panneaux monoblocs en plastique thermoformé sont conçus pour résister aux déversements, à la dégradation chimique et à la délamination.



Coulisses de tiroir

Les coulisses à sortie totale avec une capacité de 45,3 kg (100 lb) vous permettent d'utiliser l'intégralité de l'espace fourni par les tiroirs.

Armoire mobile de soins Options



Poignées

Choisissez parmi une variété de poignées, y compris des options antimicrobiennes intégrées, encastrées et enregistrées à l'EPA.

Numéro d'enregistrement EPA 85353-2



Sécurité

Des options de verrous numériques et verrous à clé sont disponibles pour plus de sécurité.



Plan de travail à bord arrondi Kydex®



Plan de travail à bord arrondi avec protection



Plan de travail à bord arrondi avec poignées

Passez facilement d'une pièce à l'autre

Les soins sont dispensés dans de nombreux endroits au sein d'un même établissement de santé. Le personnel soignant doit souvent se déplacer rapidement d'une pièce à l'autre et d'un patient à un autre. Pour être efficace, une solution mobile doit être suffisamment maniable et robuste pour passer d'une pièce à l'autre, même dans des espaces difficiles ou restreints. **Les chariots d'intervention mobile Midmark®** facilitent la préparation et le travail d'intervention en position debout, avec des options flexibles permettant d'adapter le chariot exactement à vos besoins.

FONCTIONNALITÉS STANDARD




Base stable

La conception favorisant la stabilité de la base du chariot réduit la probabilité du basculement ou de la chute du chariot.



Plan de travail coulissant

Le plan de travail coulissant situé à gauche ou à droite offre un plan de travail supplémentaire ou un espace pour y déposer les éléments utilisés.



Chariot d'intervention mobile Options



01 Poignée de transport

Offre une surface de préhension pour permettre une bonne manipulation du chariot d'intervention



02 Plan de travail à bord arrondi avec surélévation des angles

Offre une protection du plan de travail et peut être utilisé pour manipuler le chariot



03 Support de compartiment à objets tranchants

Installez un compartiment à objets tranchants en toute sécurité au chariot d'intervention



04 Support de lingettes désinfectantes

Installez un distributeur de lingettes désinfectantes sur le chariot d'intervention (disponible en petites et grandes tailles)



05 Support de corbeille

Accrochez une corbeille en toute sécurité au chariot d'intervention



06 Compartiments de stockage de 15 x 15 cm

Ajoutez des compartiments mobiles de stockage supplémentaires au chariot d'intervention



07 Support pour 1 boîte de gants

Installez une boîte de gants stériles au chariot d'intervention (fixation sur le côté ou sur le dessus)



08 Support pour 3 boîtes de gants

Installez jusqu'à trois boîtes de gants stériles au chariot d'intervention (fixation sur le dessus ou sur le côté)



Plan de travail à bord arrondi Kydex®



Plan de travail à bord arrondi avec surélévation des angles





Designing better care.®



Conforme à la norme CARB 93129.2 phase 2 et au titre IV de la norme TSCA

Aucun produit ne peut garantir des points. Les points sont cumulables pour tous les matériaux affectés à un projet LEED®. Pour plus d'informations sur LEED, consultez le site Web de l'USGBC : usgbc.org. LEED est une marque déposée du US Green Building Council.

Kydex est une marque déposée de SEKISUI POLYMER INNOVATIONS, LLC

Midmark est une société certifiée ISO 13485 et ISO 9001.
Certains produits ne sont pas inclus. Voir la liste complète sur :
midmark.com/ISO

Pour obtenir de plus amples informations, contactez votre revendeur Midmark ou appelez le : 1.800.MIDMARK En dehors des États-Unis, appelez le : 1.937.526.3662 ou visitez notre site Web : midmark.com

© 2020 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio, États-Unis. Produits susceptibles d'être améliorés sans notification préalable.
Litho aux États-Unis.
007-10288-02 Rév. C1 (7/22)

