



PARA USO MÉDICO

# Carros + armarios móviles Synthesis®

# Mejorar la atención empieza por mejorar el diseño



Muchas organizaciones sanitarias se están dando cuenta de que para mejorar la atención médica es necesario empezar por mejorar el diseño del entorno clínico y situar a los pacientes en el centro del proceso. Podemos ayudarle a cuidar a sus pacientes esté donde esté.



# Saque el máximo partido del espacio que tiene

En un mundo perfecto tendríamos todo el espacio necesario y todo al alcance de la mano. **Los armarios de tratamiento móviles Synthesis® de Midmark** le permiten disponer de los suministros necesarios en el punto de atención y le ofrecen diseños especializados que acaban con los espacios muertos y mejoran la organización. Y cuando no necesite los armarios podrá apartarlos fácilmente para que no estorben.



## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



**Bisagras ocultas**  
Bisagras metálicas niqueladas ocultas, de cierre automático, modelo estándar con montaje de clip, apertura de 110° y tres puntos de ajuste.



**Cajones sin juntas**  
Los cajones de poliestireno, de una sola pieza sin juntas y con esquinas redondeadas, ayudan a contener los derrames y son fáciles de limpiar.



**Ruedas**  
Opción de ruedas de 60 mm o ruedas silenciosas de 101,6 mm.




**Paneles sin juntas**  
Los paneles de thermofoil sin juntas se han concebido para resistir los derrames, la degradación química y la delaminación.



**Rieles de cajones**  
Los rieles de los cajones, con capacidad de 45,36 kg (100 lb), permiten abrir completamente los cajones, con lo que podrá aprovechar todo el espacio.

## Armario móvil para tratamientos: opciones



**Tiradores**  
Distintas opciones de tiradores antimicrobianos integrados, empotrados y registrados por la EPA. *Número de registro de la EPA 85353-2*



Cubierta Kydex® con bordes redondeados



Cubierta con bordes acolchados



**Seguridad**  
Para mayor seguridad se ofrecen opciones de bloqueo con llave y bloqueo digital sin llave.



Cubierta con asas y bordes acolchados

# Muévase con facilidad de una sala a otra

En un centro sanitario, la atención médica se desarrolla en muchos espacios. A menudo los profesionales deben pasar de una sala a otra y cambiar de paciente con rapidez. Para que una solución móvil resulte eficaz, debe ofrecer una maniobrabilidad adecuada incluso en los espacios pequeños o difíciles. **Los carros móviles para procedimientos de Midmark®** facilitan poder preparar y llevar a cabo las tareas asociadas al procedimiento estando de pie y ofrecen opciones flexibles para diseñar el carro de modo que funcione tal como usted lo necesite.

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR



### Base sin puntas

El diseño de la base, sin puntas, reduce la probabilidad de que el carro pueda volcarse o caer.



### Superficie de trabajo extensible

La superficie de trabajo extensible a izquierda o derecha puede utilizarse como zona de trabajo adicional o bien para colocar los elementos que vayan a necesitarse.

# Carro móvil para procedimientos: Opciones



**01 Asa de transporte**  
Proporciona una superficie de agarre para mover el carro de procedimientos



**02 Cubierta con bordes redondeados acolchados y esquinas elevadas**  
Actúa como barrera en la superficie superior y puede utilizarse para mover el carro



**03 Soporte para objetos punzantes**  
Podrá fijar al carro de procedimientos un contenedor para objetos punzantes



**04 Soporte para toallitas desinfectantes**  
Podrá fijar al carro de procedimientos un dispensador de toallitas desinfectantes (disponible en tamaño pequeño y tamaño grande)



**05 Soporte para cubo de residuos**  
Podrá fijar al carro de procedimientos un contenedor para residuos




**06 Compartimentos de almacenaje de 6 x 6**  
Permiten disponer de almacenaje extraíble adicional en el carro de procedimientos



**07 Soporte para contenedor individual para guantes**  
Podrá fijar al carro de procedimientos una caja de guantes estériles (montaje lateral o en la parte superior)



**08 Soporte para contenedor de tres compartimentos para guantes**  
Podrá fijar al carro de procedimientos un contenedor de hasta tres compartimentos para guantes estériles (montaje lateral o en la parte superior)



Cubierta Kydex® con bordes redondeados



Cubierta con bordes redondeados acolchados y esquinas elevadas





Designing better care.®



USGBC  
MEMBER

Conforme a la norma CARB 93129.2, fase 2, y a TSCA, sección VI

Ningún producto puede garantizar puntos. Los puntos de todos los materiales de un proyecto LEED® son acumulativos. Para obtener más información sobre LEED, visite el sitio web de USGBC: [usgbc.org](http://usgbc.org) LEED es una marca registrada del US Green Building Council.

Kydex es una marca registrada de SEKISUI POLYMER INNOVATIONS, LLC

Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001. Ciertos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en: [midmark.com/ISO](http://midmark.com/ISO)

Para solicitar más información, póngase en contacto con el distribuidor de Midmark o bien llame al teléfono: 1.800.MIDMARK Si llama desde fuera de los Estados Unidos, marque el teléfono: 1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: [midmark.com](http://midmark.com)

© 2020 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio, Estados Unidos  
Productos sujetos a cambios de mejora sin previo aviso.  
Impreso en los Estados Unidos.  
007-10288-03 Rev. C1 (7/22)

