



MÉDICAUX


Postes de travail



De meilleurs soins commencent par une meilleure conception



Votre travail peut être très éprouvant pour votre corps : vous êtes constamment en mouvement, vous vous penchez et vous vous étirez. Et vous ne réaliserez peut-être pas à quel point ce mouvement répétitif peut affecter votre santé d'en ressentir les effets. C'est pourquoi l'ergonomie doit être prise en compte avant qu'il ne soit trop tard. Après tout, l'équipement doit améliorer l'expérience du patient et du soignant, à commencer par un plus grand degré de flexibilité là où les soins sont prodigués.



Une **mauvaise posture** peut vous blesser.


Les effets de l'utilisation des ordinateurs sur le corps sont souvent négligés lorsque l'on pense à la sécurité dans les établissements de santé. Cependant, les médecins passent près de la moitié de leur temps de travail devant un ordinateur¹. C'est pourquoi une bonne posture est importante.



MAUVAISE POSTURE

En l'absence de soutien technologique au point de soins, le soignant se retrouve à devoir soutenir la technologie plutôt que d'en être assisté. Sa mauvaise posture entraînera des tensions au niveau du cou, des épaules, des bras, des poignets et du dos, ainsi qu'un inconfort croissant au fil du temps.

À quoi ressemble une **bonne posture**?



01



02



03



04

- 01 Écran d'ordinateur en dessous du niveau des yeux
- 02 Épaules détendues avec dos droit et soutenu
- 03 Bras près du corps, coudes pliés à 90° et poignets droits
- 04 Pieds à plat sur le sol²

Une meilleure ergonomie pour tout le monde.

Ce n'est un secret pour personne : être un professionnel de la santé est exigeant. En fait, c'est l'un des métiers les plus difficiles aux États-Unis aujourd'hui.

UNE BLESSURE NON MORTELLE SUR 5

signalée aux États-Unis en 2023 était liée aux soins de santé³.


3X

Les professionnels de la santé sont presque trois fois plus susceptibles de souffrir de blessures liées au travail que les travailleurs de la construction³.

49 %

Temps consacré chaque jour par les médecins aux dossiers électroniques et au travail administratif¹. Ce n'est pas seulement le fait de soulever des patients qui met en danger les soignants d'aujourd'hui. À mesure que le secteur s'oriente vers l'automatisation, le temps accru passé devant un ordinateur risque d'aggraver le taux déjà élevé de blessures chez les professionnels de la santé.

LES BLESSURES DUES À DES EFFORTS RÉPÉTITIFS LES PLUS FRÉQUEMMENT SIGNALÉES CHEZ LES SOIGNANTS DEPUIS LA CRÉATION DES DSE⁴.



66 000 \$

COÛT MOYEN PAR INCIDENT POUR DES BLESSURES TELLES QUE LES ENTORSES, LES FOULURES, LES PROBLÈMES INFLAMMATOIRES ET LE SYNDROME DU CANAL CARPIEN⁵.

C'est pourquoi nous avons travaillé avec plus de 20 installations à travers les États-Unis pour créer des postes de travail mobiles pouvant prendre en charge des utilisateurs allant d'une **personne assise de 5 pi à une personne debout de 6 pi 4 po**, et tous ceux qui se trouvent entre les deux.



Travaillez confortablement. Restez connecté.



01



02

01 RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Le réglage de la hauteur de 66 centimètres (26 po) vous permet de travailler dans une position ergonomique correcte, que vous soyez assis ou debout, stationnaire ou mobile.

02 BASE À ROULETTES ROBUSTE

Déplacez facilement le poste de travail d'une pièce à l'autre grâce à la conception robuste de la base à roulettes.

03



04



03 180° DE ROTATION

La rotation du moniteur de gauche à droite vous aide à maintenir un contact visuel avec les patients et à partager du contenu lorsque cela est nécessaire.

04 POSITIONNEMENT FACILE

Réglez facilement la hauteur du poste de travail pour chaque utilisateur sans effort grâce à un levier et à des indications intuitives.



Postes de travail

Postes de travail Midmark^{MD}



Les postes de travail Midmark sont conçus pour améliorer la flexibilité et l'efficacité, vous permettant de travailler à partir d'une variété de positions ergonomiques correctes tout en maintenant un contact visuel avec les patients.

Une meilleure polyvalence à portée de main.

L'évolution technologique engendre des besoins différents. Les postes de travail Midmark offrent une variété d'options pour l'intégration de la technologie dans l'espace médical. Configurez votre poste de travail comme vous en avez besoin, où vous en avez besoin, quel que soit votre choix de plateforme matérielle ou d'emplacement dans une installation.



6214
Poste de travail de procédure



6215
Poste de travail rectangulaire



6215-002
Poste de travail rectangulaire compact



6215-003
Poste de travail compact en forme de rein



6211
Poste de travail sécurisé pour ordinateur portable



6212
Poste de travail de bureau à écran plat



6213
Poste de travail de bureau sécurisé à écran plat



6217
Poste de travail sécurisé pour ordinateur portable avec plateau pour souris



6218
Poste de travail de bureau à écran plat avec plateau pour souris




6219
Poste de travail de bureau sécurisé à écran plat avec plateau pour souris

Vous avez désormais le pouvoir de choisir.

Ajoutez un accessoire d'alimentation à la plupart des postes de travail Midmark^{MD} et assurez le fonctionnement de votre matériel informatique pendant une journée de travail de 10 heures sans avoir besoin de le recharger. Nos modules d'alimentation CA servent de plateforme flexible dont vous avez besoin pour le matériel que vous choisissez.

Une puissance conçue pour durer plus longtemps.

Notre pile au lithium fer phosphate (LiFePO_4) fiable et durable se charge rapidement pour vous permettre de reprendre rapidement vos activités.



Poste de travail illustré avec cordon d'alimentation de qualité médicale et interface utilisateur à distance en option.

Les unités murales constituent la majorité de votre espace.



6281
Poste de travail mural conçu pour un réglage indépendant de la hauteur de 22 po pour les composants technologiques basés sur des ordinateurs portables et des tablettes.



6282 + 6283
Postes de travail muraux standard et robustes conçus pour un réglage indépendant de la hauteur de 22 po pour les composants technologiques basés sur ordinateur de bureau.

ACCESSOIRES POUR UNITÉS MURALES

SUPPORT D'ORDINATEUR DE BUREAU RÉGLABLE



Dimensions
10 po L x 3,75 po P x 7 po H

SUPPORT D'ORDINATEUR DE BUREAU INVOLABLE



Dimensions
15,74 po L x 3,96 po P x 12,13 po H

BRAS D'EXTENSION



Dimensions
22 po L x 2 po P x 5,8 po H

SUPPORT DE LECTEUR DE CODE À BARRES VESA



Dimensions
14,3-16,2 po L x 6,25 po P x 4,35 po H

SUPPORT DE LECTEUR DE CODE À BARRES SUR RAIL



Dimensions
5 po L x 4,73 po P x 9 po H

BRAS MONITEUR DOUBLE



Dimensions
26,8 po L x 4,6 po P x 02,58 po H

Tous les accessoires d'unité murale présentés sont disponibles uniquement en couleur bruite.



Accessoires
pour postes de
travail mobiles

LES ACCESSOIRES AJOUTENT POLYVALENCE ET PRATICITÉ À VOTRE POSTE DE TRAVAIL

SYSTÈME D'ALIMENTATION CA*



Dimensions
16,5 po L x 9,5 po P x
11 po H
Capacité
491 W/h
Technologie des piles
LiFePO₄ – phosphate de fer
et de lithium

CORDON D'ALIMENTATION SPIRALÉ



Support en acier (illustré)
7,2 po L x 1,8 po P x
2,5 po H
**Support pour chemin
de câbles**
2,5 po L x 1,8 po P x
2,5 po H
*Les deux ont une longueur
maximale de 8 pieds*
*Cordon de qualité médicale
avec 3 prises secteur*
*Montage à droite ou à
gauche possible*

PANIER À COLONNES



Avant
17,45 po L x 12 po P x
4,07 po H
Arrière
17,45 po L x 12 po P x
4,07 po H
Double (illustré)
17,45 po L x 15,68 po P x
4,07 po H

PANIER ARRIÈRE



Dimensions
16,64 po L x 6,47 po P x
4 po H
Capacité
5 livres maximum

TIROIR



Non verrouillable
14 po L x 10 po P x 5,3 po H
Serrure sans clé (illustré)
14 po L x 10,65 po P x
5,3 po H

ÉTAGÈRE UTILITAIRE RÉGLABLE*



Dimensions
17,63 po L x 12,5 po P x
8,125 po H
**Plage de
profondeur interne**
De 8,80 à 17,33 po
Capacité
30 livres

PORTE-BALANCE



Dimensions
14,5 po L x 12,15 po P x
12,25 po H
Capacité
7 livres
*Montage à droite ou à
gauche possible*

SUPPORT DE PROCESSEUR



Dimensions
10 po L x 12,55 po P [max] x
7,25 po H
*Peut accueillir des
appareils de 1,27 à
3,95 po d'épaisseur*
*Peut être monté à l'avant
ou à l'arrière (montage
arrière illustré)*

ÉTAGÈRE VOIP



Dimensions
16,25 po L x 5,24 po P x
6 po H
Capacité
5 livres maximum
*Montage à droite ou à
gauche possible*

SUPPORT VOIP



Dimensions
13,0 po L x 6,05 po P x
3,40 po H
Capacité
6 livres
*Montage à droite ou à
gauche possible*

SUPPORT DE CODE À BARRES



Support Vesa (illustré)
15 po L x 6,47 po P x
4,35 po H avec jusqu'à 3,45 po
de réglage horizontal
Montage en surface
3,11 po L x 4,23 po P x
3,04 po H
*Montage à droite ou à
gauche possible*
Capacité
Poids maximum de 2 lb pour
les deux options

ACCESSOIRES POUR SIGNES VITAUX



Perche pour appareil
19 po L x 4 po P x 22,5 po H
Réglage en hauteur jusqu'à
18 po
**Support de brassard de
tension artérielle**
Perche de support
pour équipement de
signes vitaux
**3 po L x 3,1 po P x
8,75 po H**

SUPPORT POUR MONITEUR DOUBLE



Dimensions
26,83 po L x 2,61 po P x
4,6 po H
Capacité
Poids total maximal de 5 à
15 lb
Motifs Vesa
75 mm + 100 mm
Chaque plaque Vesa dispose
d'un réglage horizontal de
7,435 po et d'une capacité de
rotation de 90°.

SUPPORT D'ÉCRAN POUR ORDINATEUR PORTABLE



Dimensions
7,25 po L x 3,35 po P x
12,52 po H
Capacité
10 livres

PLAQUE DE MONTAGE VESA



Dimensions
12,29 po L x 1,88 po P x
4,94 po H
Capacité
5 livres maximum
Motifs Vesa
75 mm + 100 mm

SUPPORT D'ÉCRAN POUR TABLETTE



Dimensions
6,88 po L x 1,35 po P x
8,14 po H
Capacité
Poids minimum de la
tablette 3,5 lb pour utiliser
le réglage de la hauteur
du moniteur


ÉTAGÈRE D'IMPRIMANTE MOBILE



Dimensions
14,86 po L x 8,7 po P x
1,5 po H
Plage de largeur interne
De 4,29 po à 6,81 po
Capacité
5 livres maximum

* Cet accessoire nécessite que le poste de travail ait une grande base (22,5 po P x 20,5 po L).

OPTIONS DE COULEUR



- Bruine 980*
- Argent Vénus 804
- Fer plat 807
- Tempête 802
- Galet 967
- Essence de perle 805
- Braise 968
- Toundra 966
- Givre 791, 931*
- Brouillard 969*
- Gris caillou 216, 793*
- Banc de sable 963
- Prairie 622
- Dune 794
- Lin 795
- Avoine 611
- Brun roux 964
- Bois 801
- Sable 965

*Offert sans PVC.

CARACTÉRISTIQUES

POSTES DE TRAVAIL
NON ALIMENTÉS

Réglage de la hauteur sur 26 po,
de 23 à 49 po

2 roulettes avant à
blocage total;
2 roulettes non verrouillables
roulettes arrière

Roulettes surdimensionnées
de 3,94 po (100 mm)

Colonne et base à roulettes en
aluminium poli

Dimensions du plan de travail :
6211 – 23 po P x 26 po L
6212 – 23 po P x 26 po L
6213 – 23 po P x 26 po L
6214 – 21 po P x 26 po L
6215 – 21 po P x 26 po L
6215-002 – 17,5 po P x 23,5 po L
6215-003 – 17 po P x 25 po L
6217 – 23 po P x 22 po L
6218 – 23 po P x 22 po L
6219 – 23 po P x 22 po L

Bras de moniteur
(modèles 6212, 6213,
6218, 6219) :

Modèles de montage VESA
75 mm et 100 mm

Réglage vertical indépendant
de 9,5 pouces jusqu'à 40 degrés
d'inclinaison positive

Plage de capacité de 5 lb min à
20 lb max

Rotation indépendante de 180°

Dimensions de la base :

- 6211 – 19,5 po P x 20,5 po L
- 6212 – 22,5 po P x 20,5 po L
- 6213 – 22,5 po P x 20,5 po L
- 6214 – 19,5 po P x 20,5 po L
- 6215 – 19,5 po P x 20,5 po L
- 6215-002 – 19,5 po P x 20,5 po L
- 6215-003 – 19,5 po P x 20,5 po L
- 6217 – 19,5 po P x 20,5 po L
- 6218 – 22,5 po P x 20,5 po L
- 6219 – 22,5 po P x 20,5 po L

Limites de poids :

- 6211 – 20 lb
- 6212 – 30 lb
- 6213 – 30 lb
- 6214 – 20 lb
- 6215 – 20 lb
- 6215-002 – 20 lb
- 6215-003 – 20 lb
- 6217 – 20 lb
- 6218 – 30 lb
- 6219 – 30 lb

Conforme à la norme
ANSI/BIFMA

POSTES DE TRAVAIL MURAUX

Les modèles 6281, 6282 et
6283 ont un réglage en hauteur
de 22 po

Dimensions de la surface
de travail :

- 6281 – 14 po P x 19 po L
- 6282 – 10 po P x 25 po L
- 6283 – 10 po P x 25 po L

Limites de poids :

- 6281 – 8 lb
- 6282 – 20 lb
- 6283 – 35 lb

POSTES DE TRAVAIL ALIMENTÉS
PAR COURANT ALTERNATIF*

L'alimentation CA est conforme
aux normes de sécurité suivantes : UL/
CEI 60601-1 (3^e éd.)
UL/CEI 60950-1

** Cet accessoire nécessite que le poste
de travail ait une grande base (22,5 po P x
20,5 po L).*

SOURCES

1 2 Sinsky C, Colligan L, Li L et coll. Allocation of physician time in ambulatory practice:
A time and motion study in 4 specialties. Ann Intern Med. 2016;165(11):753-760. DOI : 10.7326/M16-0961
2 <https://uhs.princeton.edu/health-resources/ergonomics-computer-use>
3 Bureau of Labor Statistics des États-Unis, données 2023 : bls.gov/news.release/pdf/osh.pdf
4 <https://pdfs.semanticscholar.org/f4f4/e346b9e89655131a6dfea989af799fabb973.pdf>
5 Estimation à l'aide du calculateur OSHA Safety Pays : osha.gov/safetypays



Designing better care.®



Conforme à la norme CARB 93120.2 Phase 2 et à la norme TSCA Titre VI

Les exemples de couleurs présentés illustrent au mieux le matériau original. La couleur réelle peut varier légèrement. Nous vous recommandons fortement de communiquer avec l'équipe de l'engagement client de Midmark au 1 800 MIDMARK pour demander un échantillon avant de passer votre commande.

USGBC[®] et le logo associé sont des marques déposées appartenant au US Green Building Council[®] et sont utilisés avec permission.

Midmark est une entreprise certifiée ISO 13485 et ISO 9001.

Certains produits ne sont pas certifiés. Consultez la liste complète sur midmark.com/ISO

Pour plus de renseignements, communiquez avec votre distributeur Midmark ou appelez au 1 800 MIDMARK.

Pour les appels hors des États-Unis, composez le 1 937 526-3662 ou visitez le site Web midmark.com

© 2026 Midmark Corporation, Versailles (Ohio), États-Unis.

Dans le but d'améliorer nos produits, des changements peuvent être apportés sans préavis.

007-10137-02 Rév. F1 (6/26)

